

Philips Sonicare  
DiamondClean 9000  
ダイヤモンドクリーン  
9000  
より優れたブラッシング体験

\*1 を実現

ブラシヘッド認識機能  
4つのモード、3段階の強さ設定  
過圧防止センサー機能

HX9911/67



ダイヤモンドクリーンシリーズを試してみたい方へ

歯垢除去力とステイン除去を兼ね備えたモデル

優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン 9000 \*1 弊社製品ラインナップでの比較

**スタイリッシュで使いやすいデザイン**

- 長寿命のバッテリー

**ダイヤモンドクリーンを使用したユーザーがお口の健康推進を実感**

- プレミアムオールインワンブラシヘッド

**ニーズに合わせてダイヤモンドクリーン 9000 を活用**

- 4つのモード、3段階の強さ設定
- 過圧防止センサー機能
- ブラシヘッド認識機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能

**一人ひとりに合った進捗レポートで歯磨き習慣を記録**

- プロGRESSレポート

**PHILIPS**

**sonicare**

## ダイヤモンドクリーン 9000

より優れたブラッシング体験<sup>\*1</sup>を実現 ブラシヘッド認識機能, 4つのモード、3段階の強さ設定、過圧防止センサー機能


# 特長

### プレミアムオールインワンブラシヘッド



プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大20倍の歯垢を除去できます<sup>\*2</sup>。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2倍のステイン（着色汚れ）を除去できます<sup>\*3</sup>。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境目を洗浄し、2週間で歯ぐきの健康を推進します<sup>\*4</sup>。ブラシヘッドの効果は3ヶ月ほどで低下していきませんが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてください<sup>\*2</sup>。手磨きと比べ / フィリップス調べ<sup>\*3</sup>プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較 / クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用 / 当社調べ / 実際の口内では異なる場合があります<sup>\*4</sup>。クリーンモード使用時 / 手磨きと比べ / フィリップス調べ / 画像はイメージです

### プログレスレポート



内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、ソニックケアア

プリに接続し、プログレスレポートで歯磨き習慣を記録するなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。

### 4つのモード、3段階の強さ設定



ダイヤモンドクリーン 9000には、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかりと除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。

### 過圧防止センサー機能



歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ライトリングが紫色に点滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。 / 画像はイメージです

HX9911/67

### ブラシヘッド認識機能



ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さは好みで変更可能）

### ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

### 長寿命のバッテリー



ダイヤモンドクリーン 9000は、一度の満充電で約2週間使用できます。（2分間のブラッシング1日2回を基準とした場合）

## ダイヤモンドクリーン 9000

より優れたブラッシング体験\*1を実現 ブラシヘッド認識機能, 4つのモード、3段階の強さ設定、過圧防止センサー機能

## 仕様

## デザインと仕上げ

- 色: ホワイト

## コネクティビティ

- Bluetooth®: Philips Sonicare アプリに接続

## 電源

- 対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

## 仕様

- 充電式: 充電式
- 使用時間: 14日間\*\*\*\*
- 充電電池の種類: リチウムイオン充電電池

## サービス

- 本体保証: 2年間保証

## 互換性

- Android: Android4.4.2以上 (Bluetooth4.0以降搭載機種)\*iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。(Bluetooth 4.0以降搭載機種)
- iOS: iOS 9.3以上, (iPhone 6以降), iOS 9.3以上 (iPhone6以降)

## 使いやすさ

- 充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示
- ディスプレイ: 照明付きディスプレイ
- ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ハンドル: スリムなデザイン
- ブラシヘッド自動認識: ○\*RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合
- シェービングヘッド交換時期お知らせ機能: ○\*RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンの点灯

## 内容

- ハンドル: ダイヤモンドクリーン スマート1本
- ブラシヘッド: プレミアムオールインワン1

本

- トラベルケース: USB充電トラベルケース
- 充電器用グラス: 1

## 洗浄性能

- ブラシ振動数: 約31,000ブラシストローク/分
- 性能: 歯垢を除去
- 健康上の利点: 歯垢を除去
- タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー
- ステイン除去効果: 自然な白い歯に
- 過圧に関するフィードバック: 紫色のライトリングが点灯, ハンドルが振動してお知らせ
- 仕上げ磨き: ○

## モード

- 3段階の強さ設定: 弱, 中, 強
- クリーン: 歯をキレイに
- ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
- ガムヘルス: 歯垢を落とし, 歯ぐきにやさしい刺激を
- ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

## ブラシヘッド認識機能

- プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択
- G3プレミアムガムケアブラシヘッド: ガムヘルスモードを自動選択
- プレミアムホワイトブラシヘッド: ホワイトプラスモードを自動選択

## スマートセンサーテクノロジー

- 過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ
- 位置センサー: ブラシヘッドの位置を追跡して改善
- 摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導
- 3D口腔マップ: 問題の箇所をハイライト
- 仕上げ磨き: 磨き残しに対処

株式会社フィリップス・ジャパン

© 2022 Philips Japan, Ltd.

All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* ? Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

\* ? Android は Google Inc. の商標です。

\* ? Apple, Apple logo, iPad および iPhone は、アメリカおよびその他の国における Apple Inc. の登録商標です。

\*\*\* Gum Health モードを使用した場合と手磨きの場合の比較 (2週間)

\*\*\*\* スタンダードモードで、2分間のブラッシングを1日2回



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-06-23

バージョン : 3.3.1

EAN: 08 71010 39923 56