



Philips Sonicare W
Optimal White
Testine standard per
spazzolino sonico

Pacco da 2

Misura standard
Ad aggancio
Associazione con modalità
BrushSync

HX6062/10

Denti più bianchi fino al 100% in appena una settimana*

Pulizia avanzata per denti bianchi, senza macchie

La testina W2 Optimal White è perfetta per chi desidera una pulizia profonda, per denti più bianchi e senza macchie e un sorriso radioso. La testina è ideale anche per mantenere la luminosità ottenuta fra un trattamento sbiancante professionale e l'altro

Tecnologia innovativa

- Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali**
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

Progettato per ottimizzare le prestazioni

- Testate per soddisfare la tua igiene orale
- Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina
- Sostituisci le testine quando serve, e ottieni una pulizia ad alte prestazioni. Sempre.

Per denti eccezionalmente bianchi

- Le setole a diamante ti regalano denti fino al 100% più bianchi in 1 settimana

Per una cura eccezionale di denti e gengive

- Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

PHILIPS
sonicare


In evidenza

Puoi dire addio alla placca



Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Denti bianchi in poco tempo



Le innumerevoli setole disposte a forma di diamante di W2 Optimal White sono in grado di rimuovere le macchie dovute a cibi e bevande. Un sorriso più bianco fino al 100%*, in soli 7 giorni.

Associazione con modalità BrushSync™**



Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™**.


La testina Philips Sonicare W2 Optimal White si sincronizza con il manico dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™**, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per un bianco eccezionale. Tu devi solo iniziare a spazzolare.

Sostituzione testine



Le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo, ma BrushSync™ ti ricorderà di sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino intelligente monitora per quanto tempo e con quale intensità utilizzi una testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. Non hai uno spazzolino Philips Sonicare intelligente? Ti basta controllare le setole blu: quando diventano bianche è il momento di sostituire la testina.

Pulizia con la massima tranquillità



Tutte le testine Philips Sonicare sono sicure e delicate su denti e gengive. Durante i test, tutte le testine vengono messe a dura prova per

garantire prestazioni eccezionali e durata ogni volta che le utilizzi.

Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Inserimento facile ad aggancio



La testina W2 Optimal White si adatta perfettamente a tutti i modelli di manico Philips Sonicare, eccetto Philips One ed Essence. Basta fare clic su on e off per una facile sostituzione e pulizia.

Specifiche

Aspetto e rifiniture

- Colore: Bianco
- Consistenza rigida delle setole: Media
- Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente
- Misura: Standard

Compatibilità

- Sistema con testine: Ad aggancio
- Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 2 Plaque Defence, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Serie 1100, Serie 2100, Serie 3100, Prestige 9900,

- DiamondClean 9000
- Associazione con modalità BrushSync

Accessori inclusi

- Testine: 2 standard W2 Optimal White

Qualità e prestazioni

- Sostituzione: Ogni 3 mesi
- Testata: per un uso ottimale

Benefici per la salute

- Rimozione della placca: Rimuove fino a 7 volte più placca*
- Salute delle gengive: Per migliorare le condizioni delle gengive
- Sbiancamento: Denti più bianchi in una sola settimana



Data di rilascio
2022-08-14

Versione: 4.4.1

EAN: 08 71010 38503 11

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale
**L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati di BrushSync™