

# PHILIPS

## sonicare

Přístroj na čištění  
mezizubních prostor

AirFloss Pro/Ultra

DiamondClean 9000

s 1 tryskou a 1 hlavíčkou kartáčku

Nabíjecí sklenice, cestovní  
pouzdro



HX8494/01



## Zdravější dásně za 2 týdny, zaručeno\*

Pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit

Přístroj AirFloss Ultra je pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit, nejjednodušším způsobem efektivního čištění mezizubních prostor. AirFloss Ultra lze používat s čistou vodou nebo antimikrobiální ústní vodou a klinické studie prokázaly, že zdraví dásní prospívá stejně jako zubní nit.\*\*

### Improves oral health

- Klinické studie dokázaly stejnou efektivitu pro dásně jako u zubní niti\*\*
- Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku\*\*\*
- Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu mezi zuby

### Provides a superior clean

- Čištění podle vašich potřeb
- Naše unikátní sonická technologie vám přináší efektivní a šetrné čištění
- Odstraní až 10krát více plaku\* a zajišťuje hloubkové čištění

### Superior technology


- Vysoce výkonná tryska
- Technologie mikrokapiček vody a vzduchu

### The easiest way to effectively clean between teeth

- Jednoduchý způsob, jak získat zdravý návyk
- Stačí 60 vteřin: namířit, stisknout, hotovo!

## Přednosti

### Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku




AirFloss Pro/Ultra odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čištěných míst.\*\*

### Technologie mikrokapiček



Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy naší jedinečnou technologií kombinující směs vzduchu a mikrokapiček ústní vody nebo obyčejné vody k účinnému a současně jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.

### Snadno získáte zdravý návyk



Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. AirFloss představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky.

### Pro zdravější dásně



Podle klinických studií tryska Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra zlepšuje zdraví dásní stejně jako zubní nit.\*\* Stav dásní zlepši za pouhé dva týdny.

### Příspěvá ke snížení výskytu zubního kazu



Jemným odstraňováním plaku, které čištění neodstranilo, pomáhá tryska Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra předcházet tvorbě kazů mezi zuby.

### Vysoce výkonná tryska



Nová vysoce výkonná tryska AirFloss Pro/Ultra zesiluje účinek naší technologie kombinující směs vzduchu a mikrokapiček vody a díky tomu je účinnější než kdykoli předtím.

### Vyčistí za pouhých 60 vteřin



S přístrojem AirFloss Pro/Ultra vám čištění mezizubních prostor zabere méně než 60 vteřin denně. Stačí si zvolit frekvenci dávky (jednoduchou, dvojitou nebo trojitou) a čistit přidržением aktivačního tlačítka pomocí nepřetržitých automatických dávek nebo stisknutím a uvolněním v manuálním režimu.

### 4 režimy, 3 intenzity



Kartáček DiamondClean 9000 se dodává s režimy Clean, White+, Gum Health a Deep Clean+, které se postarají o vaše potřeby při čištění zubů. Režim Clean je určen pro výjimečné každodenní čištění, režim White+ slouží k odstranění skvrn, režim Gum Health zajišťuje šetrné, ale účinné čištění dásní a režim Deep Clean+ zajišťuje osvěžující hloubkové čištění. Tři intenzity vám umožňují vybrat si mezi vyšším nastavením pro účinnější čištění a nižším nastavením pro citlivější ústa.

### Technologie Philips Sonicare



Sonický stíráv pohybu napění zubní pastu na bublinky, které útočí na plak a vhání je do mezizubních prostor a podél linie dásní. Za pouhé 2 minuty získáte stejný účinek jako při měsíčním čištění manuálním kartáčkem.

# Specifikace

## Spotřeba

**Napětí:** Vícenapěťová nabíječka

## Technické údaje

**Baterie:** Nabíjecí

**Typ baterie:** Lithium-iontová

**Doba nabíjení:** Úplné nabití za 24 hodin

## Design a provedení

**Barva:** Bílá

## Servis

**Záruka:** 2letá omezená záruka

## Snadné použití

**Indikátor baterie:** Kontrolky LED na těle ukazují úroveň nabití

**Rukojeť:** Tenký ergonomický design

**System kartáčkových hlavice:** Zacvakávací

hlavice kartáčku

**Displej:** Osvětlený displej

**Nástavec trysky:** Snadné nasazení a sejmutí

## Balení obsahuje

**Rukojeť:** 1 kartáček DiamondClean 9000

**cestovní pouzdro:** Cestovní nabíječka s USB

**Nabíječka:** 1

**Kartáčkové hlavice:** 1 kartáčková hlavice C3

Premium Plaque Defense

**Nabíjecí sklenice:** 1

**Tělo AirFloss Ultra:** 1

**Tvarovací koncovka:** 1

## Výkon čištění

**Výkon:** Odstraňuje až 99,9% plaku\*\*

**Frekvence:** Až 62 000 pohybů za minutu

**Přínos pro zdraví:** Mezizubní hygiena vám zabere pouhých 60 vteřin, Zlepšuje zdraví dásní během 2 týdnů\*

**Klinicky prokázané výsledky:** Stejně efektivní jako zubní nit, pro zlepšení zdraví dásní, pro odstranění zubního plaku, pro snížení krvácení dásní

**Přizpůsobitelné nastavení:** Na výběr manuální či automatické prostřikování, Jednoduchý / dvojí / trojí prostřik\*\*\*

**Časovač:** Quadpacer a SmarTimer

**Bělící účinky:** 2x lepší bělení zubů\*

**Pro nejlepší výsledky:** Trysku měňte každých 6 měsíců

## Režimy

**Clean:** Pro výjimečné každodenní čištění

**Deep Clean+:** Unikátní hloubkové čištění

**Gum Health:** Speciální pozornost věnovaná stoličkám

**White+:** Odstraňuje povrchové skvrny



\* nebo vám vrátíme peníze

\*\* při používání v kombinaci s manuálním kartáčkem a antibakteriální ústní vodou u pacientů s lehkým až středním zánětem dásní; AirFloss pomáhá těm, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, vypěstovat denní návyk čištění mezizubních prostor. Bližší informace najdete v sekci Otázky a odpovědi na kartě Podpora.

\*\*\* Z čištěných míst; v laboratorní studii, výsledky v praxi se mohou lišit