



Philips Sonicare AirFloss  
Interdentale - Beccucci

Con 2 beccucci

HX8012/07

## Non usi il filo interdentale? Fidati di AirFloss.

Rimuove la placca che non viene rimossa dal normale spazzolino

Per chi non usa il filo con regolarità, AirFloss è un modo semplice di eseguire la pulizia interdentale. AirFloss può essere utilizzato con collutorio o con acqua e utilizza un'esclusiva tecnologia ad aria e micro-gocce per rimuovere la placca nelle zone più difficili.

### **Semplicità d'uso**

- Tecnologia ad aria e micro-gocce
- La punta guida garantisce il corretto posizionamento
- Beccuccio progettato per l'accesso semplice alle zone difficili da raggiungere

### **Per una buona abitudine di pulizia interdentale**

- Un modo facile per migliorare la pulizia interdentale

**PHILIPS**  
**sonicare**

Interdentale - Beccucci  
Con 2 beccucci

## Specifiche

### Facilità d'uso

- Beccuccio: Aggancio e sgancio semplice

### Accessori inclusi

- Beccuccio per AirFloss: 2


### Prestazioni di pulizia

- Beccucci: Per risultati migliori sostituire ogni 6 mesi

HX8012/07


## In evidenza

### Un modo facile per iniziare



La pulizia interdentale è molto importante per la salute orale. AirFloss è un modo semplice per eseguire una pulizia interdentale più profonda e creare una sana abitudine.

### Tecnologia ad aria e micro-gocce



Tecnologia ad aria e micro-gocce

### Punta guida



Il sottile beccuccio angolato e la punta guida semplificano il posizionamento. Basta scorrere lungo la superficie dei denti, vicino al bordo gengivale, finché la punta si inserisce nello spazio tra i denti.

### Sottile beccuccio angolato

Sottile beccuccio angolato per raggiungere facilmente anche i punti più difficili



Data di rilascio  
2023-02-01

Versione: 2.0.1

EAN: 08 71010 36231 68

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* rispetto all'uso del solo spazzolino manuale