

PHILIPS

sonicare

Normaalit Sonic-
harjaspäät

W2 Optimal White

8 kpl

Normaali koko

Napsautettava

BrushSync-tilanvalinta

HX6068/12



Jopa 100 % valkoisemmat hampaat viikossa

Tehokasta puhdistusta ja tummentumien poistoa – tuloksena valkoisemmat hampaat

W2 Optimal White -harjaspää soveltuu tehokkaan puhdistuksen lisäksi pintavärjäymien poistoon. Saat säteilevän hymyn ja valkoisemmat hampaat. Harjaspää sopii myös valkaisun ylläpitoon ammattilaisen tekemien valkaisukäsittelyjen välillä.

Innovatiivinen tekniikka

- Valitsee automaattisesti optimaalisen tilan parasta lopputulosta varten**
- Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Optimoi suorituskyvyn

- Testattu suun terveyden puolesta
- Kiinninapsautettava harjaspää on helppo asettaa paikalleen
- Tiedät, milloin harjaspää pitää vaihtaa ja saat aina puhtaan tuloksen.

Merkittävästi valkoisemmat hampaat

- Vinoneliön muotoiset harjakset tekevät hampaista valkoisemmat vain yhdessä viikossa

Puhdistaa hampaat ja ikenet tehokkaasti

- Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Kohokohdat

Heitä hyvästit plakille



Tiheet ja korkealaatuiset harjakset poistavat jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

Valkoisemmat hampaat, nopeammin



DiamondClean-värjäytymienpuhdistin on tehty tiheästi asetelluista vinoneliön muotoisista harjaksista, jotka poistavat ruokien ja juomien aiheuttamat pintavärjäytymät. Saat jopa 100 %* valkoisemmat hampaat vain 7 päivässä.

BrushSync™-tilanvalinta



Saat aina parhaan puhdistustuloksen BrushSync™-tilanvalinnan ansiosta**. Philips Sonicare W2 Optimal White -harjaspää toimii

BrushSync™-ominaisuudella varustetun Philips Sonicare -kahvan kanssa** ja valitsee optimaalisen puhdistustilan ja voimakkuustason tehokkaalle hampaiden valkaisulle. Sinun tarvitsee vain aloittaa harjaaminen.

Harjaspään vaihto-osat



Harjaspäät menettävät tehoaan 3 kuukauden käytön jälkeen, mutta BrushSync™ muistuttaa sinua siitä ajoissa. Älykäs hammasharjasi seuraa, kuinka usein ja voimakkaasti harjaat, ja ilmoittaa, kun on harjaspään vaihdon aika. Eikö sinulla ole älykästä Philips Sonicare -hammasharjaa? Ei huolta, tarkkaile vain sinisiä vaihtoharjaksia. Kun ne muuttuvat valkoisiksi, tiedät, että on vaihdon aika.

Harjaa levollisin mielin



Kaikki Philips Sonicare -harjaspäät ovat turvallisia ja helliä hampaille ja ikenille. Vaativien testien aikana varmistetaan harjaspäiden vahva suorituskyky ja kestävyys jokaisella harjauskerralla.

Philips Sonicare -tekniikka



Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

Helppo kiinnittää



W DiamondClean -harjaspää sopii täydellisesti kaikkiin Philips Sonicare -hammasharjoihin paitsi Philips One- ja Essence-malleihin. Voit vaihtaa harjaspään helposti napsauttamalla ja aloittaa sitten harjaamisen.

Tekniset tiedot

Consumer Trade Item

Height: 22.1 cm
Width: 6 cm
Length: 4.4 cm
Net weight: 0.061 kg
Gross weight: 0.084 kg
GTIN: 8710103850410
Country of origin: AT
Harmonized system code: 96032100

Ulkolaatikko

Height: 7.7 cm
Width: 22.2 cm
Length: 23 cm
Net weight: 0.305 kg
Gross weight: 0.536 kg
GTIN: 18710103850417

Muotoilu ja pinnoitus

Jämäkät harjakset: M
Väri: Valkoinen
Muistutusharjakset: Vaalenevat siniset harjakset
Koko: Vakio

Pallet Layer

Height: 7.7 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

Yhteensopivuus

Harjaspääjärjestelmä: Napsautettava
Sopii näihin malleihin: 2-sarja plakin ehkäisyyn, 2-sarja plakin ehkäisyyn, 3-sarja ikenien hyvinvointiin, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected,

FlexCare+, lapsille, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean
[BrushSync-tilanvalinta](#)

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 8 W2 Optimal White -vakio

Laatu ja toimivuus

Varaosat: 3 kuukautta
Testattu: täydellistä käyttöä ajatellen

Terveysedut

Plakin poisto: Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia
Ikenien hyvinvointi: Edistää ikenien terveyttä
Valkaisu: Valkoisemmat hampaat viikossa

