

PHILIPS

sonicare

Testine standard per
spazzolino sonico

G3 Premium Gum
Care

Pacco da 2

Misura standard

Ad aggancio

Associazione con modalità
BrushSync

HX9052/17



La nostra testina per una salute delle gengive superiore

Gengive fino a 7 volte più sane in appena 2 settimane*

La salute dei denti inizia da gengive sane. Prenditene cura con la nostra testina G3 Premium Gum Care. I bordi morbidi e flessibili si adattano ai contorni delle tue gengive, coprendo una superficie 2 volte più ampia** per una migliore rimozione della placca lungo il bordo gengivale.

Tecnologia innovativa

- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali****

Progettato per ottimizzare le prestazioni

- Sostituisci le testine quando serve, e ottieni una pulizia ad alte prestazioni. Sempre.
- Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina
- Testate per soddisfare la tua igiene orale

Per una cura delle gengive eccezionale

- Gengive fino a 7 volte più sane in appena 2 settimane***

Una pulizia profonda ineguagliabile


- Rimozione della placca fino a 10 volte più efficace rispetto ad uno spazzolino manuale

Ora più sostenibile

- Il 75% della plastica in questo prodotto è a base biologica*


In evidenza

Focus on gum health



Con la testina Premium Gum Care di Philips Sonicare persino la pulizia più profonda è delicata. Mentre il tuo spazzolino si muove lungo il bordo gengivale, i bordi e le setole flessibili assorbono la pressione in eccesso per proteggere le gengive anche quando spazzoli energicamente. Le setole sono pensate appositamente per rimuovere la placca e i batteri lungo il bordo gengivale migliorando la salute delle gengive. Il design curvo della testina assicura il massimo contatto delle setole con il dente

Say goodbye to plaque




Grazie al suo design flessibile, Premium Gum Care rimuove fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale. La nostra esclusiva tecnologia di pulizia Philips Sonicare garantisce una pulizia eccellente che si vede e si sente.

Philips Sonicare technology



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Ora più sostenibile



Per aiutarci a ridurre l'impronta ecologica, il 75% della plastica in questa testina è a base biologica***** e le confezioni di tutte le nostre testine sono riciclabili al 100%.*****

Replace every 3 months



Le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo, ma BrushSync™ ti ricorderà di sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino intelligente monitora per quanto tempo e con quale intensità utilizzi una testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. Non hai uno spazzolino Philips Sonicare intelligente? Ti basta controllare le setole blu: quando diventano bianche è il momento di sostituire la testina.

Easy to click-on



La testina Premium Gum Care si adatta perfettamente a tutti i modelli di impugnatura Philips Sonicare, eccetto PowerUp Battery ed Essence. Basta fare clic su on e off per una facile sostituzione e pulizia.

Brushing with peace of mind



Tutte le testine Philips Sonicare sono sicure e delicate su denti e gengive. Durante i test, tutte le testine vengono messe a dura prova per garantire prestazioni eccezionali e durata ogni volta che le utilizzi.

Associazione con modalità BrushSync™



Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™****. La testina Premium Gum Care G3 si sincronizza con l'impugnatura dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™****, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per una cura delle gengive eccezionale. Tu devi solo iniziare a spazzolare.

Specifiche

Aspetto e rifiniture

Riconoscimento intelligente testina

Colore: Bianco

Consistenza rigida delle setole: Media

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Materiale testina: Bordi in gomma morbidi e flessibili

Misura: Standard

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 2 Plaque Defence, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, DiamondClean 9000, Serie 1100, Serie 3100, Prestige 9900, ProtectiveClean, Serie 2100

Non adatto per: Philips One

Accessori inclusi

Testine: 2 G3 Premium Gum Care

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

Benefici per la salute

Rimozione della placca: Rimuove 10 volte più placca****

Salute delle gengive: Gengive fino a 7 volte più sane*



* nella modalità Gum Health rispetto a uno spazzolino manuale a 2 settimane; misurato da GBI
* * rispetto a una testina DiamondClean
* * * nella modalità Gum Health rispetto a uno spazzolino manuale a 2 settimane; misurato da GBI
* * * * L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati di BrushSync™
* * * * * rispetto a uno spazzolino manuale
* * * * * Base di bilanciamento di massa
* * * * * * Ove presenti le strutture/separare la plastica dalla carta