

# PHILIPS

## sonicare

Compacte sonische  
opzetborstels

W2c Optimal White  
compact

4 stuks

Compact formaat

Opklikbaar

BrushSync-koppeling van  
poetsstanden

HX6074/27



## Tot 100% wittere tanden in slechts één week\*

Geavanceerde reiniging voor het verwijderen van vlekken en voor wittere tanden

De W2c Optimal White-opzetborstel is ideaal als u voor een grondige reiniging gaat die vlekken en verkleuringen verwijdert voor een stralend witte glimlach. Deze opzetborstel helpt ook uw tanden wit te houden tussen professionele bleekbehandelingen in

### Innovatieve technologie

- Getest voor uw behoeften op het gebied van mondverzorging
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie
- Selecteert automatisch de optimale poetsstand voor de allerbeste resultaten\*\*

### Ontworpen voor optimale prestaties

- Kliksysteem voor eenvoudig verwisselen van opzetborstels
- Weet altijd wanneer u de borstel moet vervangen. Krijg altijd een effectieve reiniging.

### For exceptionally whiter teeth

- Ruitvormige borstelharen zorgen voor 100% wittere tanden in 1 week

## Kenmerken

### Snel wittere tanden



De dicht op elkaar geplaatste ruitvormige borstelharen van de W2 Optimal White verwijderen aanslag van eten en drinken op het tandoppervlak. Uw glimlach wordt merkbaar witter, tot wel 100%\* in slechts 7 dagen.

### BrushSync™-koppeling van poetsstanden



Met onze BrushSync™-koppeling van poetsstanden\*\* krijgt u altijd de best mogelijke reiniging. De W2 Optimal White-opzetborstel werkt samen met uw Philips Sonicare-handvat\*\* met BrushSync™ waardoor automatisch de optimale poetsstand en het beste intensiteitsniveau voor uitzonderlijk bleken wordt geselecteerd. U hoeft alleen te beginnen met poetsen.

### Vervanging van de opzetborstel



Opzetborstels worden minder effectief als ze 3 maanden zijn gebruikt, maar met BrushSync™ krijgt u een seintje als uw borstel toe is aan vervanging. Uw slimme tandenborstel houdt bij hoe vaak en hoe hard u poetst en stelt u op de hoogte wanneer het tijd is voor een vervangende opzetborstel. Hebt u nog geen slimme Philips Sonicare-tandenborstel? U hoeft alleen maar de blauwe vervangingsborstelharen in de gaten te houden. Zodra deze wit worden, is het tijd om de opzetborstel te vervangen.

### Eenvoudig vast te klikken



Uw W2 Optimal White-opzetborstel past perfect bij iedere Philips Sonicare-tandenborstel, behalve Philips One en


Essence. Klik de opzetborstel vast of haal hem er eenvoudig af voor gemakkelijk vervangen en schoonmaken.

### Philips Sonicare-technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

### Poetsen met een gerust hart



Alle Philips Sonicare-opzetborstels zijn veilig en zacht voor de tanden en het tandvlees. Tijdens proeven wordt iedere opzetborstel uitgebreid getest, om er zeker van te zijn dat ze bij elke poetsbeurt uitzonderlijke prestaties leveren en lang meegaan.

# Specificaties

## Ontwerp en afwerking

**Kleur:** Wit

**Hardheid borstelharen:** Medium

**Memo-borstelharen:** Blauwe kleur borstelharen wordt langzaam wit

**Formaat:** Compact

## Compatibiliteit

**Systeem voor opzetborstel:** Opklikbaar

**Geschikt voor de volgende modellen:** 2-serie

Plaque Defense, 2-serie Plaque Defense, 3-

Serie Gum Health, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

**BrushSync-koppeling van poetsstanden**

**Niet geschikt voor:** Philips One

## Meegeleverde artikelen

**Opzetborstels:** 4 W2c Optimal White compact

## Kwaliteit en prestaties

**Vervanging:** Iedere 3 maanden

**Getest:** voor optimaal gebruik

## Gezondheidsvoordelen

**Verwijdering van tandplak:** Helpt tandplak te verwijderen

**Gezond tandvlees:** Helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw tandvlees

**Wittere tanden:** Verwijdert 100% meer vlekken\*, Wittere tanden in slechts één week

