

# PHILIPS

## sonicare

4x Testine nere per  
spazzolino sonico

W2 Optimal White

Rimuove fino a 7 volte più placca

Denti fino al 100% più bianchi

Setole medie

Compatibile con tutti gli  
spazzolini Sonicare ad  
eccezione di Philips One e Kids

HX6064/11



## Denti più bianchi fino al 100% in appena una settimana\*

### Sostituire ogni 3 mesi per risultati ottimali

La testina W2 Optimal White è perfetta per chi desidera una pulizia profonda, per denti più bianchi e senza macchie e un sorriso radioso. La testina è ideale anche per mantenere la luminosità ottenuta fra un trattamento sbiancante professionale e l'altro

#### **Tecnologia innovativa**

- Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali\*\*
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

#### **Progettato per ottimizzare le prestazioni**

- Testate per soddisfare la tua igiene orale
- Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina
- Sostituisci le testine quando serve, e ottieni una pulizia ad alte prestazioni. Sempre.

#### **Per denti eccezionalmente bianchi**

- Le setole a diamante ti regalano denti fino al 100% più bianchi in 1 settimana

#### **Per una cura eccezionale di denti e gengive**

- Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale


## In evidenza

### Puoi dire addio alla placca



Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

### Denti bianchi in poco tempo



Le innumerevoli setole disposte a forma di diamante di DiamondClean sono in grado di rimuovere le macchie dovute a cibi e bevande. Un sorriso più bianco fino al 100%\*, in soli 7 giorni.

### Sostituzione testine



Le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo, ma BrushSync™ ti ricorderà di sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino

intelligente monitora per quanto tempo e con quale intensità utilizzi una testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. Non hai uno spazzolino Philips Sonicare intelligente? Ti basta controllare le setole blu: quando diventano bianche è il momento di sostituire la testina.

### Pulizia con la massima tranquillità



Tutte le testine Philips Sonicare sono sicure e delicate su denti e gengive. Durante i test, tutte le testine vengono messe a dura prova per garantire prestazioni eccezionali e durata ogni volta che le utilizzi.

### Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

### Inserimento facile ad aggancio



La testina DiamondClean si adatta perfettamente a tutte le impugnature di spazzolini Philips Sonicare, eccetto Philips One ed Essence. Basta agganciarla e sganciarla per una facile sostituzione e pulizia.

### Associazione con modalità BrushSync™



Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™\*\*. La testina Philips Sonicare W2 Optimal White si sincronizza con il manico dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™\*\*, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per un'eccezionale cura delle gengive. Tu devi solo iniziare a spazzolare.

# Specifiche

## Aspetto e rifiniture

**Colore:** Nero

**Consistenza rigida delle setole:** Media

**Setole con avviso di sostituzione:** Il colore blu scompare progressivamente

**Misura:** Standard

## Compatibilità

**Sistema con testine:** Ad aggancio

**Associazione con modalità BrushSync**

**Adatto per questi modelli:** Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 2 Plaque Defence, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, DiamondClean

Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Serie 1100, Serie 2100, Serie 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000  
**Non adatto per:** Philips One

## Accessori inclusi

**Testine:** 4 W2 Optimal White

## Qualità e prestazioni

**Sostituzione:** Ogni 3 mesi

**Testata:** per un uso ottimale

## Benefici per la salute

**Rimozione della placca:** Rimuove fino a 7 volte più placca\*

**Salute delle gengive:** Per migliorare le condizioni delle gengive

**Sbiancamento:** Denti più bianchi in una sola settimana

