

# PHILIPS

## sonicare

Насадки для улучшения  
состояния дёсен

G3 Premium Gum Care

2 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Функция подключения BrushSync

HX9052/33



## Чистящая насадка для оптимального здоровья десен

Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели\*

Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность\*\*, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен.

### Инновационная технология

- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки\*\*\*\*

### Разработана для достижения наилучшего результата

- Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.
- Сменная насадка для простой и быстрой замены
- Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

### Для исключительной заботы о деснах

- Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели\*\*\*

### Непревзойденная глубокая чистка


- Мягкие резиновые боковые щетинки обеспечивают вдвое большую область контакта

### Более экологичный продукт

- 75 % пластика в этом изделии — это биопластик\*


## Особенности

### Акцент на здоровье десен



Скругленный профиль чистящей насадки Premium Gum Care обеспечивает максимально тесный контакт щетинок с линией десен. До 7 раз более здоровые десны по сравнению с обычной зубной щеткой и поддержка здоровья ваших зубов\*.

### Попрощайтесь с зубным налетом



Это усиливает эффект звуковой чистки для более тщательной чистки даже в труднодоступных участках. Благодаря гибкой конструкции Premium Gum Care удаляет до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

### Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

### Более экологичный продукт




Мы стремимся сократить негативное воздействие на окружающую среду, поэтому 75 % пластика в этом изделии — это биопластик\*\*\*\*\*, а вся упаковка наших чистящих насадок на 100 % подлежит переработке.\*\*\*\*\*

### Заменяйте каждые 3 месяца



Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

### Простая установка



Насадка G3 Premium Gum Care подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме Philips One и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

### Полная уверенность в зубной щетке



Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

### Функция подключения BrushSync™



Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки\*\*\*\*. Чистящая насадка Philips Sonicare G3 Premium Gum Care синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™\*\*\*\* для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя превосходный уход за деснами. Вам потребуется просто начать чистку.

# Характеристики

## Дизайн и отделка

**Жесткость щетинок:** Средняя

**Цвет:** Черный

**Распознавание чистящей насадки**

**Индикаторные щетинки:** Синие индикаторные

щетинки выцветают

**Материал насадки щетки:** Мягкие и гибкие

резиновые ребра

**Размер:** Стандартный

## Совместимость

**Система чистящих насадок:** Сменные

**Подходит для этих моделей:** 2 Series Plaque Control,

2 Series Plaque Defense, 3 Series для более здоровых

десен, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean,

Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp,

DiamondClean 9000, Серия 1100, Серия 3100, Prestige

9900, ProtectiveClean, Серия 2100

**Несовместимо:** Philips One

## В комплекте

**Насадки:** G3 Premium Gum Care, 2 шт.

## Качество и эффективность

**Замена:** Каждые 3 месяца

**Протестировано:** для оптимального использования

## Польза для здоровья

**Удаление налета:** В 10 раз более эффективное

удаление налета\*\*\*\*\*

**Здоровье десен:** Состояние десен в 7 раз лучше\*

