

# PHILIPS

## sonicare

Насадки для тщательного  
удаления налёта при брекетах

i InterCare

2 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Функция подключения BrushSync

HX9002/10



## Тщательное очищение межзубных промежутков. Непревзойденный уход\*.

### Тщательное очищение труднодоступных участков

Благодаря особой улучшенной технологии и удлиненным щетинкам насадка InterCare удаляет налет в межзубных промежутках до 7 раз эффективнее в сравнении с обычной зубной щеткой и улучшает состояние десен всего за две недели.

#### Инновационная технология

- Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки\*\*
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

#### Разработана для достижения наилучшего результата

- Протестировано для эффективного ухода за полостью рта
- Сменная насадка для простой и быстрой замены
- Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

#### Для исключительной заботы о деснах

- Улучшает состояние десен всего за 2 недели

#### Для эффективного удаления зубного налета

- Удаляйте в 7 раз больше налета, используя чистящую насадку InterCare\*


## Особенности

### Удаляйте в 7 раз больше налета



Воспользуйтесь чистящей насадкой InterCare, чтобы улучшить состояние десен всего за 2 недели применения. Удлиненные щетинки помогают удалять больше налета в труднодоступных местах и межзубных промежутках для здоровья десен.

### Удлиненные щетинки



Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками высокого качества удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.

### Функция подключения BrushSync™



Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки\*\*. Чистящая насадка InterCare синхронизируется с

ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™\*\* для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.

### Замена чистящих насадок



Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

### Простая установка



Насадка InterCare подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

### Уникальная звуковая технология



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

### Полная уверенность в зубной щетке



Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

# Характеристики

## Дизайн и отделка

**Цвет:** Белый

## Дизайн и отделка

**Жесткость щетинок:** Средняя

**Индикаторные щетинки:** Синие индикаторные щетинки выцветают

**Размер:** Стандартный

## Совместимость

**Система чистящих насадок:** Сменные

**Функция подключения BrushSync**

**Подходит для этих моделей:** 2 Series Plaque Control,

2 Series Plaque Defense, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Серия 1100, Серия 2100, Серия 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000

**Несовместимо:** Philips One

## В комплекте

**Насадки:** 1 InterCare, 2 шт.

## Качество и эффективность

**Замена:** Каждые 3 месяца

**Протестировано:** для оптимального использования

## Польза для здоровья

**Удаление налета:** Удаляет в 7 раз больше налета\*

**Здоровье десен:** Улучшает состояние десен за 2 недели

