

# PHILIPS

Dispositivo de depilación  
IPL con SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

Sensor SmartSkin

2 accesorios inteligentes: cuerpo  
y cara

Aplicación Lumea IPL

Uso con cable



BRI944/00



## A tu medida con SenseIQ

Disfruta de una piel suave y sin vello durante 12 meses\*

Disfruta de un tratamiento rápido y personalizado con Lumea IPL serie 8000. Tecnología SenseIQ con accesorios inteligentes y aplicación Lumea IPL para conseguir una piel suave durante más tiempo.

### **Suavidad y eficacia para conseguir una piel sedosa por más tiempo**

- Realice el tratamiento solo 2 veces al mes para obtener resultados rápidos
- Desarrollado con dermatólogos para ser fácil y efectivo
- Cable extralargo para una mayor flexibilidad durante el tratamiento

### **Solución completa para cara y cuerpo**

- Solución completa para la cara y el cuerpo con 2 accesorios inteligentes
- Adecuado para la mayoría de tonos de piel y colores de vello

### **Tratamiento personalizado IPL para eliminar el vello**

- Suavidad y comodidad con SenseIQ
- Optimiza tu rutina con la app Philips Lumea IPL

# Destacados

## 2 veces al mes para obtener resultados rápidos



Para empezar, sesiones cada dos semanas (la mitad de tratamientos que otras marcas), seguido de un retoque una vez al mes: eso es todo. Depilar ambas piernas solo requiere 8,5 minutos.

## Tecnología SenseIQ



Lumea serie 8000 dispone de cinco ajustes de luz fácilmente ajustables. Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.

## Cable extralargo



Es cómodo de usar gracias a su cable extralargo que facilita el acceso y la maniobrabilidad.

## 2 smart attachments



Los accesorios especialmente diseñados se adaptan perfectamente a las curvas del cuerpo y activan los programas más eficaces para cada zona del cuerpo cuando están conectados. Cara: diseño plano y pequeña ventana con filtro UV. Cuerpo: curvado hacia dentro con una ventana grande.


## Desarrollado junto con dermatólogos



Como líderes en la tecnología sanitaria, en Philips han desarrollado Lumea IPL consultándolo con dermatólogos, para un uso

fácil y efectivo en la seguridad de tu hogar. Derivado de la tecnología utilizada en los salones profesionales, Lumea IPL ofrece un tratamiento suave, incluso en zonas sensibles.

## Aplicación Philips Lumea IPL



Nuestra aplicación de asesoramiento gratuita te ayuda a planificar y cumplir tu programa de tratamiento, y te guía paso a paso en cada sesión. Descargada por más de 2,1 millones de usuarios.

## Para la mayoría de tipos de piel y vello



IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de la piel, por lo que funciona con vello natural rubio oscuro, castaño y negro, así como con tonos morenos de piel, de normal a oscuro (I-V).

# Especificaciones

## Especificaciones técnicas de los accesorios

**Accesorio para el tratamiento corporal:** Forma: curva convexa, Tamaño de la ventana: 4,1 cm<sup>2</sup>, Tratamiento personalizado para el cuerpo: piernas, brazos y abdomen

**Accesorio para el tratamiento facial:** Forma: plana, Tamaño de la ventana: 2 cm<sup>2</sup>, filtro adicional, Tratamiento personalizado para la cara: labio superior, barbilla y mandíbula

## Seguridad y posiciones ajustables

**Filtro UV integrado:** Protege la piel de los rayos UV

**Cinco posiciones de energía de luz:** Se adapta a tu tipo de piel

**Sistema de seguridad integrado:** Evita que se

produzcan pulsaciones de luz accidentales

**Sensor SmartSkin:** El ajuste adecuado a petición

## Modo de aplicación

**Deslizamiento y flash:** Para aplicación rápida

**Sello y flash:** Para el tratamiento de zonas pequeñas

**Uso con/sin cable:** Uso con cable

## Especificaciones técnicas

**Tensión:** 100–240 V

**Lámpara de alto rendimiento:** Diseño duradero, proporciona 450.000 pulsos, equivalente a 39 años de vida útil de la lámpara\*\*

## Servicios

**Garantía:** 2 años de garantía completa y 1 año adicional de garantía al registrar el producto en 90 días

## Elementos incluidos

**Instrucciones de uso:** Manual del usuario

**Almacenamiento:** Funda de belleza

**Adaptador:** 19,5 V/4000 mA

## Tiempo de aplicación

**Axilas:** 2,5 minutos

**Zona del bikini:** 2 min

**Cara:** 1,5 minutos

**Medias piernas:** 8,5 min.



\* Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 86% en medias piernas, 70% en la línea del bikini y 67% en las axilas

\*\* Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips