

# PHILIPS

## sonicare

Стандартні насадки для  
звукової зубної щітки

ProResults

4 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Комплексне чищення

HX6014/07



## Бездоганна ефективність.\* Гарантована якість.

### Бездоганна ефективність за чудовою ціною

Будучи одними з наших найкращих насадок для щітки, Philips Sonicare ProResults – це ідеальне рішення для усіх користувачів Sonicare, яким просто потрібне справжнє чищення Sonicare за неймовірною ціною.

#### A brush head that fits multiple handles

- Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

#### Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Складає кращого догляду за ротовою порожниною

#### Створена для оптимальної ефективності

- Оптимізована ефективність Philips Sonicare
- Щетинки-індикатори забезпечують найефективніше чищення
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

#### Thorough clean feeling in your mouth

- Усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

## Основні особливості

### Оптимізована ефективність



Ця насадка для зубної щітки Philips Sonicare повторює форму зубів і чистить важкодоступні місця.

### Усуває до 2 разів більше нальоту



Ця насадка для щітки усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

### Максимальні звукові коливання



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

### Знімна система насадки для щітки




Ця насадка для щітки встановлюється на ручку щітки для безпечної фіксації та легкого догляду й чищення. Вона підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence.

### Кращий догляд за ротовою порожниною



Як і всі оригінальні насадки для щіток Philips Sonicare, ця насадка для щітки безпечна для зубів та ясен. Перевірено якість кожної насадки для щітки для виняткової роботи та надійності.

### Щетинки-індикатори



Не завжди помітно, але насадки для щітки втрачають жорсткість і поступово зношуються. Наші блакитні щетинки-індикатори стають білими, повідомляючи про необхідність заміни. Для забезпечення оптимальних результатів замініть насадку для щітки кожні три місяці.

## Специфікації

### Конструкція та покриття

Жорсткість щетинок: Середній

Колір: Білий

Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетинок зникає

Розмір: Стандартний

### Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні

Підходять для цих моделей: HealthyWhite+, 2 Series plaque control, 3 Series gum health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite

### Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 4 стандартні ProResults

### Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці

Перевірено: для оптимального використання

### Переваги для здоров'я

Видалення нальоту: Усуває до 2 разів більше нальоту\*

