

PHILIPS

sonicare

Końcówka Standard do
szczoteczki sonicznej

C1 ProResults

Do 2x mniej płytki bakteryjnej

Doskonała skuteczność

Przystępna cena

4 sztuki w opakowaniu

HX6014/07



Doskonała skuteczność. Przystępna cena

Dla początkujących użytkowników

Jako jedna z naszych sztandarowych końcówek szczoteczki Philips Sonicare ProResults nadaje się idealnie zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących użytkowników szczoteczek Sonicare — to produkt dla osób pragnących korzystać z jakości czyszczenia Sonicare w niezwykle przystępnej cenie

A brush head that fits multiple handles

- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych

Designed to optimize performance

- Optymalna skuteczność Philips Sonicare
- Włókna Przypominające zapewniają najbardziej skuteczne czyszczenie
- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare

Uczucie czystości w jamie ustnej

- Usuwa do 2x więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka*

Zalety

Optymalna skuteczność



Końcówka szczoteczki Philips Sonicare ma wyprofilowany kształt, który naturalnie dopasowuje się do kształtu zębów i umożliwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc.

Usuwa do 2 razy więcej płytki nazębnej



Końcówka szczoteczki usuwa do 2x więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka*

Maksymalny ruch soniczny



Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbityą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.

Główka szczoteczki mocowana na kliknięcie



Każda końcówka Philips Sonicare pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty, zatrzaskowy mechanizm ułatwia wymianę i codzienne


czyszczenie końcówki. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

Poprawa zdrowia jamy ustnej



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

Włókna Przypominające



Na pierwszy rzut oka to może nie być oczywiste, ale po kilku miesiącach normalnego użytkowania włosie główki szczoteczki traci swoją sztywność i stopniowo się zużywa. Niebieski kolor naszych Włókien Przypominających zanika i zmienia się w biały, co pomaga zauważyć, że nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy wymieniać główkę szczoteczki co trzy miesiące.

C1 ProResults

Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

HX6014/07

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średni

Kolor: Biały

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: HealthyWhite+, Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 3 —

zdrowie dziąseł, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, Seria 1100, Seria 2100, Seria 3100, ProtectiveClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, Prestige 9900

Nie nadaje się do: Philips One

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 4 ProResults — standardowe

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwa do 2 razy więcej płytki nazębnej*

