

PHILIPS

sonicare

Стандартні насадки для
звукової зубної щітки

S Sensitive

2 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Для чутливих зубів та ясен

HX6052/07



Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м'якість.

Досконале чищення чутливих зубів та ясен

Насадка для зубної щітки Philips Sonicare S Sensitive ідеально підходить для тих, хто хоче позбутися болю через чутливі зуби та ясна. Ви отримуєте ефективне чищення, що не травмує Ваші ясна.

Легке доповнення до щоденного догляду за ротовою порожниною

- Отримайте найбільш ефективне щоденне видалення нальоту

Інноваційна технологія

- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
- Інноваційний дизайн щетинок м'яко усуває наліт

Створена для оптимальної ефективності

- Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

Незрівнянне ретельне чищення

- Усуває більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

Основні особливості

Забудьте про наліт



Клінічно доведено, що щільні високоякісні щетинки усувають більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

М'яко усуває наліт



Ця насадка для щітки Philips Sonicare Sensitive має надзвичайно м'які щетинки для дбайливого, ефективного чищення. А вигнуті щетинки повторюють форму зубів для надзвичайно делікатного чищення. В наявності також менший, компактний розмір для точного чищення.

Легко встановлювати



Насадка для щітки Sensitive ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence. Просто встановіть та зніміть її для легкої заміни та чищення.

Щетинки-індикатори



Насадка для щітки стає менш ефективною після 3-х місяців її використання, однак про це буде повідомлено. Просто відстежуйте стан синіх змінних щетинок: коли вони стануть білими, настав час для нової насадки для щітки.

Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Специфікації

Конструкція та покриття

Жорсткість щетинок: М'які

Колір: Білий

Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетинок зникає

Розмір: Стандартний

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні

Підходять для цих моделей: 2 Series plaque control, 3 Series gum health, DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, ProtectiveClean, Series 1100, Серія 2100, Series 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000

Не підходить для: Philips One

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 2 S Sensitive standard

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці

Перевірено: для оптимального використання

Переваги для здоров'я

Видалення нальоту: Допомагає видалити наліт

