

PHILIPS

sonicare

Gerät zur
Zahnzwischenraumreinigung

AirFloss Pro/Ultra

mit DiamondClean 9000

mit 1 Düse und 1 Bürstenkopf

Ladeglas, USB-Reiseladeetui



HX8494/01



Nachweislich gesünderes Zahnfleisch in 2 Wochen*

Für alle, die unregelmäßig Zahnseide benutzen

Für Personen, die nicht regelmäßig Zahnseide benutzen, ist der AirFloss Ultra die einfachste Art zur Reinigung der Zahnzwischenräume. AirFloss Ultra kann mit Mundspülung oder Wasser verwendet werden und ist nachweislich genauso wirksam wie Zahnseide für die Gesundheit Ihres Zahnfleisches.**

Improves oral health

- Klinisch erwiesen so wirksam wie Zahnseide für die Zahnfleischgesundheit**
- Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung***
- Hilft dabei, Karies zwischen den Zähnen zu vermeiden

Hervorragende Reinigung

- Personalisiertes Zahnputzerlebnis
- Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung
- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque* für eine gründliche Reinigung

Superior technology

- Hochleistungsdüse
- Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen

The easiest way to effectively clean between teeth

- So wird gesunde Zahnpflege ganz einfach zur Gewohnheit
- In nur 60 Sekunden: Ausrichten. Abdrücken. Sauber!


Besonderheiten

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung




AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.***

Mikrotröpfchen-Technologie



Die klinisch erwiesene Kombination aus Luft- und Mikrotröpfchen reinigt sanft und effektiv die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand.

Machen Sie gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit



Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. Der AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen.

Bessere Zahnfleischgesundheit



Der Philips Sonicare AirFloss Ultra verbessert nachweislich die Gesundheit des Zahnfleisches genauso wie Zahnseide.** Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches bereits in nur zwei Wochen.

Hilft dabei, Karies zu vermeiden



Indem Plaque, die beim Zähneputzen nicht gelöst wurde, sanft mit Druckluft entfernt wird, verhindert der Philips Sonicare AirFloss Ultra Karies zwischen den Zähnen.

Hochleistungsdüse



Der neue leistungsstarke AirFloss Ultra verstärkt die Wirkung der Luft- und Mikrotröpfchen-Technologie für mehr Effizienz als je zuvor.

Reinigt in nur 60 Sekunden



Mit dem AirFloss Ultra können Sie Ihren ganzen Mund in weniger als 60 Sekunden pro Tag reinigen. Wählen Sie einfach Ihre Sprühstoß-Frequenz (einfach, zweifach oder dreifach), und halten Sie die Aktivierungstaste für kontinuierliche automatische Sprühstöße gedrückt. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, befindet sich das Gerät im manuellen Modus.

4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen



Die DiamondClean 9000 verfügt über die Putzprogramme Clean, White+, Gum Health and Deep Clean+, die Ihre Zahnpflegebedürfnisse erfüllen: "Clean"-Putzprogramm für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung, "White+"-Putzprogramm zum Entfernen von Verfärbungen, "Gum Health"-Putzprogramm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und das "Deep Clean+"-Putzprogramm für eine belebende gründliche Reinigung. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie die für Sie am besten geeignete Einstellung finden – höhere Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigere Intensität für empfindliche Zähne.

Daten

Leistung

Stromspannung: Multispannungs-Ladegerät

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Batterietyp: Lithium-Ionen

Ladezeit: Vollständig geladen in 24 Stunden

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Akkuanzeige: LED-Anzeigen am Handstück zeigen Ladezustand an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Anzeige: Beleuchtetes Display

Düsenaufsatz: Leichtes Aufstecken und Abnehmen

Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Handstück: 1 DiamondClean 9000

Bürstenköpfe: 1 C3 Premium zum Plaque-Schutz

Reiseetui: USB-Reiseladeetui

Ladeglas: 1

AirFloss Ultra Handstück: 1

Düse: 1

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 99,9 % Plaque**

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Reinigt den ganzen Mund in 60 Sekunden, Verbessert die Zahnfleischgesundheit in 2 Wochen*

Klinisch erwiesene Ergebnisse: Genauso effizient wie Zahnseide, für verbesserte Zahnfleischpflege, zur Reduzierung von Plaque, zur Reduzierung von Zahnfleischbluten

Anpassbare Einstellungen: Automatische oder manuelle Sprühstoß-Funktion, Einfach-, Zweifach oder Dreifach-Sprühstoß***

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Weißer Zähne: Zweifach weißere Zähne*

Für optimale Ergebnisse: Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Deep Clean+: Für eine besonders gründliche Reinigung

Gesundes Zahnfleisch: Pflegt Backenzähne besonders gründlich

White+: Entfernt oberflächliche Verfärbungen



* oder Sie erhalten Ihr Geld zurück

** bei Verwendung in Kombination mit einer Handzahnbürste und einer antimikrobiellen Mundspülung bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Zahnfleiscentzündungen. AirFloss wurde entwickelt, um Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, bei der täglichen Reinigung der Zahnzwischenräume zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den Q&A unter der Registerkarte "Support".

*** Der behandelten Bereiche; in einer Laborstudie, tatsächliche Ergebnisse im Mund können abweichen