

PHILIPS

sonicare

Elektriline Sonic-
hambahari

ProtectiveClean
4300

Sisesehitatud surveandur

1 puhastusrežiim

1 × BrushSynci funktsioon



HX6848/92



Valgemad hambad. Õrn puhastamine. Muudab hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.

Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja muutke oma hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.

Proven to improve oral health

- Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

Innovative technology

- Märguanne õrnalt harjamise meeldetuletamiseks
- Patsiendid saavad oma harjapeadest viimast võtta
- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic tehnoloogia
- Ühendab hambaharja nutika käepideme ja nutikad harjapead
- Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

Parandab patsientide suuhügieeni

- Täidised, kroonid või tundlikud piirkonnad? Muretsemiseks ei ole põhjust.

Designed around your patient

- Suurepärase viisi uue hambaharjaga harjumiseks
- Julgustab põhjalikult harjama

Esiletõstetud tooted

Loomulikult valgemad hambad



Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratusse saavutamiseks klõpsake külge W2 Optimal White'i harjapea. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad plekke eemaldavad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.

Ohutu ja õrn




Ohutu harjamiskogemus on tagatud: meie Sonic-tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrite, täidiste, kroonide ja laminaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ja parandab igemete tervist.

Kasulikud taimerid



Meie QuadPacer teavitab patsienti, millal on kulutatud piisavalt aega iga suupiirkonna puhastamiseks, ja nutikas taimer annab märku, kui harjatud on soovitatavad kaks minutit.

Parandab igemete tervist



InterCare'i harjapeal on eriti pikad tihedalt koos paiknevad kvaliteetsed harjased, mille eesmärk on eemaldada sügavale hammaste vahele kogunenud hambakatt. On kliiniliselt tõestatud, et see vähendab igemete veritsust ja põletikku kõigest kahe nädalaga.

Philips Sonicare'i tehnoloogia



Philips Sonicare'i täiustatud Sonic tehnoloogia suunab vett hammaste vahele, harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

BrushSynci tehnoloogia




Mikrokiibi ühilduvusega tehnoloogia, mis tuvastab nutika harjapea ja sünkronib selle nutika käepidemega. Nutikas käepide ja nutikas harjapea moodustavad võimsa kombinatsiooni, edastades teile nutikaid vahetamise meeldetuletusi.

Liiga suure jõuga?



Patsiendid ei pruugi liiga tugevat harjamist ise tähele panna, kuid nende hambahari märkab seda. Kui patsient harjab igemetele liiga tugevat survet avaldades, hakkab hambahari tegema pulseerivat heli, andes märku vajadusest õrnemalt harjata.

Nutikas harjapea vahetamise meeldetuletus



Ükski harjapea ei ole igavene. Kuid meil on lahendus: meie nutikas harjamise tuvastamise tehnoloogia peab arvestust patsiendi harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt on harjatud. Kui vahetamisaeg on käes, süttib käepidemel märgutuli. Nii saab olla kindel, et harjapea töötab tõhusalt.

Easy-start-programm



Uue harjumuse omaksvõtmine võib aega võtta. Meie lihtsad alustamisprogrammid aitavad teil uue hambaharijaga järk-järgult harjuda – suurendada harjamisvõimsust aeglaselt esimese 14 kasutuskorra jooksul.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

Värv: Valge ja sinine

Võimsus

Pinge: 110–220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni kaks nädalat

Aku tüüp: Liitiumioon

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Harjamisaeg: Kuni kaks nädalat

Kaasolevad tarvikud

Laadija: 1

Harjapead: 1 W2c Optimal White, kompaktnel, 1 InterCare'i kompaktnel harjapea, 1 Sensitive'i standardne harjapea

Käepide: 1 ProtectiveClean

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga, Aitab vähendada hambaaukude teket

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Kaks intensiivsust: Madal, Kõrge

Nutikate anduritega tehnoloogia

BrushSynci vahetamise meeldetuletus: Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

