



Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra – Trial

1 nastavek



HX8341/01

Trije curki za bolj zdrave dlesni

Učinkovito nitkanje za vse, ki tega ne počnejo redno

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** klinično dokazano enako učinkovito izboljšuje zdravje dlesni kot zobna nitka.* Do 97 % tistih, ki zob ne nitkajo redno, ima ob uporabi AirFloss Pro/Ultra bolj zdrave dlesni.*

Improves patients' oral health

- Klinično dokazano enako učinkovito pri ohranjanju zdravih dlesni kot nitkanje
- Pomaga preprečevati karies med zobmi
- Odstrani do 99,9 % zobnih oblog***

Superior technology

- Visokozmogljiv nastavek
- Tehnologija zraka in mikrokapljič
- Nastavitev števila curkov


The easiest way to effectively clean between teeth

- Enostaven začetek za boljše čiščenje med zobmi
- Traja le 60 sekund: nastavite, pritisnete in čistite!
- Sveže in čisto z ustno vodo

PHILIPS
sonicare

Značilnosti

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog




AirFloss Pro/Ultra odstrani do 99,9 % oblog na mestih delovanja.**

Tehnologija mikrokapljic



Naše klinično dokazane rezultate omogoča naša edinstvena tehnologija, ki z združevanjem zraka in ustne ali navadne vode v ustni votlini temeljito in hkrati nežno očisti področja med zobmi in ob dlesni.

Enostaven začetek



Čiščenje interproximalnega področja med zobmi je zelo pomembno za splošno zdravje ustne votline. AirFloss omogoča enostavno čiščenje globlje med zobmi in razvoj zdrave navade. 96 % uporabnikov zobne nitke AirFloss je z uporabo vsaj štirikrat tedensko nadaljevalo tudi po treh mesecih.

Bolj zdrave dlesni



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra klinično dokazano v enaki meri izboljšuje zdravje dlesni kot nitkanje.** Zdravje dlesni izboljša že v dveh tednih.

Očisti v 60 sekundah



Z AirFloss Pro/Ultra bo pacient za čiščenje celotne ustne votline porabil manj kot 60 sekund na dan. Pacient enostavno nastavi zeleno število curkov naenkrat (en, dva ali trije) in pridrži aktivacijski gumb, če želi nenehno samodejno brizganje curkov, ali pritiska in spušča gumb za ročno brizganje.

Sveže in čisto z ustno vodo



Pacienti lahko uporabljajo ustno vodo za povsem svež zadah in učinkovito odstranjevanje mikrobov.

Pomaga preprečevati karies med




Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra z nežnim odstranjevanjem zobnih oblog, ki jih s ščetkanjem ni mogoče odstraniti, pomaga preprečevati razvoj kariesa med zobmi.

Visokozmogljiv nastavek



Nov visokozmogljiv nastavek AirFloss Pro/Ultra poveča učinkovitost naše tehnologije zraka in mikrokapljic, da je čiščenje učinkovitejše kot kadarkoli prej.

Število curkov



Delovanje nastavka AirFloss Pro/Ultra si lahko pacient po želji prilagodi z nastavitvijo, da pritisk aktivacijskega gumba povzroči enojen, dvojen ali trojen curek.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Sivi

Napajanje

- Napetost: Večnapetostni polnilnik

Tehnične specifikacije

- Baterija: Za polnjenje
- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Čas polnjenja: 24 ur za polno napolnjenost

Servis

- Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

- Indikator baterije: LED-lučke na ročaju prikazujejo nivo baterije
- Ročaj: Tanka ergonomska zasnova
- Življenjska doba baterije: 1–3 tedne*****
- Nastavek: Enostavna pritrditev in odstranitev

Priloženi predmeti

- Polnilnik: 1
- Ročaj AirFloss Pro/Ultra: 1
- Nastavek AirFloss Pro/Ultra: 1

Učinkovitost čiščenja

- Zmogljivost: Odstrani do 99,9 % zobnih oblog**
- Pozitivni vplivi na zdravje: Celotna usta očisti v 60 sekundah, V 2 tednih izboljša zdravje dlesni
- Klinično dokazani rezultati: Enako učinkovito kot nitkanje pri, izboljševanju zdravja dlesni, zmanjševanju krvavenja iz dlesni, odstranjevanju zobnih oblog
- Nastavljivo: Samodejno ali ročno brizganje curkov, En dva ali trije curki naenkrat***
- Za najboljše rezultate: Nastavek zamenjajte vsakih 6 mesecev



Datum izdaje 2022-09-12

Različica: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Če pacienti z blagim do zmernim vnetjem dlesni AirFloss uporabljajo v kombinaciji z ročno zobno ščetko in protimikrobno vodo, bo AirFloss pri ljudeh, ki neredno nitkajo, pomagal razviti zdravo navado medzobnega čiščenja. Za več informacij obiščite www.philips.com/airfloss/faq.

*** AirFloss Ultra in Pro sta enaka izdelka, ki pa sta lahko različno poimenovana glede na državo in kanal.

**** Odvisno od uporabljenih nastavitve curka