

PHILIPS

sonicare

Стандартни глави за
звукова четка за зъби

W Optimal White

Комплект 2 бр.

Стандартен размер

Поставяне с щракване

Сдвояване в режим BrushSync

HX6062/10



До 100% по-бели зъби само за една седмица*

Усъвършенствано почистване за премахване на петна и по-бели зъби

Главата за четка W2 Optimal White е идеална за тези, които искат да постигнат повече от дълбоко почистване, за да премахнат повърхностните петна за искряща, по-бяла усмивка. Главата за четка е чудесна също и за поддържане на яркостта между професионалните избелващи процедури

Innovative technology

- Автоматично избира оптимален режим за свършени резултати**
- Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

Designed to optimize performance

- Тествано, за да отговаря на нуждите на вашето орално здраве
- Дизайн за поставяне с щракване за лесна замяна на главата за четка
- Винаги ще знаете кога е време за смяна. Винаги ще получавате ефективно почистване.

For exceptionally whiter teeth

- Косъмчета с диамантена форма осигуряват 100% по-бели зъби за 1 седмица

For exceptional care of teeth and gums

- До 7 пъти повече премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби


Акценти

Кажете сбогом на плаката



Плътно подредените, висококачествени косъмчета премахват до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби.

По-бели зъби, бързо



Подложката за премахване на петна W2 Optimal White, направена от гъсто разположени косъмчета с диамантена форма, отстранява повърхностни петна от храни и напитки. Ще забележите до 100%* по-бяла усмивка само след 7 дни.

Сдвояване в режим BrushSync™



Винаги получавате възможно най-доброто почистване с нашата функция за сдвояване на режими BrushSync™***. Главата на четката Philips

Sonicare W2 Optimal White се синхронизира с дръжката на вашата четка за зъби Philips Sonicare*** с активирана функция BrushSync™, избирайки оптимален режим на почистване и ниво на интензивност за изключително избелване. Всичко, което трябва да направите, е да започнете да си миете зъбите.

Резервни глави за четка



Главите на четката стават по-малко ефективни след 3 месеца употреба, но с BrushSync™ ще ви бъде напомнено преди това да се случи. Интелигентната четка за зъби ще проследява колко често и колко силно почиствате и ще ви уведоми, когато е време за смяна. Нямаме интелигентна четка за зъби Philips Sonicare? Просто наблюдавайте сините резервни косъмчета и когато станат бели ще знаете, че е време за нова глава на четка.

Спокойно почистване



Всички глави на четки за зъби Philips Sonicare са безопасни и нежни към зъбите и венците. По време на изпитвания всяка глава на четка е подложена на

тестове, за да гарантира издръжливост и изключителна производителност при всяко миене на зъбите.

Технология Philips Sonicare



Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

Лесно поставяне с щракване



Главата на четка за зъби W2 Optimal White се съчетава перфектно с всяка дръжка на четка за зъби Philips Sonicare, с изключение на Philips One и Essence. Просто поставете и извадете с щракване за лесна смяна и почистване.

Спецификации

Дизайн и покритие

Усещане на твърдост на косъмчетата: Средно

Цвят: Бяло

Напомнящи косъмчета: Избледняване на цвета на сините косъмчета

Размер: Стандартна форма

Съвместимост

Система на главата за четка: Поставяне с щракване

Подходяща за следните модели: 2 серия за контрол на плаката, 2 серия за защита на плаката, 3 серия за

здраве на венците, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, за децата, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Сдвояване в режим BrushSync

Включени в комплекта

Глави за четка: 2 W2 Optimal White стандарт

Качество и производителност

Резервни части: На всеки 3 месеца

Тествана: за оптимална употреба

Лечебен ефект

Здраве на венците: Помага за подобряване на здравето на венците

Отстраняване на плаката: Премахва до 7 пъти повече плака*

Избелване: По-бели зъби само за една седмица

