

PHILIPS

sonicare



Oppladbar
tannbørste

DiamondClean
Prestige

SenseIQ

Fjerner opptil 20 ganger så mye
plakk*

15 ganger så sunt tannkjøtt**

Visuell trykksensor



HX9992/11

Tilpasset pleie for din tannhelse

Fjerner skånsomt opptil 20 ganger så mye plakk*

Opplev vår mest avanserte elektriske tannbørste: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 med SenseIQ-teknologi. Den forbedrer vår beviste soniske teknologi med intelligens, detektering og tilpassing for å gi deg tannpleie som er tilpasset akkurat deg.

Tannpussen blir enkel

- Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren vår
- Velg din ideelle tannpussopplevelse
- Tilpasset veiledning og tilbakemeldinger i sanntid

Utformet etter livsstilen din

- Designet for å pleie med omsorg
- Puss etter beste evne med byttepåminnelser
- 14 dagers batterilevetid

Føl omsorgen til Sonicare

- 20 ganger mer effektiv mot plakk*, skånsom for tannkjøttet
- SenseIQ-teknologi for en tilpasset opplevelse
- Sonicare Fluid Action

Høydepunkter

Vår beste plakkfjerning




Alle pusser forskjellig, derfor designet vi dette børstehodet med bust i flere retninger for å holde plakkfjerningen på rett kurs, uansett hva slags teknikk du bruker. Vårt Alt-i-ett A3-børstehode gir deg den beste tannpussen og fjerner opptil 20 ganger så mye plakk, gir deg 15 ganger så sunt tannkjøtt på seks uker og fjerner opptil 100 % mer misfarging på mindre enn to dager, sammenlignet med en manuell tannbørste.

SenseIQ-teknologi




SenseIQ-teknologien balanserer pussestilen din og registrerer trykk, bevegelse og dekning opptil 100 ganger per sekund mens du pusser. Hvis du pusser for hardt justerer tannbørsten automatisk intensitetsnivået, noe som hjelper deg med å beskytte tennene og tannkjøttet ditt.

Sonicare Fluid Action




Philips Sonicare-tannbørstene rengjør skånsomt, men effektivt og tar vare på tennene og tannkjøttet med opptil 62 000 børstebevegelser i minuttet. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.

Visuell trykksensor




Denne elektriske tannbørsten fra Sonicare har en lysring på basen som sier ifra hvis du pusser for hardt. Bare puss svakere når den lyser opp for å beskytte tannkjøttet ditt.

Moduser og intensiteter



Gjør tannpleierutinen din enda bedre med 15 børsteinnstillinger. Enten du er ute etter en dyprengjøring eller har et spesifikt fokus, får du det med denne elektriske tannbørsten. Velg mellom fem moduser – Clean, White+, Gum Health, Deep Clean og Sensitive – og juster mellom tre intensitetsnivåer for en tilpasset tannpuss. Du kan ganske enkelt åpne appen, velge preferansene dine og la tannbørsten gjøre resten.

Sonicare-app



Oppnå tannhelsemålene dine med Sonicare-tannbørsten og -appen. De parkobler sømløst for å gi deg råd i sanntid, tilpasset veiledning og skreddersydd innsikt for å forbedre tannpussrutinen din. Spor fremgang, forbedre teknikken og få løpende tilbakemeldinger for å få det meste ut av hver tannpuss. Sammen er dere uslåelige. I mellomtiden holder den


automatiske synkroniseringen tannpussdata oppdatert i appen, selv når du ikke pusser med appen ved siden av deg.

Utmerket design og tilbehør




Fra den stilige designen til det avanserte ladestativet er hver eneste detalj på denne elektriske tannbørsten laget nøyaktig av våre dedikerte designere og ingeniører. For å ikke snakke om at med det ladende reiseetuiet, kan du opprettholde tannpleierutinen din selv på farten.

Påminnelse-symbol



Visste du at børstehodene blir mindre effektive etter tre måneder? Tannhelsepersonell anbefaler å bytte børstehode regelmessig, derfor har Philips Sonicare-tannbørstene byttepåminnelser. Den sporer hvor ofte og hvor hardt du børster, og minner deg på å bytte børstehodet når det er på tide med et nytt.

Batterilevetid



Opplev opptil 14 dager med jevnlig pussing på full opplading og et nytt nivå av lettvinhet i den daglige rutinen din.

Spesifikasjoner

Intensitetsnivåer

Høy: For å bedre pussingen

Middels stor: For hverdagspussing

Lav: Til sensitive tenner og tannkjøtt

Drift

Strømforsyning: 100–240 V

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): 14 dager

Batteritype: Litium-ION

Strømforbruk: Standby uten skjerm <0,06 W

Consumer Trade Item

Height: 24.2 cm

Width: 16.8 cm

Length: 7.4 cm

Net weight: 0.448 kg

Gross weight: 0.713 kg

GTIN: 8710103962878

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85098000

Pappkartong

Height: 21 cm

Width: 24.1 cm

Length: 26.4 cm

Net weight: 1.344 kg

Gross weight: 2.499 kg

GTIN: 18710103962875

Utforming og utseende

Farge: Champagne

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Programvarestøtte: Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen.

Pallet Layer

Height: 21 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Annet

Height: 119.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

GTIN: 68710103962870

Kompatibilitet

Trådløs Bluetooth-teknologi: Tilkoblet Sonicare-app

Android-kompatibilitet: Android-telefoner med Bluetooth 4.0 og nyere

iOS-kompatibilitet: iPhone med Bluetooth 4.0 og nyere

Brukervennlighet

Håndtak: Slank og kompakt design

Batteriindikator: Opplyst ikon viser batteriets levetid

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Tidsbryter: BrushPacer og SmartTimer

Deler som medfølger

Håndtak: 1 DiamondClean Prestige 9900

Børstehoder: 1 A3 Alt-i-ett

Reiseetui: 1 Prestige USB-ladende reiseetui

Lader: 1 ladebase og stativ

Rengjøring

Plakkfjerning: 20 ganger mer effektiv*

For sunt tannkjøtt: Opptil 15 ganger sunnere tannkjøtt***

Tannbleking: Fjerner opptil 100 % mer misfarging**

Hastighet: 62 000 børstebevegelser/min

Moduser

Clean: For en eksepsjonell hverdagspussing

Grundig rengjøring: For en oppfriskende, grundig tannpuss

Sensitive: Til sensitive tenner og tannkjøtt

For sunt tannkjøtt: Masserer tannkjøttet forsiktig

White+: For å fjerne misfarging

Teknologi med Smart-sensor

Tilbakemelding om pussetrykk: Lysringen lyser opp i lilla, Vibrasjon og pulserende lyd

Påminnelse-symbol: Gir deg beskjed når det er på tide å bytte børstehode

SenseIQ: Justerer pussingen automatisk basert på trykk og bevegelse

Sonicare-app

Spring og fremgangsrapporter: Sporer pussevanene og forbedringene dine over tid med grundig data og tilpasset innsikt.

Veiledning i sanntid med SenseIQ: Få øyeblikkelig tilbakemelding om trykk, bevegelse og dekning for å forbedre pusseteknikken din mens du holder på.

Personlig veiledning: Få tilpassede pussetips basert på pussemønstrene og -vanene dine.

