

PHILIPS

sonicare

elektrinis dantų šepetėlis
su programėle

„DiamondClean Smart“

Asmeninės rekomendacijos

Išmanieji šepetėlio galvutės
jutikliai

Išmanus šepetėlio galvutės
atpažinimas

4 režimai, 3 intensyvumai

HX9917/89



Visapusiška burnos priežiūra

Pasitikėkite savimi, nes jis veikia 100 %

„DiamondClean Smart“ – mūsų geriausias dantų šepetėlis visapusiškai priežiūrai. Su keturiais, prie visų jūsų poreikių prisitaikančiais valymo režimais, sutelksite dėmesį į visas burnos priežiūros sritis, o mūsų „Smart Sensor“ technologija pateiks asmeniškai jums skirtas rekomendacijas ir patarimus.

Proven to improve oral health

- Pašalina iki 20 kartų daugiau apnašų* ir giliai valo

Asmeniniai mokymai programoje, kad valytumėtės idealiai

- Primenama apie praleistas vietas, kad išsivalytumėte 100 %
- Praneša, jei per daug spaudžiate
- Pradėkite labiau rūpintis daugiau dėmesio reikalaujančiomis vietomis
- Sutelkia dėmesį į valymą ir pabrėžia praleistas vietas
- Padeda sumažinti trynimą

Optimize your brushing

- Šepetėlio galvutės automatiškai parenka optimalius nustatymus
- Rinkitės iš 4 režimų 3 intensyvumų nustatymų
- Lengvai ir stilingai įkraunamas tiek namuose, tiek kelionėje
- Įsitinkite, kad geriausiai išnaudojate šepetėlio galvutę


Ypatybės

Atsiveikinkite su apnašomis




Uždėkite „G3 Premium Plaque Control“ šepetėlio galvutę, kuri suteiks giliausią valymą. Ji turi minkštus, lanksčius kraštus, o šereliai prisitaiko prie dantų paviršiaus formos, kad kontaktas su paviršiumi būtų 4 didesnis*** ir pašalintų iki 20 kartų daugiau apnašų iš sunkiai pasiekiamų vietų*.

4 režimai, 3 intensyvumo nustatymai




Su „DiamondClean Smart“ darbas atliekamas iki galo. Su mūsų 3 intensyvumo nustatymais pagerinsite valymą, o su 4 režimais patenkinsite visus valymo poreikius; „Clean“ režimas – išskirtiniam kasdieniam valymui, „White+“ – paviršinems dėmėms šalinti, „Deep Clean+“ – kruopščiam ir giliam valymui, o „Gum Health“ švelniam dantų valymui palei dantenų liniją.

Niekada nepraleiskite jokios vietos




Su „Philips Sonicare“ programėle žinosite, kada išsivalėte kruopščiai ir švariai, bei mokysitės būti geresni, atidesni dantų valymo metu.

„TouchUp“ funkcija




Jei valydami dantis praleisite kurią nors vietą, programėlės „TouchUp“ funkcija tai parodys. Galėsite dar kartą išvalyti tą vietą ir būti tikri, kad kaskart iki galo išsivalote dantis.

Išmanusis galvutės keitimo priminimas




Bėgant laikui šepetėlio galvutės nusidėvi ir nebe taip veiksmingai šalina apnašas. Su išmaniuoju šepetėlio galvutės atpažinimu visada žinosite, kada pakeisti šepetėlio galvutę. Dantų šepetėlis seka, kiek ilgai ir kaip stipriai valėtės su kiekviena šepetėlio galvute, ir įspėja, kai galvutę reikia pakeisti. Be to, „Philips Sonicare“ programėlėje galite stebėti, kiek laiko naudojote šepetėlio galvutes, ir net užsisakyti galvūčių pakeitimui, kad jų niekada nepritrūktumėte.

Vietos, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio



Ar odontologas atkreipė dėmesį į rūpesčių keliančias vietas? Mes jas akcentuosime programos 3D burnos schemoje ir priminsime skirti papildomo dėmesio šioms vietoms.

Per daug spaudžiate?




Galite nepastebėti, kada valote dantis per stipriai, tačiau „DiamondClean Smart“ tai pastebės. Jei per daug spausite, užsidegs rankenėlės gale esantis šviečiančio žiedo indikatorius. Tai – neįkylrus priminimas mažiau spausti ir leisti šepetėlio galvutei atlikti savo darbą. 7 iš 10 žmonių ši funkcija padėjo geriau valyti dantis.

Taip lengva naudotis



Naudodami elektrinį dantų šepetėlį leidžiate jam atlikti darbą. Rankenėleje įmontavome trnimo jutiklį, kuris neįkylriai primena, kad mažiau trintumėte. Tokiu būdu patobulinsite techniką ir dantis išsivalysite švelniau bei efektyviau.

„BrushSync“ režimas-poravimas



Svarstote, kurį režimą ir intensyvumą naudoti? Daugiau nesvarstykite. Integruotas lustas šepetėlio galvutėje nurodo „DiamondClean Smart“, ką naudojate. Tad, jei, pvz., uždėsite dantenų priežiūrai skirtą šepetėlio galvutę, dantų šepetėlis pasirinks optimalų režimą ir intensyvumą, kad švelniai, bet veiksmingai nuvalytų dantenas. Jums tereikia paspausti įjungimo mygtuką.

Specifikacijos

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“[®] belaidė technologija: Valymo programa prisijungus

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama
Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 14 dienų***
Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Juoda

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Suderinamumas

Suderinamumas su „Android“: „Android“ OS 8.0 arba naujesnė versija
Suderinamumas su „iOS“: „iPhones“ su „iOS“ 13.0 arba naujesne versija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Baterijos indikatorius: Šviečianti piktograma rodo baterijos veikimo trukmę
Šepetėlio galvutės atpažinimas: Synchronizuojama su optimaliu režimu
Pakeitimo priminimas: Kad visada užtikrintų geriausius rezultatus, užsidega priminimo piktograma

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 „DiamondClean Smart“
Šepetėlių galvutės: 1 „viskas viename“ aukščiausio lygio šepetėlio galvutė, 1 „G3 Premium Gum Care“
Kelioninis dėklas: USB įkroviklis–kelioninis dėklas
Stiklinis kroviklis: 1

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.
„Performance“: Pašalina iki 20 k. daugiau apnašų*
Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmartTimer“
Atsakomoji reakcija į spaudimą: Žiedas užsidega violetine spalva, Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu
„TouchUp“: Užtikrintas 100 % valymas

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien
3 intensyvumo nustatymai: Žemas, Vidutinis, Aukštas
„Deep Clean+“: Stiprinantis gilus valymas
„Gum Health“: Skirta švelniam, bet veiksmingam dantenų valymui
„White+“: Paviršinėms dėmėms šalinti

„BrushSync“ režimas–poravimas

Šepetėlio galvutė „G3 Premium Gum Care“: Suderinama su „Gum Health“ režimu
Viskas viename „Premium“: Suderinama su valymo režimu

Išmanioji jutiklinė technologija

Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai
Vietos jutiklis: Seka valomas vietas ir pagerina valymą
Trynimo jutiklis: Padeda sumažinti trynimą
3D burnos schema: Pabrėžia rūpesčių keliančias vietas
„TouchUp“: Kad nukreiptų į praleistas vietas

Programinės įrangos palaikymas

Programinės įrangos naujiniai: „Philips“ siūlo atitinkamus programinės įrangos naujinius 2 metų po pirkimo datos.

