

PHILIPS

sonicare

Đầu bàn chải sonic W2

W2 Optimal White

2 cái/gói

Kích thước tiêu chuẩn

Lắp vào

Ghép nối chế độ BrushSync

HX6062/67



Răng trắng hơn đến 100% chỉ trong một tuần*

Làm sạch nâng cao để loại bỏ vết ô trên răng và răng trắng hơn

Đầu bàn chải W2 Optimal White thích hợp cho những ai muốn làm sạch sâu hơn để loại bỏ các vết ô trên bề mặt để có một nụ cười trắng sáng rạng rỡ. Đầu bàn chải này cũng hỗ trợ duy trì độ sáng trong suốt liệu trình làm trắng răng chuyên nghiệp

Công nghệ cải tiến

- Tự động chọn chế độ tối ưu để đạt hiệu quả tốt nhất**
- Công nghệ sonic tiên tiến của Philips Sonicare

Được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất

- Đã được kiểm nghiệm về khả năng đáp ứng nhu cầu sức khỏe răng miệng của bạn
- Thiết kế dễ lắp ráp giúp lắp đầu bàn chải vào dễ dàng
- Luôn biết khi nào cần thay thế. Luôn làm sạch hiệu quả.

Cho răng trắng sáng hơn

- Lông bàn chải hình thoi giúp răng bạn trắng hơn 100% trong 1 tuần

Chăm sóc đặc biệt cho răng và nướu

- Loại bỏ mảng bám gấp 7 lần so với bàn chải thường


Những nét chính

Tạm biệt mảng bám



Lông bàn chải chất lượng cao, dày đặc giúp loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 7 lần so với bàn chải thường.

Răng trắng hơn, nhanh chóng



Phần lông bàn chải tẩy vết ô của DiamondClean bao gồm những sợi lông hình thoi dày đặc, giúp loại bỏ các vết ô trên bề mặt răng do thức ăn và đồ uống. Bạn sẽ nhận thấy răng trắng sáng hơn, lên đến 100%*, chỉ sau 7 ngày.

Ghép nối chế độ BrushSync™



Bạn sẽ luôn làm sạch răng miệng hiệu quả nhất có thể với tính năng ghép nối chế độ BrushSync™ của chúng tôi**. Đầu bàn chải Philips Sonicare W2 Optimal White

đồng bộ với tay cầm bàn chải Philips Sonicare hỗ trợ BrushSync™ của bạn**, chọn chế độ đánh răng tối ưu và mức cường độ để làm trắng răng vượt trội. Tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu đánh răng.

Thay đầu bàn chải



Đầu bàn chải sẽ giảm hiệu quả sau 3 tháng sử dụng, nhưng với BrushSync™, bạn sẽ được nhắc nhở trước khi điều này xảy ra. Bàn chải thông minh của bạn sẽ theo dõi tần suất cũng như lực đánh răng và sẽ thông báo cho bạn khi đến lúc cần thay thế. Bạn chưa có bàn chải thông minh Philips Sonicare? Chỉ cần theo dõi đèn khi dải màu xanh trên lông bàn chải chuyển sang màu trắng, bạn sẽ biết đã đến lúc cần thay đầu bàn chải mới.

Yên tâm khi đánh răng



Tất cả đầu bàn chải Philips Sonicare đều an toàn và nhẹ nhàng với răng và nướu. Trong quá trình kiểm nghiệm, mỗi đầu bàn chải đều trải qua các công đoạn để đảm bảo độ bền và hiệu suất vượt trội mỗi khi bạn đánh răng.

Công nghệ Philips Sonicare



Công nghệ điện sóng âm (sonic) tiên tiến của Philips Sonicare tạo ra dòng nước giữa các kẽ răng và các động tác chải của bàn chải sẽ phá vỡ mảng bám và cuốn mảng bám đi để chăm sóc răng miệng hàng ngày.

Dễ dàng lắp vào



Đầu bàn chải W DiamondClean vừa khớp hoàn toàn với mọi tay cầm bàn chải Philips Sonicare, ngoại trừ Philips One và Essence. Chỉ cần lắp vào và tháo ra để thay thế và làm sạch răng miệng dễ dàng.

Các thông số

Thiết kế và hoàn thiện

Màu sắc: Trắng

Thiết kế và hoàn thiện

Độ cứng của lông bàn chải: Trung bình

Dải màu xanh trên lông bàn chải: Dải màu xanh trên lông bàn chải mờ đi

Kích thước: Chuẩn

Khả năng tương thích

Kết cấu đầu bàn chải: Lắp vào

Ghép nối chế độ BrushSync

Phù hợp với các mẫu máy sau: Kiểm soát mảng bám

Dòng 2, Ngăn ngừa mảng bám Dòng 2, Chăm sóc nướu Dòng 3, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Bộ phận đi kèm

Đầu bàn chải: 2 W2 Optimal White đầu bàn chải tiêu chuẩn

Chất lượng và hiệu suất

Thay thế phụ kiện: 3 tháng một lần

Đã được kiểm nghiệm: để sử dụng tối ưu

Lợi ích sức khỏe

Lấy cao răng: Loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 7 lần*

Chăm sóc nướu: Giúp cải thiện sức khỏe nướu răng

Làm trắng: Răng trắng hơn chỉ trong một tuần

