

# PHILIPS

## sonicare



Электрическая  
звуковая зубная щетка

ProtectiveClean 4300

Встроенный датчик давления

1 режим чистки

Функция BrushSync



HX6807/63

## Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Удаляйте до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку позволяет удалять до 7 раз больше налета, чем при использовании обычной зубной щетки

### Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Удаляйте в 7 раз больше налета, используя чистящую насадку InterCare\*
- Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

### Создано для вас

- Отличный способ привыкнуть к новой зубной щетке
- Следит за длительностью чистки

### Инновационная технология

- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку
- Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок
- Продвинутое звуковое устройство Philips Sonicare
- Уведомляет о чрезмерном давлении

## Основные особенности

### Удаляйте в 7 раз больше налета



Воспользуйтесь чистящей насадкой InterCare, чтобы улучшить состояние десен всего за 2 недели применения. Удлиненные щетинки помогают удалять больше налета в труднодоступных местах и межзубных промежутках для здоровья десен.

### Безопасно и бережно



Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

### Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

### Вы слишком сильно давите на щетку?



Сами вы, возможно, не замечаете, что слишком сильно надавливаете на зубы, однако это отлично чувствует ваша электрическая зубная щетка с датчиком давления. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

### Технология BrushSync



Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

### BrushSync: напоминания о замене



Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий

звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

### Функция Easy-start



Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.

### Таймеры



Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

# ProtectiveClean 4300

Электрическая звуковая зубная щетка

HX6807/63

## Характеристики

### Питание

Напряжение: 110—220 В

### Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 2 недель

Тип элемента питания: Литий-ионный

### Дизайн и отделка

Цвет: Белый и мятный

### Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

### Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

**Индикатор батареи:** Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

**Время работы:** До 2 недель

### В комплекте

Ручка: ProtectiveClean, 1 шт.

Зарядное устройство: 1

Насадки: 1 насадка i InterCare стандартного размера

### Качество чистки

**Скорость:** 62 000 выметающих движений в минуту

**Высокое качество:** Удаляет в 7 раз больше налета\*

**Польза для здоровья:** Снижает риск возникновения кариеса

**Таймер:** Функции Quadpacer и SmartTimer

**Оценка силы нажатия:** Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

### Режимы

**Clean (Чистка):** Для ежедневной тщательной чистки

**2 уровня интенсивности:** Низкий, Высокий

### Технология интеллектуального датчика

**Датчик давления:** Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

**BrushSync: напоминания о замене:** Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

