

# PHILIPS

## sonicare

Стандартные насадки для  
звуковой зубной щетки

W Optimal White

2 шт. в упаковке

Стандартный размер

Сменные

Функция подключения BrushSync

HX6062/10



## На 100 % более белые зубы всего за одну неделю\*

### Эффективное очищение: удаление налета и осветление зубов

Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и делает Вашу улыбку белоснежной. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания

#### Инновационная технология

- Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки\*\*
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

#### Разработана для достижения наилучшего результата

- Протестировано для эффективного ухода за полостью рта
- Сменная насадка для простой и быстрой замены
- Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

#### Для идеальной белизны зубов

- Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

#### Для исключительной заботы о зубах и деснах

- Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

# Основные особенности

## Прощайтесь с зубным налетом



Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

## Белоснежная улыбка — еще быстрее



Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка DiamondClean удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незамеченным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку\* всего за 7 дней.

## Функция подключения BrushSync™



Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки\*\*. Чистящая насадка Philips Sonicare W2 Optimal White

синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™\*\* для выбора оптимального режима и интенсивности, обеспечивая эффективное осветление зубов. Вам потребуется просто начать чистку.

## Замена чистящих насадок



Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

## Полная уверенность в зубной щетке



Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

## Технология Philips Sonicare



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

## Простая установка



Насадка W DiamondClean подходит ко всем зубным щеткам Philips Sonicare, кроме моделей Philips One и Essence. Простой механизм крепления насадки обеспечивает удобную замену и чистку.

# Характеристики

## Дизайн и отделка

**Жесткость щетинок:** Средняя

**Цвет:** Белый

**Индикаторные щетинки:** Синие индикаторные щетинки выцветают

**Размер:** Стандартный

## Совместимость

**Система чистящих насадок:** Сменные

**Подходит для этих моделей:** 2 Series Plaque Control, 2 Series Plaque Defense, 3 Series для более здоровых

десен, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Серия 1100, Серия 2100,

Серия 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000

**Функция подключения BrushSync**

**Несовместимо:** Philips One

## В комплекте

**Насадки:** Стандартная W2 Optimal White, 2 шт.

## Качество и эффективность

**Замена:** Каждые 3 месяца

**Протестировано:** для оптимального использования

## Польза для здоровья

**Удаление налета:** Удаляет в 7 раз больше налета\*

**Здоровье десен:** Улучшает состояние десен

**Осветление:** Более белые зубы всего через одну неделю

