

PHILIPS

sonicare

Прибор для чистки
межзубных промежутков

AirFloss Pro/Ultra

с DiamondClean 9000

с 1 насадкой и 1 чистящей насадкой

Зарядный стакан, дорожный футляр



HX8494/01



Гарантирано: более здоровые десны уже через
2 недели*

Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных
промежутков

Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Ultra — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**

Улучшает состояние полости рта

- Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**
- Удаляет до 99,9 % налета***
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

Обеспечивает тщательное очищение

- Персонализированная чистка зубов
- Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку
- Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки

Технология высшего качества

- Высокоэффективная насадка
- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

Простой способ эффективного очищения межзубных промежутков

- Простой способ развить здоровую привычку
- Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!

Основные особенности

Удаляет до 99,9 % налета



AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

Технология использования мельчайших капель воды



Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

Развивать здоровые привычки — это легко



Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

Более здоровые десны



Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

Помогает предотвратить развитие кариеса



Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

Высокоэффективная насадка



Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

Чистка всего за 60 секунд



С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

4 режима, 3 уровня интенсивности



DiamondClean 9000 располагает рядом режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление), Gum Health (Здоровье десен) и Deep Clean+ (Глубокая чистка) — которые помогут вам эффективнее чистить зубы. Режим Clean (Чистка) подходит для качественной ежедневной чистки зубов, White+ (Осветление) — для удаления потемнений, Gum Health (Здоровье десен) обеспечивает бережную и эффективную чистку десен, а Deep Clean+ (Глубокая чистка) подходит для максимально тщательной чистки. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.

Характеристики

Питание

Напряжение: Универсальное зарядное устройство

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Продолжительность зарядки: 24 часа для полной зарядки

Дизайн и отделка

Цвет: Белый

Обслуживание

Гарантия: Ограниченнная гарантия сроком на 2 года

Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

Индикатор батареи: Светодиодные индикаторы

показывают уровень заряда аккумулятора

Дисплей: Дисплей с подсветкой

Насадки: Легко фиксируются и снимаются

В комплекте

Ручка: 1 DiamondClean 9000

Зарядное устройство: 1

Насадки: C3 Premium Plaque Control, 1 шт.

Дорожный футляр: Дорожное зарядное устройство USB

Стакан с зарядной базой: 1

AirFloss Ultra: 1

Насадка-концентратор: 1

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Польза для здоровья: Очищение полости рта за 60 секунд. Улучшение состояния десен за 2 недели*

Высокое качество: Удаляет до 99,9 % налета**

Клинически доказанные результаты: Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити; для улучшения состояния десен; для

предотвращения образования налета, для уменьшения кровоточивости;

Настраиваемые режимы: Автоматическое или ручное распыление, Режим однократного/двойного/тройного распыления***

Для максимального эффекта: Меняйте насадки каждые 6 месяцев

Таймер: Функции Quadpacser и SmartTimer

Эффект осветления: Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее*

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Deep Clean+ (Глубокая чистка+): Для эффективной тщательной чистки

Gum Health: Особый уход за коренными зубами

White+ (Осветление+): Для удаления поверхностных потемнений эмали



* или вам вернут деньги

** при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.

*** На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных