




**Philips Sonicare Power
Flosser 3000
Idropulsore orale**

Fino al 180% più efficace per
gengive più sane

Rimozione della placca; fino a 3
volte più efficace
Tecnologia Quad Stream
Design ultra silenzioso



HX3711/20

Fino al 180% più efficace per gengive più sane*

Una pulizia completa e senza sforzo

Approfitta di una pulizia completa e senza sforzo tra i denti e migliora la salute delle gengive. La nostra tecnologia Quad Stream ti aiuta a coprire un'area maggiore con meno sforzi, mentre la tecnologia Pulse Wave ti guida delicatamente da un dente all'altro. Facilissimo.

An effortless clean with advanced technology

- Serbatoio da 550 ml semplice da riempire
- Tecnologia Quad Stream per una pulizia interdentale più rapida ed efficace
- Beccuccio standard per una pulizia regolare
- La tecnologia Pulse Wave ti guida da un dente all'altro
- Silenzioso per risultati ottimali senza disturbare gli altri
- Beccuccio Quad Stream per la massima copertura

Personalizza facilmente la pulizia in base alle tue esigenze

- 2 modalità di pulizia interdentale, 10 intensità

PHILIPS
sonicare

Idropulsore orale

Fino al 180% più efficace per gengive più sane Rimozione della placca; fino a 3 volte più efficace, Tecnologia Quad Stream, Design ultra silenzioso

In evidenza

Copre un'area maggiore senza sforzo



I flussi d'acqua a forma di X coprono un'area maggiore per una pulizia più rapida e profonda rispetto al filo interdentale. Nessuno sforzo.

Ti guida da un dente all'altro



I delicati impulsi d'acqua ti guidano da un dente all'altro in modo da non tralasciare nessun punto.

Design ultra silenzioso



Progettato per una pulizia discreta, in modo da ottenere risultati ottimali senza disturbare gli altri.


2 modalità, 10 intensità



Approfitta di una pulizia personalizzata in base alle tue esigenze. La modalità Clean utilizza un flusso

d'acqua continuo per una pulizia quotidiana ottimale, mentre la modalità Deep Clean utilizza impulsi ben definiti per una pulizia più accurata. Regola l'intensità al livello di comfort ideale in base alle tue esigenze.

F1 Beccuccio standard



Utilizza il beccuccio standard per una pulizia regolare, con un unico flusso d'acqua per rimuovere i residui di cibo e pulire accuratamente tra i denti.

F3 Beccuccio Quad Stream



Per la massima copertura e una pulizia più accurata, utilizza il beccuccio Quad Stream per concentrare l'acqua in quattro ampi flussi tra i denti e lungo il bordo gengivale. La guida in gomma morbida è delicata sulle gengive e ogni beccuccio si aggancia e si sgancia con un semplice clic.

Serbatoio da 550 ml



Il serbatoio da 550 ml contiene una quantità d'acqua sufficiente per una pulizia. Per ricaricarlo, basta estrarlo, riempirlo e riposizionarlo con un clic.

HX3711/20

Specifiche

Assorbimento

- Voltaggio: Caricatore multitenzione

Assistenza

- Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

- Manico: Design ergonomico e compatto
- Beccuccio: Aggancio e sgancio semplice

Prestazioni

- Pulizia: Pulizia di tutta la bocca in 60-90 secondi

Accessori inclusi

- F1 Beccuccio standard: 1
- F3 Beccuccio Quad Stream: 1
- Power Flosser: 1

Modalità

- Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana
- Deep Clean+: Per una pulizia profonda
- Intensità: 10

Benefici per la salute

- Rimozione della placca: Fino a 3 volte più efficace**
- Salute delle gengive: Fino al 180% più efficace*



Data di rilascio
2023-10-09

Versione: 5.5.1

EAN: 87 10103 94712 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* rispetto al filo interdentale. Se utilizzato con il beccuccio Quad Stream a intensità 8 con uno spazzolino manuale nei pazienti con gengivite da moderata a intensa rispetto all'uso di uno spazzolino manuale con filo interdentale

** del filo interdentale per rimuovere la placca tra i denti e lungo il bordo gengivale se utilizzato con la punta Quad Stream a intensità 8 con uno spazzolino manuale nei pazienti con gengivite da moderata a intensa rispetto all'uso di uno spazzolino manuale con filo interdentale.