

PHILIPS

sonicare

Електрическа звукова четка за зъби с приложение

DiamondClean Smart

Персонализирано обучение

Интелигентни сензори на главата

Интелигентно разпознаване на главата

4 режима, 3 степени на интензивност



HX9901/13



Нашата най-добра четка за зъби за пълна грижа за устната кухина

Чувствайте се уверени със 100% обхват

DiamondClean Smart е нашата най-добра четка за зъби за цялостна грижа. Една високоефективна глава с четка ви дава възможност да се фокусирате върху всички зони за добра устна хигиена, а нашата технология с интелигентни сензори ви дава лична обратна връзка и указания.

Доказано подобрява здравето на устата

- Премахва до 10 пъти повече плака* за дълбоко почистване

Personalized in-app coaching to perfect brushing

- Връща ви обратно към всяко пропуснато място за 100% покритие
- Предупреждава ви, ако натискате прекалено силно
- Започнете да се грижите по-добре за вашите проблемни зони
- Насочва ви да измиете пропуснатите зони и ги маркира
- Насочва ви да намалите търкането

Optimize your brushing

- Главите на четката за зъби автоматично избират оптималните настройки
- Избирайте между 4 режима и 3 настройки на интензивност
- Уверете се, че извличате максимума от вашата глава на четка за зъби


Акценти

Кажете сбогом на плаката




Поставете главата на четката за контрол на плаката C3 Premium, за да се насладите на нашето най-дълбоко почистване. С помощта на меките гъвкави страни косъмчетата се адаптират към формата на повърхността на всеки зъб за 4 пъти по-голям повърхностен контакт*** и премахва до 10 пъти повече плака от трудни за достигане зони*.

Не пропускайте нито една зона




Приложението Philips Sonicare ви информира, когато сте постигнали цялостно почистване и ви инструктира как да бъдете по-добри и по-внимателни с четката.

Функция TouchUp




Ако пропуснете място, докато миете зъбите си, функцията TouchUp на приложението ще ви покаже. След това можете да се върнете за второ минаване и да сте уверени, че всеки път ще се насладите на пълно почистване.

Интелигентни напомнания за смяна




С течение на времето главите на четките се изнасят и стават по-малко ефективни при премахване на плака. С помощта на интелигентното разпознаване на глава на четка вие винаги ще знаете кога трябва да смените главата на четката. Четката за зъби следи колко продължително и колко силно сте четкали с всяка глава на четка и ще ви извести, когато настъпи време за смяна. Можете също да наблюдавате срока на експлоатация на главите на четката в приложението Philips Sonicare и дори да поръчвате резервни глави, така че винаги да имате на разположение.

Зона на фокусиране и настройка на цел



Някакви проблемни зони, посочени от вашия зъболекар? Ще ги маркираме в 3D картата на устата ви във вашето приложение и ще ви напомним да обърнете специално внимание на тези зони.

Прекалено голям натиск?



Възможно е да не забележите, когато натискате четката прекалено силно, но вашият DiamondClean Smart ще забележи. Ако използвате прекалено голям


натиск, светлинният пръстен в края на дръжката ще започне да мига. Това е нежно напомняне да намалите натиска и да оставите главата на четката за зъби да си свърши работата. 7 от 10 души смятат, че тази функция ги е направила по-добър потребител на четка.

С лекота



С електронната четка за зъби вие оставяте четката да свърши работата. Ние сме вградили сензор за търкане в дръжката като нежно напомняне да намалите търкането. По този начин можете да подобрите техниката си и да се насладите на по-нежно и по-ефективно почистване.

Сдвояване в режим BrushSync



Чудите се кой режим и интензивност да използвате? Не се чудете повече. Микрочип в главата на четката казва на DiamondClean Smart коя глава използвате. Така че, ако например поставите глава на четка за грижа за венците, вашата четка за зъби избира оптималния режим и интензитет, за да осигури нежна, но същевременно ефективна грижа за вашите венци. Всичко, което трябва да направите е да натиснете бутона старт.

Спецификации

Възможности за свързване

Безжична технология Bluetooth®: Свързано приложение за почистване

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Технически спецификации

Батерия: Акумулаторна

Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): 14 дни*****

Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Черно

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Съвместимост

Съвместимост с Android: Телефони с Android, Таблети с разрешен Bluetooth 4.0

Съвместимост с iOS: Трето поколение iPad или по-нов, iPhone 4S или по-нов, с iOS7 или по-нова

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светещата икона показва състоянието на батерията

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на главите с щракване

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Дисплей: Осветен дисплей

Разпознаване на главата на четка: Синхронизира се в оптимален режим

Напомняне за замяна: За да гарантира винаги най-добри резултати, иконата за напомняне светва

Включени в комплекта

Дръжка: 1 DiamondClean Smart

Глави за четка: 1 C3 Premium Plaque Control

Зареждаща чаша: 1

Основа на зарядното устройство: 1

Работни показатели при почистване

Лечебен ефект: Помага за подобряване на здравето на венците

Работни характеристики: Отстранява до 10 пъти повече плака*

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Таймер: BrushPacer и SmarTimer

Обратна връзка при натиск: Пръстенът светва в лилаво, Вибрираща дръжка, за да предупреждава

потребителя при по-голям натиск върху зъбите
TouchUp: Гарантира 100% покритие

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

3 степени на интензивност: Ниски, Средно, Високо

Deep Clean+: За освежаващо дълбоко почистване

Gum Health: Специално внимание към кътниците

White+: За премахване на повърхностни петна

Технология с интелигентен сензор

Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

Сензор за местоположение: Проследява и подобрява покритието

Сензор за търкане: Указва за намаляване на търкането

3D карта на устата:

Маркира проблемните зони

TouchUp: За справяне с пропуснати зони

Поддръжка на софтуер

Актуализации на софтуера: Philips предлага съответни софтуерни актуализации за период от 2 години след датата на закупуване.



* Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби

** в сравнение с ръчна четка за зъби с водеща паста за зъби за избелване

** в сравнение с DiamondClean

*** при режим Gum Health в сравнение с ръчна четка за зъби при 2 седмици

**** след 3 дни на използване в режим White+ в сравнение с ръчна четка за зъби

***** въз основа на два периода от двуминутно миене на ден в стандартен режим