

# PHILIPS

Електрическа звукова четка  
за зъби с приложение

DiamondClean 9000

Свързаното миене на зъби е  
улеснено

Вграден сензор за натиск

Интелигентно разпознаване на  
главата

4 режима, 3 степени на интензивност



HX9911/27



## По-бели, по-здрави зъби за цял живот

### По-бели зъби само след 1 ден\*

Най-доброто изобелване на Philips Sonicare с нашата най-елегантна електрическа звукова четка за зъби. Преминете към Philips Sonicare.

#### Насладете се на стилиен, лесен за използване дизайн

- Лесно зареждане и стилно стартиране

#### Потребителите на DiamondClean получават по-добро орално здраве

- Безкомпромисна към плаката, нежна към венците ви
- Премахва до 100% повече петна\* само за 3 дни
- Премахва до 10 пъти повече плака\* за дълбоко почистване

#### Оставете DiamondClean 9000 да се адаптира към вашите нужди

- Персонализирано почистване на зъби
- Уведомява ви, ако натискате прекалено силно
- BrushSync автоматично избира най-подходящия за вас режим
- Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката

#### Не изоставяйте с персонализиран доклад за прогрес

- Започнете и спазвайте здравословните навици


## Акценти

### Премахва до 5 пъти повече петна\*\*\*



Отървете се от повърхностните петна и се насладете на по-бяла усмивка с главата с четка W3 Premium White. Гъсто разположените косъмчета на главата с четката са специално проектирани за справяне с петна и е клинично доказано, че премахват до 100% повече петна само за три дни.\*\*\*

### Отстранява до 10 пъти повече плака\*




Бъдете сигурни, че получавате възможно най-дълбокото почистване с главата с четка C3 Premium Plaque Control. Меките, гъвкави косъмчета са проектирани да се извиват по контура на зъбите ви, предоставяйки ви 4 пъти повече контакт с повърхността\*\* и до 10 пъти повече отстраняване на плаката от труднодостъпните места.

### C3 Контрол на плаката Premium



Главата с четка C3 Premium Plaque Control е създадена, за да ви осигури най-дълбокото почистване досега. Меките гъвкави страни и косъмчета перфектно се извиват по контурите на зъбите ви, като ви предоставят 4 пъти повече контакт с повърхността и помагат да се справите с труднодостъпните места\*.

### Доклад за прогрес



DiamondClean 9000 ви дава насоките, от които се нуждаете, за подобряване и поддържане на здравословни навици на четкане между прегледите при зъболекар. Вградените интелигентни сензори ви уведомяват, когато използвате прекалено голям натиск, а като свързвате изживяването си при миене на зъби с приложението Sonicare, персонализиран доклад за прогреса ви помага да продължите да проследявате, за да видите напредъка си във времето.

### 4 режима, 3 степени на интензивност



DiamondClean 9000 се доставя с Clean, White+, Gum Health и Deep Clean+, за да се погрижи за устната ви хигиена. Режимът Clean е за изключително ежедневно почистване, White+ е за отстраняване на петна, Gum Health предоставя нежно, но ефективно почистване за венците, а Deep Clean+ ви предоставя освежаващо дълбоко почистване. Трите нива на интензивност ви позволяват да избирате между по-висока настройка за по-силно почистване и по-ниска настройка за по-чувствителната уста.


### Сдвояване в режим BrushSync



Интелигентните глави с четка гарантират, че използвате правилния режим и интензивност за най-доброто възможно почистване. Например, да кажем,

че използвате главата с четка W3 Premium White. Технологията BrushSync на DiamondClean 9000 автоматично ще синхронизира главата с четка с режима White+, за да ви помогне да избелите зъбите си.

### Вграден сензор за натиск



Възможно е да не обърнете внимание, ако натискате четката твърде силно, но вашата DiamondClean 9000 ще забележи. Ако прилагате твърде голям натиск, четката за зъби ще издаде пулсиращ звук. Това е напомняне да дадете възможност на главата с четка да свърши работата си. 7 от 10 човека установиха, че тази функция им е помогнала да четкат зъбите си по-добре.

### Напомняне за смяна BrushSync



Всички глави с четки се износват с течение на времето, така че ще искате да следите вашите, за да сте сигурни, че все още получавате страхотно почистване. Нашата технология BrushSync проследява колко дълго използвате главата с четката и колко усилено сте четкали. Напомнянето за подмяна от BrushSync върху дръжката ви и кратък звуков сигнал ви напомнят, когато е време да я замените.

# Спецификации

## Възможности за свързване

**Безжична технология Bluetooth®:** Свързано приложение за почистване

## Захранване

**Напрежение:** 110 – 220 V

## Технически спецификации

**Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване):** 14 дни\*\*\*

**Батерия:** Акумулаторна

**Тип батерия:** Литиево-йонна

## Дизайн и покритие

**Цвят:** Бяло

## Сервиз

**Гаранция:** 2 години ограничена гаранция

## Съвместимост

**Съвместимост с Android:** Телефони с Android, Таблети с разрешен Bluetooth 4.0

**Съвместимост с iOS:** Трето поколение iPad или по-нов, iPhone 4S или по-нов, с iOS7 или по-нова, с операционна система iOS7

## Лесна употреба

**Съвместимост на дръжката:** Лесно поставяне на главите с щракване

**Дръжка:** Тънък и ергономичен дизайн

**Напомняне за смяна:** За да гарантира винаги най-добри резултати, иконата за напомняне светва

## Включени в комплекта

**Дръжка:** 1 DiamondClean 9000

**Глави за четка:** 1 C3 Premium Plaque Control

**Калф за пътуване:** USB транспортен калф за зареждане

**Зареждаща чаша:**

1

**Основа на зарядното устройство:** 1

## Работни показатели при почистване

**Работни характеристики:** Отстранява до 10 пъти повече плака\*

**Таймер:** BrushPacer и SmartTimer

**Предимства на избелването:** Избелва зъбите след 1 ден\*

## Обратна връзка при натиск:

Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

## Режими

**3 степени на интензивност:** Високо, Ниски, Средно

**Clean:** За изключително ежедневно почистване

**Deep Clean+:** За освежаващо дълбоко почистване

**Gum Health:** Специално внимание към къртиците

**White+:** За премахване на повърхностни петна

## Технология с интелигентен сензор

**Сензор за натиск:** Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

**Напомняне за смяна BrushSync:** Винаги бъдете информирани кога да, смените главата на четката

**Технология BrushSync:** главата на смарт четката,

Свързва смарт дръжката и

## Поддръжка на софтуер

**Актуализации на софтуера:** Philips предлага съответни софтуерни актуализации за период от 2 години след датата на закупуване.

