

PHILIPS

sonicare

스탠다드형 음파칫솔
칫솔모

G3 Premium Gum
Care

8개입

스탠다드형

클릭온

BrushSync 모드 페어링

HX9058/67



더욱 건강한 미소를 위한 건강한 잇몸

단 2주 만에 최대 7배의 잇몸 건강 개선 효과*

건강한 치아는 건강한 잇몸에서 시작합니다. G3 프리미엄 잇몸케어 칫솔모로 잇몸 건강을 관리하세요. 유연한 측면 소재가 잇몸 윤곽을 따라 움직이며 밀착되어, 칫솔질을 할 때 2배 더 넓은 표면에 접촉해** 잇몸 라인의 플라그를 효과적으로 제거해 줍니다.

Innovative technology

- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술
- 최적의 모드 자동 선택 기능, 최상의 양치 효과****

Designed to optimize performance

- 당신의 구강건강에 대한 필요에 부합하도록 테스트 되었습니다.
- 간편한 칫솔모 교체를 위한 클릭온 디자인
- 제때 칫솔모 교체 시기를 파악할 수 있으므로 언제나 탁월한 세정 효과를 누릴 수 있습니다

탁월한 잇몸 관리 효과

- 단 2주 만에 최대 7배의 잇몸 건강 개선 효과***

탁월하고 깊숙한 세정 효과

- 최대 2배 더 뛰어난 표면 접촉**으로 간편하고 탁월한 세정
- 일반 칫솔 대비 최대 10배 더 많은 플라그 제거


주요 제품

집중 잇몸 케어




필립스 소닉케어 프리미엄 잇몸케어 칫솔모는 부드럽고 탁월한 세정 효과를 제공합니다. 양치질을 지나치게 세게 하더라도 칫솔이 잇몸선을 따라 움직이는 동안, 프리미엄 잇몸케어의 유연한 측면부위와 칫솔모가 과도한 압력을 흡수해 주며, 플라그와 박테리아를 제거하여 구강 건강을 개선하는데 도움을 줍니다. 또한 곡선형 디자인은 칫솔모와 치아 표면의 접촉을 극대화 할 수 있습니다.

어댑티브 클리닝 기술



어댑티브 클리닝 기술이 적용되어 매번 양치할 때마다 맞춤식 세정을 경험할 수 있습니다. 부드럽고 유연한 고무 측면 덕분에 프리미엄 잇몸케어가 사용자의 고유한 치아와 잇몸 모양에 맞게 조정되므로 과도한 압력이 가해져도 이를 흡수하고 음파 세정력을 향상시킵니다. 칫솔모도 사용자의 치아와 잇몸 모양에 따라 조정되기 때문에 일반 칫솔 대비 표면 접촉력이 최대 4배 향상되고 그 결과 닿기 힘든 부분의 플라그까지 깨끗하게 닦아줍니다.

플라그를 효과적으로 제거하세요.



프리미엄 잇몸케어 칫솔모는 유연한 디자인으로 일반 칫솔보다 최대 10배 더 많은 플라그를 제거합니다. 이는 필립스 소닉케어만의 차별화된 세정 기술을 향상시켜 어떻게 양치를 하더라도 사용자가 체감할 수 있는 독보적인 세정력을 제공합니다.

필립스 소닉케어 기술



필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

칫솔모 교체 신호



칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 세정력이 떨어집니다. 이제 BrushSync™로 교체 시기를 미리 파악해 보세요. 스마트 칫솔이 사용자의 양치 빈도와 사용 강도를 추적해 교체 시기가 가까워지면 이를 알려 줍니다. 필립스 소닉케어의 스마트 칫솔을 사용하지 않으시는 분은 칫솔모의 파란색 부분을 유심히 살펴 보세요. 파란색이 흰색으로 변하면 새 칫솔모로 교체할 시기입니다.

손쉬운 클릭은



G3 프리미엄 잇몸케어 칫솔모는 필립스 원 및 에센스를 제외한 모든 필립스 소닉케어 칫솔 핸들과 호환됩니다. 간단히 끼우고 빼는 방식으로 교체하고 세척해 보세요.

안심하고 이를 닦으세요.



모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 치아와 잇몸에 자극 없이 안전하고 부드럽습니다. 각 칫솔모는 매번 양치할 때마다 탁월한 성능과 내구성이 보장될 수 있도록 성능 테스트를 거쳤습니다.

BrushSync™ 모드 페어링



당사의 BrushSync™ 모드 페어링 기능****으로 양치할 때마다 최상의 세정력을 경험해 보세요. 필립스 소닉케어 C2 옵티멀 클린 칫솔모는 BrushSync™ 지원 필립스 소닉케어 칫솔 핸들****과 동기화되어 최적의 양치 모드와 강도를 선택해 탁월한 세정 효과를 제공합니다. 여러분은 양치를 시작하시지만 하면 됩니다.

사양

디자인 및 마감

스마트 칫솔모 인식

색상: 화이트

칫솔모 강도: 부드러운

칫솔모 교체 시기 알림: 칫솔모의 파란색 부분이 열
어짐

칫솔모 재질: 부드럽고 유연한 고무 측면

크기: 표준

호환성

칫솔모 시스템: 클릭온

사용 가능 모델: 2 시리즈 플라그 예방, 2 시리즈 플
라그 디펜스(2 Series plaque defense), 3 시리즈

잇몸케어(3 Series gum health), 다이아몬드클린
(DiamondClean), 다이아몬드클린 스마트
(DiamondClean Smart), 이지클린(EasyClean),
플렉스케어(FlexCare), 플렉스케어 플래티넘
(FlexCare Platinum), 플렉스케어 플래티넘 커넥티
드(FlexCare Platinum Connected), 플렉스케어+
(FlexCare+), 소닉케어 키즈(Sonicare for Kids), 헬
시화이트(HealthyWhite), 헬시화이트 플러스
(HealthyWhite+), PowerUp
사용 불가 모델: 필립스 원, 에센스

구성품

칫솔모: G3 프리미엄 잇몸케어 8개

품질 및 성능

권장 교체 시기: 3개월

검증 여부: 자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서
최적의 사용효과를 보임

구강 건강 관리 효과

잇몸 건강: 최대 7배 잇몸 건강 개선*

플라그 제거: 10배 더 많은 플라그 제거*****

