

Philips Sonicare
AirFloss Ultra -
interdentale reiniger

met ProtectiveClean

Ingebouwde poetsdruksensor
1 poetsstand
1 x BrushSync-functie

HX8443/71



Gegarandeerd* gezonder tandvlees in 2 weken

Ontwikkeld voor onregelmatige flossers

Voor degenen die niet consequent flossen, is AirFloss Pro/Ultra**** de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen. AirFloss Pro/Ultra kan worden gebruikt in combinatie met mondwater of water en is volgens klinische tests net zo effectief als flossen voor gezond tandvlees.**

Verbeterd de mondhygiëne

- Het is klinisch bewezen dat deze even effectief is voor de gezondheid van het tandvlees als flossen**
- Verwijdert tot 99,9% tandplak***
- Helpt gaatjes tussen de tanden te voorkomen

Innovative technology

- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels
- Een vriendelijke herinnering om niet te hard te poetsen
- Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder
- U haalt het maximale uit uw opzetborstels
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Superieure technologie

- Hoogwaardige spuitkop
- Technologie met lucht en microdruppels
- Instellingen voor aanpasbare drievoudige burst

PHILIPS
sonicare

Kenmerken

Verbeterd de gezondheid van uw tandvlees




De i InterCare-opzetborstel is voorzien van extra lange, dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen om tandplak diep tussen uw tanden aan te pakken. Het is klinisch bewezen dat na twee weken uw tandvlees minder bloedt en dat ontstekingen afnemen.

BrushSync-technologie



Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

Slimme vervangingsherinneringen



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar daar hebben we iets op bedacht: onze slimme borstelherkenningstechnologie houdt bij hoe lang patiënten hun opzetborstel gebruiken en hoe hard ze poetsen. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen,

gaat er een lampje op het handvat branden. Op die manier weten ze zeker dat hun opzetborstel altijd optimaal presteert.

Poetst u te hard?



U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de tandenborstel wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

Philips Sonicare-technologie




De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Verwijdert tot 99,9% tandplak



AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.* **

Microdruppeltechnologie



Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.

Gezonder tandvlees



Van de Philips Sonicare AirFloss Ultra is klinisch bewezen dat deze de gezondheid van het tandvlees net zo verbetert als flossen.* ** Binnen twee weken gezonder tandvlees.

Helpt gaatjes te voorkomen



De Philips Sonicare AirFloss Ultra spoelt tandplak dat na het poetsen is blijven zitten voorzichtig weg en helpt zo gaatjes in de ruimte tussen de tanden te voorkomen.

Specificaties

Vermogen

- Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Technische specificaties

- Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): Tot 2 weken
- Batterij: Oplaadbaar
- Batterijtype: Lithium-ion
- Laadtijd: 24 uur om volledig op te laden

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Wit met grijze accenten, Mid-Blue

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

- Handvat: Slang, ergonomisch design
- Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan, LED-lampjes in het handvat geven het accuniveau weer
- Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
- Poetstijd: Tot 2 weken
- Levensduur accu: 1-3 weken****
- SPUITKOPHULPSTUK: Eenvoudig te plaatsen en verwijderen
- Vervangingsherinnering: Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

Meegeleverde artikelen

- Opzetborstels: 1 i InterCare-standaard, 1 W2c Optimal White compact

- Handvat: 1 ProtectiveClean
- Docking station: 1
- AirFloss Ultra-handvat: 1
- AirFloss Ultra-spuitskop: 1

Reinigingsprestaties

- Prestaties: Verwijdert tot wel 99,9% tandplak**
- Gezondheidsvoordelen: Helpt gaatjes verminderen, Reinigt de hele mond in 60 seconden, Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken
- Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min
- Klinisch bewezen resultaten: Even effectief als flossen, gezonder tandvlees, vermindering van tandplak, minder bloedend tandvlees
- Aanpasbare instellingen: Automatische of handmatige burst, Enkele/dubbele/drievoudige burst***
- Timer: Quadpacer en SmarTimer
- Voor de beste resultaten: Vervang de spuitkop iedere 6 maanden
- Feedback bij te veel druk: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Poetsstanden

- Clean: Buitengewoon schoon, elke dag
- 2 sterktes: Laag, Hoog

Slimme sensortechnologie

- BrushSync-vervangingsherinnering: Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst



Publicatiedatum
2024-08-30

Versie: 17.0.2

EAN: 87 10103 86154 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* of uw geld terug

* indien gebruikt met een gewone tandenborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking. AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar www.philips.com/airfloss/faq voor meer informatie.

* *tijdens een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen afwijken.

* * * * AirFloss Ultra en Pro zijn hetzelfde apparaat, maar de naam kan verschillen afhankelijk van het land en verkoopkanaal.

* * * * afhankelijk van de gebruikte burst-instelling