

# PHILIPS

## sonicare

Gerät zur  
Zahnzwischenraumreinigung

AirFloss Pro/Ultra

mit DiamondClean 9000  
mit 1 Düse und 1 Bürstenkopf  
Ladeglas, USB-Reiseladeetui



HX8494/03



## Nachweislich gesünderes Zahnfleisch in 2 Wochen\*

Für alle, die unregelmäßig Zahnseide benutzen

Für Personen, die nicht regelmäßig Zahnseide benutzen, ist der AirFloss Ultra die einfachste Art zur Reinigung der Zahnzwischenräume. AirFloss Ultra kann mit Mundspülung oder Wasser verwendet werden und ist nachweislich genauso wirksam wie Zahnseide für die Gesundheit Ihres Zahnfleisches.\*\*

### Improves oral health

- Klinisch erwiesen so wirksam wie Zahnseide für die Zahnfleischgesundheit\*\*
- Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung\*\*\*
- Hilft dabei, Karies zwischen den Zähnen zu vermeiden

### Hervorragende Reinigung

- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\* für eine gründliche Reinigung
- Personalisiertes Zahnputzerlebnis
- Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

### Superior technology

- Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen
- Hochleistungsdüse

### The easiest way to effectively clean between teeth

- So wird gesunde Zahnpflege ganz einfach zur Gewohnheit
- In nur 60 Sekunden: Ausrichten. Abdrücken. Sauber!


# Besonderheiten

## Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung




AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.\*\*\*

## Mikrotröpfchen-Technologie




Die klinisch erwiesene Kombination aus Luft- und Mikrotröpfchen reinigt sanft und effektiv die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand.

## Machen Sie gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit



Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. Der AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen.

## Bessere Zahnfleischgesundheit



Der Philips Sonicare AirFloss Ultra verbessert nachweislich die Gesundheit des Zahnfleisches genauso wie Zahnseide.\*\* Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches bereits in nur zwei Wochen.

## Hilft dabei, Karies zu vermeiden



Indem Plaque, die beim Zähneputzen nicht gelöst wurde, sanft mit Druckluft entfernt wird, verhindert der Philips Sonicare AirFloss Ultra Karies zwischen den Zähnen.

## Hochleistungsdüse




Der neue leistungsstarke AirFloss Ultra verstärkt die Wirkung der Luft- und Mikrotröpfchen-Technologie für mehr Effizienz als je zuvor.

## Reinigt in nur 60 Sekunden



Mit dem AirFloss Ultra können Sie Ihren ganzen Mund in weniger als 60 Sekunden pro Tag reinigen. Wählen Sie einfach Ihre Sprühstoß-Frequenz (einfach, zweifach oder dreifach), und halten Sie die Aktivierungstaste für kontinuierliche automatische Sprühstöße gedrückt. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, befindet sich das Gerät im manuellen Modus.

## 4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen



Die DiamondClean 9000 verfügt über die Putzprogramme Clean, White+, Gum Health and Deep Clean+, die Ihre Zahnpflegetechniken erfüllen: Clean-Putzprogramm für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung, White+-Putzprogramm zum Entfernen von Verfärbungen, Gum Health-Putzprogramm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und das Deep Clean+-Putzprogramm für eine belebende gründliche Reinigung. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie zwischen einer höheren Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigeren Intensität für empfindliche Zähne wählen.

# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** Multispannungs-Ladegerät

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

**Ladezeit:** Vollständig geladen in 24 Stunden

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Schwarz

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Anzeige:** Beleuchtetes Display

**Bürstenkopfsystem:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Akkuanzeige:** LED-Anzeigen am Handstück

zeigen Ladezustand an

**Düsenaufsatz:** Leichtes Aufstecken und Abnehmen

## Artikel enthalten

**Ladegerät:** 1

**Bürstenköpfe:** 1 C3 Premium zum Plaque-Schutz

**Reiseetui:** USB-Reiseladeetui

**Handstück:** 1 DiamondClean 9000

**Ladeglas:** 1

**AirFloss Ultra Handstück:** 1

**Düse:** 1

## Reinigungsleistung

**Vorteile für die Gesundheit:** Reinigt den ganzen Mund in 60 Sekunden, Verbessert die Zahnfleischgesundheit in 2 Wochen\*

**Leistung:** Entfernt bis zu 99,9 % Plaque\*\*

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Klinisch erwiesene Ergebnisse:** Genauso effizient wie Zahnseide, für verbesserte Zahnfleischpflege, zur Reduzierung von Plaque, zur Reduzierung von Zahnfleischbluten

**Anpassbare Einstellungen:** Automatische oder manuelle Sprühstoß-Funktion, Einfach-, Zweifach oder Dreifach-Sprühstoß\*\*\*

**Weißer Zähne:** Zweifach weißere Zähne\*

**Für optimale Ergebnisse:** Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Deep Clean+:** Für eine besonders gründliche Reinigung

**Gesundes Zahnfleisch:** Pflegt Backenzähne besonders gründlich

**White+:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen



\* oder Sie erhalten Ihr Geld zurück

\*\* bei Verwendung in Kombination mit einer Handzahnbürste und einer antimikrobiellen Mundspülung bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Zahnfleiscentzündungen. AirFloss wurde entwickelt, um Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, bei der täglichen Reinigung der Zahnzwischenräume zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den Q&A unter der Registerkarte "Support".

\*\*\* Der behandelten Bereiche; in einer Laborstudie, tatsächliche Ergebnisse im Mund können abweichen