

PHILIPS

sonicare

스탠다드형 음파칫솔
칫솔모

6개입 팩

스탠다드형

클릭온

BrushSync 모드 페어링

HX9026/98



치아 착색 제거 및 잇몸 건강 개선을 위한 구강 관리 플라그 및 착색 제거를 위한 부드러운 세정

최적의 플라그 제거 효과를 유지하기 위한 필립스 소닉케어 C2 울티멀 플라그 디펜스, 부드러운 플라그 제거 효과를 위한 G2 울티멀 잇몸케어, 치아 표면의 착색을 제거하여 세정효과를 넘어 하얗고 빛나는 미소를 만들기 위한 W2 울티멀 화이트

Innovative technology

- 최적의 모드 자동 선택 기능, 최상의 양치 효과**
- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

Designed to optimize performance

- 당신의 구강건강에 대한 필요에 부합하도록 테스트 되었습니다.
- 간편한 칫솔모 교체를 위한 클릭온 디자인
- 제때 칫솔모 교체 시기를 파악할 수 있으므로 언제나 탁월한 세정 효과를 누릴 수 있습니다

탁월한 치아 착색 제거 효과

- 단 1주 만에 치아 착색 제거 효과 제공
- 1주 만에 치아를 2배 더 밝게 만들어주는 다이아몬드 형태의 칫솔모

탁월한 잇몸 관리 효과

- 최대 2배 더 잇몸 건강 개선*

For exceptional care of teeth and gums

- 일반 칫솔 대비 최대 7배 더 많은 플라그 제거

주요 제품

플라그를 효과적으로 제거하세요.



조밀하게 식모된 고품질 칫솔모로 일반 칫솔에 비해 플라그 제거 성능이 최대 7배까지 높아집니다. 또한 곡선 형태의 파워 팁이 입 안쪽 닿기 힘든 치아까지 쉽게 닦을 수 있도록 돕습니다.

자연스러운 치아 착색 제거 효과




W2 옵티멀 화이트 칫솔모를 사용해 치아 착색을 제거하고 밝은 치아로 빛나는 미소를 지어 보세요. 중앙에 조밀하게 식모된 착색 제거 칫솔모를 통해 단 1주일 만에 착색 제거 효과를 보이는 것이 임상적으로 입증되었습니다.

잇몸 건강 개선



조밀하게 식모된 고품질 칫솔모로 잇몸선을 따라 플라그가 더욱 효과적으로 제거되므로 일반 칫솔에 비해 잇몸 건강 개선 효과가 최대 2배 더 우수합니다. 또한 곡선 형태의 파워 팁으로 구강 안쪽 치아까지 개운하게 닦을 수 있습니다.

빠르게 치아가 더 밝아지는 효과



W2 옵티멀 화이트의 착색 제거 패드는 조밀하게 식모된 다이아몬드 형태의 칫솔모로 이루어져 있어, 식품과 음료로 인해 생긴 표면 착색을 제거해 줍니다. 단 7일만에 최대 2배* 더 밝아진 미소를 지을 수 있게 됩니다.

BrushSync™ 모드 페어링



당사의 BrushSync™ 모드 페어링 기능**으로 양치할 때마다 최상의 세정력을 경험해 보세요. 필립스 소닉케어 W2 옵티멀 화이트 칫솔모는 BrushSync™ 지원 필립스 소닉케어 칫솔 핸들**과 동기화되며, 최적의 양치 모드와 강도를 선택해 탁월한 착색 제거 효과를 제공합니다. 여러분은 양치를 시작하시기만 하면 됩니다.

칫솔모 교체



칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 세정력이 떨어집니다. 이제 BrushSync™로 교체 시기를 미리 파악해 보세요. 스마트 칫솔이 사용자의 양치 빈도와 사용 강도를 추적해 교체 시기가 가까워지면 이를 알려 줍니다. 필립스 소닉케어의 스마트 칫솔을 사

용하지 않으시는 분은 칫솔모의 파란색 부분을 유심히 살펴 보세요. 파란색이 흰색으로 변하면 새 칫솔모로 교체할 시기입니다.

안심하고 이를 닦으세요.



모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 치아와 잇몸에 자극 없이 안전하고 부드럽습니다. 각 칫솔모는 매번 양치할 때마다 탁월한 성능과 내구성이 보장될 수 있도록 성능 테스트를 거쳤습니다.

필립스 소닉케어 기술



필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

순쉬운 클릭은



W2 옵티멀 화이트 칫솔모는 필립스 원 및 에센스 라인업을 제외한 모든 필립스 소닉케어 칫솔 핸들과 호환됩니다. 간단히 끼우고 빼는 방식으로 칫솔모를 교체하고 세척해 보세요.

사양

디자인 및 마감

색상: 화이트

칫솔모 강도: 일반

칫솔모 교체 시기 알림: 칫솔모의 파란색 부분이 얼어짐

크기: 표준

호환성

칫솔모 시스템: 클릭온

BrushSync 모드 페어링: 가능*

사용 가능 모델: 2 시리즈 플라그 예방, 2 시리즈 플라그 디펜스(2 Series plaque defense), 3 시리즈 잇몸케어(3 Series gum health), 다이아몬드클린(DiamondClean), 다이아몬드클린 스마트

(DiamondClean Smart), 이지클린(EasyClean), 에센스+(Essence+), 플렉스케어(FlexCare), 플렉스케어 플래티넘(FlexCare Platinum), 플렉스케어 플래티넘 커넥티드(FlexCare Platinum Connected), 플렉스케어+(FlexCare+), 소닉케어 키즈(Sonicare for Kids), 헬시화이트(HealthyWhite), 헬시화이트 플러스(HealthyWhite+), PowerUp, 프로텍티브클린(ProtectiveClean)

구성품

칫솔모: G2 옵티멀 잇몸케어 2개, W2 옵티멀 화이트 2개, C2 옵티멀 플라그 디펜스 2개

품질 및 성능

권장 교체 시기: 3개월

검증 여부: 자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최적의 사용효과를 보임

구강 건강 관리 효과

잇몸 건강: 잇몸 건강 개선을 도와줌**

플라그 제거: 최대 7배 더 우수한 플라그 제거 효과**

치아 미백: 단 1주 만에 치아를 더 밝아지게 도와줌**

