



Philips Sonicare Power
Flosser 7000
Воден флосър за зъби

Технология Quad Stream

Дизайн с тиха работа
Импулсните вълни ви насочват



HX3904/30

Премахва до 99,9% от плаката в третираните области*

Почистването със зъбен душ е преоткрито за превъзходно здраве на венците

С отличителни характеристики, които предоставят на пациентите почистване от следващо поколение и насърчават трайно спазване, новият Philips Sonicare Power Flosser е следващата вълна в почистването със зъбен душ.

New level clean

- 4 режима за почистване със зъбен душ, 10 степени на интензивност
- Лесен за пълнене 600 мл резервоар
- Компактен калъф за накрайник
- Лесна магнитна докинг станция с автоматично изключване
- F1 стандартен накрайник за редовно почистване
- F2 накрайник Comfort за чувствителни венци
- F3 накрайник Quad Stream за максимално покритие
- Quad Stream за пълно почистване
- Технологията Pulse Wave насочва от зъб към зъб
- Тих като шепот дизайн

PHILIPS
sonicare

Акценти

За пълно почистване

Уникален накрайник с кръстовидна форма създава четири широки потока за цялостно почистване между зъбите и по венците.

Насочва от зъб към зъб



Кратките паузи в почистващите пулсации подтикват пациентите ви да плъзгат накрайника до следващото междузъбно пространство, за да осигурят чистота на цялата уста.

Дизайн с тиха работа



Проектиран за дискретно почистване, така че вашите пациенти получават страхотни резултати, без да безпокоят другите.

4 режима, 10 степени на интензивност



Вашите пациенти ще се радват на чистота, съобразена с техните нужди. Режимът "Clean" използва непрекъснат поток от вода за чудесно ежедневно почистване; Режимът "Deep Clean" използва отделни импулси за


по-задълбочено почистване; Режимът "Sensitive" е изключително нежен за чувствителни венци; Режимът "Massage" успокоява и стимулира венците. Вашите пациенти могат да регулират интензивността за свой комфорт, използвайки LED светлинен дисплей за индикация.

F3 накрайник Quad Stream




За максимално покритие и изключително щателно почистване използвайте дюзата Quad Stream, за да концентрирате водата в четири широки потока между зъбите и по линията на венците. Водачът от мека гума е нежен към венците и всяка дюза просто се прикрепя и премахва чрез щракване.

F2 комфортен накрайник



Накрайник Comfort с мек гумен край за пациенти с чувствителни венци.

F1 стандартен накрайник



Стандартен накрайник за мощно почистване между зъбите за отстраняване на плаката и остатъците от храна

Лесна магнитна докинг станция



Когато пациентът приключи, може просто да върне дръжката в лесната магнитна докинг станция. Дръжката автоматично превключва от режим на пауза в изключен.

600 мл резервоар



Резервоарът от 600 мл с лесен обръщач се капак задържа достатъчно вода за едно почистване. За да допълните, просто извадете, допълнете и вкарайте обратно с щракване.

Компактен калъф за накрайник

Пациентите могат да съхраняват допълнителни накрайници хигиенично в компактен и стилиен калъф за накрайници.

Спецификации

Захранване

- Напрежение: Мултистандартно зарядно устройство

Сервиз

- Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

- Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн
- Накрайник: Лесно поставяне и сваляне с щракване

Включени в комплекта

- F1 стандартен накрайник: 1
- F3 накрайник Quad Stream: 1
- F2 комфортен накрайник: 1

- Power Flosser: 1
- Калъф за съхранение на накрайник: 1

Работни показатели при почистване

- Работни характеристики: Премахва до 99,9% от плаката*

Режими

- Clean: За изключително ежедневно почистване
- Deep Clean+: За освежаващо дълбоко почистване
- Степени на интензивност: 10
- Масаж: Освежаващ масаж
- Sensitive: Нежно почистване на зъбите и венците



Дата на издаване
2022-03-04

Версия: 2.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* До 99,9% отстраняване на плаката в третираните зони в лабораторно проучване. Реалните резултати могат да варират.