

# PHILIPS

## sonicare

(이전 명칭 프로리절트 플라그 컨트롤)

C2 Optimal Plaque Defence

8개입

스탠다드형

클릭온

BrushSync 모드 페어링

HX9028/67



## 플라그에는 강력하고 잇몸에는 부드럽게.

### 매일 경험하는 탁월한 플라그 제거

필립스 소닉케어 C2 옵티멀 플라그 디펜스 칫솔모(이전 명칭 프로리절트 플라그 컨트롤)는 매일 이루어지는 구강 관리 습관의 일부로 최적의 플라그 제거 효과를 유지하고자 하는 분들에게 알맞습니다.

#### Innovative technology

- 당신의 구강건강에 대한 필요에 부합하도록 테스트 되었습니다.
- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술
- 최적의 모드 자동 선택 기능, 최상의 양치 효과\*\*

#### Designed to optimize performance

- 제때 칫솔모 교체 시기를 파악할 수 있으므로 언제나 탁월한 세정 효과를 누릴 수 있습니다
- 간편한 칫솔모 교체를 위한 클릭온 디자인

#### For exceptional care of teeth and gums

- 일반 칫솔 대비 최대 7배 더 많은 플라그 제거

# 주요 제품

플라그를 효과적으로 제거하세요.



조밀하게 식모된 고품질 칫솔모로 일반 칫솔에 비해 플라그 제거 성능이 최대 7배까지 높아집니다. 또한 곡선 형태의 파워 팁이 입 안쪽 닿기 힘든 치아까지 쉽게 닦을 수 있도록 돕습니다.

## BrushSync™ 모드 페어링



당사의 BrushSync™ 모드 페어링 기능\*\*으로 양치할 때마다 최상의 세정력을 경험해 보세요. 필립스 소닉케어 C2 옵티멀 플라그 디펜스 칫솔모는 BrushSync™ 지원 필립스 소닉케어 칫솔 핸들\*\*과 동기화되어 최적의 양치 모드와 강도를 선택해 탁월한 세정 효과를 제공합니다. 여러분은 양치를 시작하기만 하면 됩니다.

## 칫솔모 교체



칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 세정력이 떨어집니다. 이제 BrushSync™로 교체 시기를 미리 파악해 보세요. 스마트 칫솔이 사용자의 양치 빈도와 사용 강도를 추적해 교체 시기가 가까워지면 이를 알려 줍니다. 필립스 소닉케어의 스마트 칫솔을 사

용하지 않으시는 분은 칫솔모의 파란색 부분을 유심히 살펴 보세요. 파란색이 흰색으로 변하면 새 칫솔모로 교체할 시기입니다.

## 순쉬운 클릭온



옵티멀 플라그 디펜스 칫솔모는 필립스 원 및 에센스를 제외한 모든 필립스 소닉케어 칫솔 핸들과 호환됩니다. 간단히 끼우고 빼는 방식으로 교체하고 세척해 보세요.

## 단 하나의 진정한 음파 기술



필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

## 안심하고 이를 닦으세요.



모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 치아와 잇몸에 자극 없이 안전하고 부드럽습니다. 각 칫솔모는 매번 양치할 때마다 탁월한 성능과 내구성이 보장될 수 있도록 성능 테스트를 거쳤습니다.

# 사양

## 디자인 및 마감

색상: 화이트

칫솔모 강도: 일반

칫솔모 교체 시기 알림: 칫솔모의 파란색 부분이 열 어짐

크기: 표준

## 호환성

칫솔모 시스템: 클릭온

BrushSync 모드 페어링: 가능\*

사용 가능 모델: 2 시리즈 플라그 예방, 2 시리즈 플라그 디펜스(2 Series plaque defense), 3 시리즈 잇몸케어(3 Series gum health), 다이아몬드클린(DiamondClean), 다이아몬드클린 스마트(DiamondClean Smart), 이지클린(EasyClean), 에센스+(Essence+), 플렉스케어(FlexCare), 플렉스케어 플래티넘(FlexCare Platinum), 플렉스케어 플래티넘 커넥티드(FlexCare Platinum Connected), 플렉스케어+(FlexCare+), 소닉케어 키즈(Sonicare for Kids), 헬시화이트(HealthyWhite), 헬시화이트 플러스(HealthyWhite+), PowerUp, 프로텍티브클린(ProtectiveClean)

## 구성품

칫솔모: C2 옵티멀 플라그 디펜스 8개

## 품질 및 성능

권장 교체 시기: 3개월

검증 여부: 자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최적의 사용효과를 보임

## 구강 건강 관리 효과

플라그 제거: 최대 7배 더 우수한 플라그 제거 효과\*\*



\* 일반 칫솔 대비 플라그를 7배 더 제거

\*\* BrushSync™ 모드 페어링은 필립스 소닉케어 BrushSync™ 지원 칫솔 핸들과만 호환됩니다.