

PHILIPS

sonicare

AirFloss Pro/Ultra - interdentale reiniger

Met vul- en oplaadstation

2 spuitkoppen

1 reisoplader vooraf
geïnstalleerd

Automatisch vullen en opladen



HX8462/01



Gezonder tandvlees in 2 weken*

Ontwikkeld voor onregelmatige flossers

Voor degenen die niet consequent flossen, is AirFloss Pro/Ultra**** de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen. AirFloss Pro/Ultra kan worden gebruikt in combinatie met mondwater of water en is volgens klinische tests net zo effectief als flossen voor gezond tandvlees.**

Verbeterd de mondhygiëne

- Het is klinisch bewezen dat deze even effectief is voor de gezondheid van het tandvlees als flossen**
- Verwijdert tot 99,9% tandplak***
- Helpt gaatjes tussen de tanden te voorkomen

Superieure technologie

- Hoogwaardige spuitkop
- Technologie met lucht en microdruppels
- Instellingen voor aanpasbare drievoudige burst

De makkelijkste manier voor effectieve reiniging tussen de tanden

- Het duurt maar 60 seconden: richt, druk, reinig!
- Een eenvoudige manier om een gezonde gewoonte te starten
- Altijd gebruiksklaar
- Fris en schoon met mondwater


Kenmerken

Verwijdert tot 99,9% tandplak




AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.**

Microdruppeltechnologie



Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.

Gezonder tandvlees



Van de Philips Sonicare AirFloss Ultra is klinisch bewezen dat deze de gezondheid van het tandvlees net zo verbetert als flossen.** Binnen twee weken gezonder tandvlees.

Reinigt in slechts 60 seconden



Met de AirFloss Ultra duurt het reinigen van uw hele mond minder dan 60 seconden per dag. Selecteer eenvoudig uw burst-frequentie (één, twee of drie), en houd de activeringsknop ingedrukt voor continue automatische stoten of druk een keer voor de handmatige burst-modus.

Fris en schoon met mondwater



Gebruik het apparaat met mondwater voor de ultieme frisse ervaring en antibacteriële voordelen.

Helpt gaatjes te voorkomen




De Philips Sonicare AirFloss Ultra spoelt tandplak dat na het poetsen is blijven zitten voorzichtig weg en helpt zo gaatjes in de ruimte tussen de tanden te voorkomen.

Hoogwaardige spuitkop



Door de nieuwe hoogwaardige AirFloss Ultra-spuitkop wordt de kracht van onze lucht- en microdruppeltechnologie versterkt zodat deze nog effectiever en efficiënter werkt.

Aanpassing via drievoudige burst



De krachtige spray van de AirFloss Ultra kan iedere keer dat u op de startknop drukt via enkele, dubbele of drievoudige bursts naar wens worden aangepast.

Altijd gebruiksklaar



Het vul- en oplaadstation vult het handvat automatisch in minder dan 10 seconden, het reservoir is groot genoeg voor 2 weken mondwater en het station houdt het handvat opgeladen.

Specificaties

Vermogen

Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Laadtijd: 24 uur om volledig op te laden

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit met grijze accenten

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Handvat: Slank, ergonomisch design

Batterij-indicator: LED-lampjes in het

handvat geven het accuniveau weer

Levensduur accu: 1-3 weken****

Spuitspuitkop: Eenvoudig te plaatsen en verwijderen

Meegeleverde artikelen

Docking station: 1

Fill&Charge-station: 1

Extra klepje voor AirFloss Pro/Ultra: 1

AirFloss Ultra-handvat: 1

AirFloss Ultra-spuitspuitkop: 2

Reinigingsprestaties

Prestaties: Verwijdert tot wel 99,9% tandplak**

Gezondheidsvoordelen: Maakt het tandvlees in 2 weken gezonder*, Reinigt de hele mond in 60 seconden

Klinisch bewezen resultaten: Even effectief als flossen, gezonder tandvlees, minder bloedend tandvlees, vermindering van tandplak

Aanpasbare instellingen: Automatische of handmatige burst,

Enkele/dubbele/drievoudige burst***

Voor de beste resultaten: Vervang de spuitkop iedere 6 maanden



* of uw geld terug

** indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.

*** Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren

**** AirFloss Ultra en Pro zijn hetzelfde apparaat, maar de naam kan verschillen afhankelijk van het land en verkoopkanaal.

***** afhankelijk van de gebruikte burst-instelling