

PHILIPS

Електрическа четка за зъби със SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige

Най-усъвършенстваната ни четка за зъби

SenseIQ долавя, адаптира се, грижи се

Глава за четка "всичко в едно"

Приложение Sonicare с AI



HX9992/12



Изключителна грижа, персонализирана за вас, със SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige с технология SenseIQ е най-усъвършенстваната електрическа четка за зъби. Тя подобрява доказаната ни звукова технология с интелигентност, долавяйки и адаптирайки се за цялостна грижа за отлични резултати всеки път.

Проектирани по ваша мярка

- Елегантен и компактен дизайн

Винаги взимайте правилния избор със SenseIQ

- Приспособява се към вас в реално време, когато четкате твърде силно
- Обратна връзка за почистването в реално време
- Технология SenseIQ, която долавя, адаптира се и се грижи
- Долавя начина ви на миене на зъбите
- Грижи се интуитивно за зъбите и венците

Персонализирано почистване без компромис

- Глава за четка "всичко в едно" за цялостна грижа
- Персонализирани напътствия от приложението Philips Sonicare
- Звуково миене на зъби: Майсторски урок за ефективно почистване

Първокласни аксесоари

- Лесно зареждане с минималистичната стойка и основа
- Калф за пътуване Prestige с USB за стил навсякъде


Акценти

Технология SenseIQ



Докато си миете зъбите, технологията SenseIQ регистрира натиска, движението, покритието и други до 100 пъти в секунда. След това адаптира интензивността, ако натискате твърде силно. Интелигентността на SenseIQ извежда предположенията от режимите на четкане за грижа и по-добро миене на зъбите с течение на времето.

Premium Глава за четка "всичко в едно"



Почиствайте без компромиси с главата за четка "всичко в едно" A3 Premium. Най-добрата ни до момента глава за четка е с косъмчета под ъгъл, които помагат да се премахне до 20 пъти повече плака дори в труднодостъпни зони*. Триъгълните върхове на влакната работят за премахване на до 100% повече петна за по-малко от два дни***. И по-дългите косъмчета почистват дълбоко за до 15 пъти по-здрави венци само за две седмици**. Всичко това, без да сменяте глави за четка. Знаехте ли че: главите за четките стават по-малко ефективни след 3 месеца употреба? Нашата функция BrushSync™ може да ви напомня, когато е почти време за подмяна.

Персонализирани насоки



Приложението Philips Sonicare се захравна от изкуствен интелект и работи в перфектна хармония с четката за зъби. Използвайте го за почистване с

насоки в реално време за натиск, движение, покритие, продължителност и честота. Преглеждайте отчетите за напредъка по ден, седмица, месец и година. Вземете персонализирани препоръки и стъпки на действия за по-добро почистване. Междувременно автоматичното синхронизиране поддържа актуализирани данните за почистване в приложението дори когато не миете зъбите си с приложението до вас.

Долавя начина ви на миене на зъбите



Докато си миете зъбите, Philips Sonicare 9900 Prestige използва сензори за разпознаване на натиска, който прилагате, почистващото движение и покритието – до 100 пъти в секунда. Сензорите също така следят колко дълго и колко често миете зъбите си.

Адаптира се към вас в реално време



Повечето от нас упражняват твърде голям натиск по време на миене на зъбите. Ето защо нашата четка за зъби автоматично регулира интензивността, когато натискате твърде силно. А с безплатното приложение Philips Sonicare можете да се възползвате от индивидуални насоки и персонализирани препоръки, за да изведете миенето на зъби на следващото ниво.

Грижи се за здравето на усмивката ви




Philips Sonicare 9900 Prestige е проектирана според нуждите ви. Нейната модерна технология се синхронизира с вас и е лесна за използване, така че може и дори да не я забележите. За щастие, резултатите са налице и казват всичко.

Доказано звуково миене на зъби



Отстранете плаката със звукова технология – нашият еталон за ефективно и нежно почистване. Докато миете зъбите си, до 62 000 движения на косъмчета и динамично действие на течността помагат за почистване дори на труднодостъпни места, оставяйки устата ви да се чувства изключително свежа и чиста.

Обратна връзка в реално време



Може да не забелязвате, когато четкате зъбите си твърде силно и с голям натиск, но четката за зъби ще го направи. Светлинният пръстен в края на дръжката внимателно ще ви напомня да намалите натиска или търкането.

Спецификации

Възможности за свързване

Безжична технология Bluetooth®: Свързано приложение за почистване

Захранване

Електрозахранване: 110-220 V

Технически спецификации

Батерия: Акумулаторна

Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): 2+ седмици****

Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Среднощно синьо

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Съвместимост

Съвместимост с Android: Android OS 8.0 или по-нова версия

Съвместимост с iOS: iPhones с iOS 13.0 или по-нова версия

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Индикатор със светеща икона

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на

главите с щракване

Дръжка: Елегантен и компактен дизайн, Безпроблемно сензорно управление

Калъф за пътуване: Елегантен, компактен калъф за зареждане, Веган кожа

Напомняне за смяна BrushSync:

Иконката за напомняне светва, за да гарантира винаги перфектни резултати

Включени в комплекта

Дръжка: 1 Sonicare 9900 Prestige

Глави за четка: 1 A3 Premium "всичко в едно"

Калъф с USB зареждане Prestige: 1

Основа на зарядното устройство: 1

USB кабел: 1

Работни показатели при почистване

Лечебен ефект: До 15 пъти по-здрави венци**

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Работни характеристики: Отстранява до 20 пъти повече плака*

Таймер: BrushPacer и SmartTimer

Предимства на избелването: До 100% по-малко петна***

Обратна връзка при натиск: Пръстенът светва в лилаво, Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

Обратна връзка за силно търкане: Пръстенът светва в хехлибарено, Вибрираща дръжка, за да

предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите, Опция за включване/изключване на приложението

Технология SenseIQ

Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

Сензор за търкане: Указва за намаляване на търкането

Сензор за позиция: Проследява покритието на почистване, за всяка сесия на почистване на зъбите

3D карта на устата: Откроява пропуснати зони

Адаптивна интензивност: Регулира нивото на интензивност, когато се прилага твърде голям натиск

Изкуствен интелект: Разпознава и синхронизира почистването

Приложение Sonicare с изкуствен интелект

Насоки в реално време: Персонализирани препоръки, Отчет за напредък по ден/седмица/година

Персонализируеми режими: Clean, White+, Здраве на венците, Deep Clean, Sensitive

Поддръжка на софтуер

Актуализации на софтуера: Philips предлага съответни софтуерни актуализации за период от 2 години след датата на закупуване.

