


Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra -
interdentale reiniger

met DiamondClean-
tandenborstel

met 1 spuitkop en 1 opzetborstel
Oplaadglas, reisetui



HX8491/03

Gezonder tandvlees binnen 2 weken*

Ontwikkeld voor onregelmatige flossers

Voor degenen die niet consequent flossen, is AirFloss Pro/Ultra**** de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen. AirFloss Pro/Ultra kan worden gebruikt in combinatie met mondwater of water en is volgens klinische tests net zo effectief als flossen voor gezond tandvlees.**

Verbetert de mondhygiëne

- Het is klinisch bewezen dat deze even effectief is voor de gezondheid van het tandvlees als flossen**
- Verwijdert tot 99,9% tandplak***
- Helpt gaatjes tussen de tanden te voorkomen
- Maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel

Superieure reiniging

- DiamondClean-opzetborstel van Sonicare voor wittere tanden
- Ontworpen voor maximale sonische beweging

Superieure technologie

- Technologie met lucht en microdruppels
- Hoogwaardige spuitkop
- Instellingen voor aanpasbare drievoudige burst

De makkelijkste manier voor effectieve reiniging tussen de tanden

- Het duurt maar 60 seconden: richt, druk, reinig!
- Een eenvoudige manier om een gezonde gewoonte te starten

PHILIPS
sonicare

Kenmerken

Maakt uw tanden dubbel zo wit




Deze Philips Sonicare-tandenborstel maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel in slechts 1 week. Verwijdert tot 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 1 week.

Maximale sonische beweging




Philips Sonicare-opzetborstels zijn een belangrijk onderdeel van onze kerntechnologie met 31.000 poetsbewegingen met een hoge frequentie en amplitude per minuut. Onze ongeëvenaarde sonische technologie zorgt voor optimale kracht van de handgreep tot aan het uiteinde van de opzetborstel. Deze sonische beweging zorgt voor dynamische vloeistofkrachten die vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand stuwt voor superieure maar zachte reiniging, elke keer weer.

Verwijdert tot 99,9% tandplak




AirFloss Ultra verwijderd tot 99,9% tandplak van behandelde delen.**

Microdruppeltechnologie



Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.

Start met gemak een gezonde gewoonte



Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor de totale gezondheid van uw mond. AirFloss Ultra is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen.

Gezonder tandvlees



Van de Philips Sonicare AirFloss Ultra is klinisch bewezen dat deze de gezondheid van het tandvlees net zo verbetert als flossen.** Binnen twee weken gezonder tandvlees.

Reinigt in slechts 60 seconden



Met de AirFloss Ultra duurt het reinigen van uw hele mond minder dan 60 seconden per dag. Selecteer eenvoudig uw burst-frequentie (één, twee of drie), en houd de activeringsknop ingedrukt voor continue automatische stoten of druk een keer voor de handmatige burst-modus.

Helpt gaatjes te voorkomen



De Philips Sonicare AirFloss Ultra spoelt tandplak dat na het poetsen is blijven zitten voorzichtig weg en helpt zo gaatjes in de ruimte tussen de tanden te voorkomen.

Hoogwaardige spuitkop



Door de nieuwe hoogwaardige AirFloss Ultra-spuitkop wordt de kracht van onze lucht- en microdruppeltechnologie versterkt zodat deze nog effectiever en efficiënter werkt.

Specificaties

Vermogen

- Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Technische specificaties

- Batterij: Oplaadbaar
- Batterijtype: Lithium-ion
- Laadtijd: 24 uur om volledig op te laden

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Zwart

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

- Batterij-indicator: LED-lampjes in het handvat geven het accuniveau weer
- Handvat: Slang, ergonomisch design
- Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
- Display: Verlicht display
- Spuitkophulpstuk: Eenvoudig te plaatsen en verwijderen
- Levensduur accu: 1-3 weken****

Meegeleverde artikelen

- Handvat: 1 DiamondClean
- Reisetui: USB-reisoplader
- Docking station: 1

- Opzetborstels: 1 DiamondClean-standaardborstel
- Oplaadglas: 1
- AirFloss Ultra-handvat: 1
- AirFloss Ultra-spuitskop: 1

Reinigingsprestaties

- Snelheid: Tot 31.000 poetsbewegingen/min
- Gezondheidsvoordelen: Reinigt de hele mond in 60 seconden, Maakt het tandvlees in 2 weken gezonder*
- Prestaties: Verwijdert tot wel 99,9% tandplak**
- Klinisch bewezen resultaten: Even effectief als flossen, gezonder tandvlees, vermindering van tandplak, minder bloedend tandvlees
- Aanpasbare instellingen: Automatische of handmatige burst, Enkele/dubbele/drievoudige burst***
- Timer: Quadpacer en SmarTimer
- Wittere tanden: Maakt uw tanden dubbel zo wit*
- Voor de beste resultaten: Vervang de spuitkop iedere 6 maanden

Poetsstanden

- Clean: Buitengewoon schoon, elke dag
- Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken
- Gum Care: Zachte massage van het tandvlees
- Pools: Maak uw tanden lichter en polijst ze
- Sensitive: Zachte reiniging van tanden en tandvlees



Publicatiedatum
2024-01-23

Versie: 5.0.3

EAN: 87 10103 81886 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* of uw geld terug

** indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.
*** Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren
**** AirFloss Ultra en Pro zijn hetzelfde apparaat, maar de naam kan verschillen afhankelijk van het land en verkoopkanaal.
***** afhankelijk van de gebruikte burst-instelling