



Philips Sonicare  
DiamondClean Smart  
鑽石靚白智能音波震動  
牙刷

三大智能感應科技 X 潔牙 APP

5 種模式 (清潔、亮白、護齦、  
深層清潔、舌苔清潔)

4 款智能刷頭 X 智慧型刷頭感  
應器

5 種模式，3 種強度



HX9944/02

## 更乾淨、更潔白的牙齒，宛如天天微洗牙

### 全球牙醫第一推薦音波電動牙刷品牌\*

\*\* 僅限專業牙醫通路販售 \*\* 飛利浦 Sonicare 電動牙刷兼具高雅設計與「音波流體潔力技術」，每分鐘音波震動 62,000 次，同時溫和和不刺激，達到天天微洗牙效果。DiamondClean Smart 獨家的「三大智能感應科技」搭配專屬潔牙 APP，能提供個人化的回饋訊息和指導，清潔各種潔牙盲區，給您最完善的口腔照護。具備 5 種潔牙模式，以及 3 段強度，能隨心所欲調整潔牙力道，4 款智能刷頭則能貼合牙齒、牙齦，有效清除 10 倍牙菌斑，同時提升 7 倍護齦力，減少牙齦發炎與出血，而緊密的亮白刷毛則能 5 倍去除牙漬，3 天讓牙齒有感亮白！

#### Superior results for patients' oral care needs

- 牙菌斑清除效果高達 10 倍\*
- 2 週擁有 7 倍更健康的牙齦\*
- 5 倍去除牙漬，3 天有感亮白\*
- 清除舌苔，享受更持久的清新口氣

#### Personalized feedback with smart sensor technology

- 「智能定位感應」引導刷牙，避免有漏刷區域
- 「智能力道感應」避免病患潔牙力道過大
- 「智能動作感應」引導病患刷牙動作，潔牙更輕鬆
- 清潔遺漏部位的第二次機會
- 協助病患更加完善地照護重點區域

# PHILIPS

sonicare

## 鑽石靚白智能音波震動牙刷

三大智能感應科技 X 潔牙 APP 5 種模式 (清潔、亮白、護齦、深層清潔、舌苔清潔), 4 款智能刷頭 X 智慧型刷頭感應器, 5 種模式, 3 種強度

# 焦點

### 和牙菌斑說再見




C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭柔軟彈性的刷頭側緣, 讓刷毛可以貼合每顆牙齒的表面形狀, 提供高達 4 倍的面積接觸, 搭配音波流體潔力技術, 即使是難以處理的部位也能展現高達 10 倍的牙菌斑清除效果\*。

### 愛護您的牙齦



裝上 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭, 讓牙齦更加健康。較小的刷頭尺寸可精確對準牙齦邊緣, 精緻的超長刷毛設計, 更貼合牙齦線, 有效針對疾病易發生處進行清潔。柔軟刷毛提供優異又溫和的清潔效果, 防止磨損、牙齦萎縮、牙齦流血, 經臨床實證可在 2 週內擁有 7 倍更健康的牙齦。\*

### W3 Premium White 潔白刷頭




裝上 W3 Premium White 潔白刷頭, 密集分布的中央除垢刷毛可發揮強效, 輕鬆去除表面齒垢, 經臨床實證, 只要 3 天, 就能去除 5 倍牙漬\*, 實現有感亮白, 展現自信笑容!

### TongueCare+ 潔舌刷




裝上 TongueCare+ 潔舌刷, 特殊設計的 240 根 MicroBristles 可深層清潔, 溫和地清除舌頭上引起異味的食物殘渣、細菌和舌苔, 給您的病患潔淨口腔和清新迷人的好口氣。

### 注重的區域及目標設定



如果您已看出病患的口腔內有牙菌斑堆積、牙齦萎縮或發生其他問題, 需要特別注意的部位, DiamondClean Smart 能幫助他們處理這些重點區域。病患可以運用飛利浦 Sonicare 應用程式, 在個人化的 3D 口腔圖像中, 看到強調的重點區域, 他們也會在每次刷牙時, 收到要特別照護這些區域的提醒。飛利浦 Sonicare 應用程式可保存刷牙資料的運作歷史記錄, 病患可以輕鬆地檢閱效能、追蹤自己的進度, 從而改善每日的口腔保健例行公事。

### 盲區偵測



三大智能感應科技之一的「智能定位感應」, 能智慧偵測口腔內所有區域, 搭配專屬潔牙 APP, 讓病患知道何時已完成全口

HX9944/02


腔清潔, 並即時指導需要再加強的部位, 避免遺漏任何區域。

### 刷動感應器




不須您的病患費力刷動, 只需讓音波流體潔力和刷頭完成工作即可。我們在握把內置入了刷動感應器, 可溫和地提醒病患減少 "左右橫刷" 次數, 改善刷牙技巧, 更能溫柔又有效率地清潔口腔。

### BrushSync 模式配對



無論病患的口腔照護需求為何, DiamondClean Smart 都能幫助他們達成目標。當病患更換刷頭時, 刷頭內的微晶片會向 DiamondClean Smart 傳達正在使用的刷頭, 刷柄即會自動轉換成最適當的潔牙模式與強度, 提供最佳潔牙效果。

### 智慧型配件更換提醒



刷頭會隨著時間逐漸磨損, 變得無法再有效清除牙菌斑。結合來自智能刷頭感應器與刷頭內微晶片資料後的演算結果, 可根據病患實際刷牙時間和強度, 提醒病患精準地在正確時間更換刷頭, 以便獲得最好的潔淨成果。他們甚至可在應用程式內訂購替換用刷頭。

## 鑽石靚白智能音波震動牙刷

三大智能感應科技 X 潔牙 APP 5 種模式 (清潔、亮白、護齦、深層清潔、舌苔清潔), 4 款智能刷頭 X 智慧型刷頭感應器, 5 種模式, 3 種強度

# 規格

### 連線能力

- Bluetooth® 無線科技: 已連線刷牙手機應用程式

### 功率

- 電壓: 110-220 V

### 技術規格

- 電池: 充電式
- 電池續航力 (從電力充滿到沒電): 14 天 \*\*\*\*\*
- 電池類型: 鋰離子

### 設計與外型

- 色彩: 白色

### 客戶服務

- 保固: 2 年有限保固

### 相容性

- 與 Android 相容: Android 手機, 具備藍牙 4.0 的平板電腦
- 與 iOS 相容: iPad 第 3 代或更高版本, iPhone 4S 或更高版本, iOS7 或更高版本

### 使用簡單

- 電量指示燈: 發光式圖示顯示電池壽命
- 握把: 纖巧的人體工學設計
- 握把相容性: 方便的一按即用刷頭
- 顯示器: 背光螢幕
- 刷頭感應: 搭配最佳模式
- 更換提醒: 永保最佳效果, 提醒圖示亮起

### 內附配件

- 握把: 1 支 DiamondClean Smart
- 刷頭: 1 支 C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭, 1 支 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭, 1 支 W3 Premium White 潔白刷頭, 1 支

- TongueCare+ 潔舌刷
- 旅行盒: 頂級旅行盒

### 清潔效能

- 對健康有益: 牙齦潔淨效果高達 7 倍 \*\*\*\*
- 效能: 牙菌斑清除效果提高達 10 倍 \*
- 速度: 每分鐘可刷 62000 次
- 計時器: BrushPacer 和智慧型計時器
- 美白效果: 減少高達 100% 的牙垢 \*\*\*\*\*
- 壓力回饋: 環狀指示燈亮紫燈, 震動握把發出警示
- TouchUp: 確保 100% 的範圍

### 模式

- 清潔: 實現優異的每日清潔效果
- 3 種強度: 高, 中, 低
- 深層清潔+: 實現活力深層清潔
- 牙齦保健: 特別注意白齒
- TongueCare+: 持久的清新口氣
- 亮白+: 清除表面牙垢

### BrushSync 模式配對

- C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭: 搭配「乾淨」模式
- G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭: 搭配「牙齦保健」模式
- W3 Premium White 潔白刷頭: 搭配「亮白+」模式
- TongueCare+ 潔舌刷: 搭配「舌頭護理」模式

### 智慧型感應器技術

- 壓力感測器: 刷牙力道過強時警示
- 位置感應器: 追蹤及改善範圍
- 刷動感應器: 指引減少刷動
- 3D 口腔圖像: 強調重點區域
- TouchUp: 顯示遺漏的區域



發行日期 2025-05-06

版本: 4.4.2

EAN: 87 10103 80205 1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 來自獨立市場研究公司, 針對全球市場份額加總達 72% 的 10 個國家, 向 1800 多位牙科專業人士調查之結果。  
\* 出自飛利浦實驗室報告, 與手動牙刷相比, 實際效果因人而異。  
\*\* 相較於 DiamondClean  
\*\*\* 使用「牙齦保健」模式 2 週後與手動牙刷比較  
\*\*\*\* 使用「亮白+」模式 3 天與手動牙刷比較  
\*\*\*\*\* 根據每天以標準模式刷牙兩次, 每次兩分鐘計算  
\*\*\*\*\* 建議搭配齒間清潔