

PHILIPS

sonicare

標準型牙刷多件組

3 組

標準型

一按即用

BrushSync 模式配對

HX9073/96



深入清潔打造更健康的牙齦和潔白牙齒

牙齒和牙齦的全面照護

C3 Premium Plaque Defense 刷頭能去除高達 10 倍以上的牙菌斑*，效果顯著。G3 Premium Gum Care 能在短短兩週*** 提供 7 倍的牙齦潔淨效果，而 W3 Premium White 能在 3 天內* 去除超過 100% 的牙垢

Innovative technology

- 飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術
- 一按即用設計，能輕鬆更換刷頭
- 經測試以符合您的口腔健康需求
- 自動選擇最佳模式，確保極致效能****

Designed to optimize performance

- 隨時得知何時該更換，展現高效清潔效果。

飛利浦 Sonicare 深層清潔

- 高達 4 倍以上的表面接觸**，輕鬆實現深層清潔效果

For exceptional care of teeth and gums

- 只要 3 天，表面牙垢去除率高達 100%*
- 牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 10 倍
- 只要 2 週*** 即能擁有更健康的牙齦，清潔效果提高 7 倍


焦點

和牙菌斑說再見



刷頭的彈性造型有助於從難以處理的部位* 清除超過 10 倍的牙菌斑，深入牙齦邊緣與齒縫，打造真正的深層清潔。

全力維護牙齦健康



有了飛利浦 Sonicare Premium Gum Care 牙齦護理刷頭，即使最深層清潔仍然能溫和和不刺激。牙刷沿著牙齦邊緣移動時，Premium Gum Care 的彈性側邊與刷毛會吸收過大的壓力以保護您的牙齦，即使刷牙力道過大也不用擔心。刷毛會強效清除牙齦曲線周圍的牙菌斑和細菌，有助於改善牙齦健康問題。刷頭的彎弧設計能確保最大化刷毛接觸面積。

快速美白牙齒




飛利浦 Sonicare Premium White 潔白刷頭中央的密集刷毛可發揮強效，不僅能去除牙菌斑，更能清潔每日飲食所造成的表面齒垢。彈性刷頭側緣讓刷毛順著您的齒列和牙齦的獨特形狀移動，舒適地深層清潔。只要 3 天，就能擁有更加潔淨燦爛的笑容。

BrushSync 模式配對



我們的 BrushSync™ 模式配對功能讓您每次都享有最佳潔牙體驗****。Premium 刷頭可與具備 BrushSync™ 功能的飛利浦 Sonicare 牙刷握把同步****，選擇最佳的刷牙模式與強度等級，達到優異的清潔、美白及牙齦護理效果。您只需刷牙，其他一切都不必費心。

超效清潔技術



我們的超效清潔技術，讓您每次刷牙時都能享受個人化的清潔體驗。柔軟彈性的橡膠側邊，讓 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭、Premium Gum Care 牙齦護理刷頭和 Premium White 潔白刷頭能夠完美順應您的口腔獨特輪廓。刷毛可配合您的牙齦與齒列，提供一般刷頭無法達成的 4 倍以上表面接觸**，就連口腔死角也能徹底深層清潔。超效清潔技術也可溫和地循著牙齦曲線移動，吸收過大的刷牙力道，搭配強化刷洗動作，提供無比舒適的口腔感受與卓越的清潔效果。

飛利浦 Sonicare 技術




飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。

刷頭更換通知



刷頭在使用 3 個月後會失去原有的效率，但 BrushSync™ 技術會在此之前提醒您。您的智慧型牙刷會追蹤刷頭的使用頻率和硬度，並且在該更換時通知您。沒有智慧型飛利浦 Sonicare 牙刷嗎？只要觀察藍色更換刷毛，褪為白色即代表需更換全新刷頭。

輕輕鬆鬆，一按即用



Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭、Premium White 潔白刷頭及 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭僅需輕輕一按，即可裝入您的飛利浦 Sonicare 牙刷握把中，穩固貼合不移位。刷頭更換也相當簡便；只需按一下就能取下。我們的按壓式設計讓保養及清潔刷頭變得超級簡單。Premium 刷頭適用我們所有的牙刷握把，僅下列除外：PowerUp 電池以及 Essence。

放心刷牙



所有的飛利浦 Sonicare 刷頭不僅安全，對牙齒和牙齦更是溫和。各款刷頭皆以使用時的速度進行測試，確保您能在每次刷牙時獲得超乎想像的效能，並且擁有耐用持久的牙刷。

規格

設計與外型

色彩: 黑色

設計與外型

硬式刷毛: 中

提示型刷毛: 藍色刷毛褪色

刷頭材質: 柔軟有彈性的橡膠側邊

尺寸: 標準型

相容性

刷頭設計: 一按即用

BrushSync 模式配對: 是

適用於以下型號: 2 系列牙菌斑防禦, 2 系列牙菌斑

防護, 3 系列牙齦健康, DiamondClean 鑽石靚白系列, DiamondClean Smart, EasyClean 簡易清潔系列, Essence+, FlexCare 頂級保養系列, FlexCare 白金系列, FlexCare 連線白金系列, FlexCare+ 頂級保養系列, 兒童專用, HealthyWhite 健康靚白系列, HealthyWhite+ 健康靚白系列, PowerUp

內附配件

刷頭: 1 支 C3 Premium Plaque Defense 刷頭, 1 支 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭, 1 支 W3 Premium White 潔白刷頭

品質與功效兼具

替換: 每 3 個月

經品質測試: 最佳使用狀況

對健康有益

牙齦健康: 牙齦潔淨效果高達 7 倍*

清除牙菌斑: 牙菌斑清除效果提高 10 倍以上*

亮白: 消除 100% 以上的牙垢*

