

PHILIPS

sonicare

Standartinės „Sonic“
dantų šepetėlio galvutės

W2 Optimal White

5 vnt.

Standartinis dydis

Įstatoma

„BrushSync“ režimas-poravimas



HX6065/10



Iki 100 % baltiesni dantys vos per vieną savaitę*

Pažangus valymas pašalinant dėmes, kad dantys būtų baltiesni

Dantų šepetėlio galvutė „W2 Optimal White“ skirta tiems, kurie nori ne tik kruopščiai valyti dantis, bet ir pašalinti paviršines dėmes bei džiaugtis balta akinančia šypsena. Ši šepetėlio galvutė puikiai tiks norint palaikyti dantų baltumą tarp profesionalių dantų balinimo procedūrų

Innovative technology

- Automatiškai parenkamas optimalus režimas geriausiems rezultatams pasiekti**
- Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

Designed to optimize performance

- Išbandyta, kad patenkintų burnos sveikatos poreikius
- Įstatoma galvutė, kad galėtumėte lengvai pakeisti
- Visada žinokite, kada laikas keisti. Visada valykitės veiksmingai.

Išskirtinai baltiesniems dantis

- Naudojant deimanto forma suformuotus šerelius dantys taps 100 % baltiesni per 1 savaitę

Išskirtinei dantų ir dantenu priežiūrai

- Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis

Ypatybės

Atsiveikinkite su apnašomis



Tankūs, geros kokybės šereliai pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis.

Baltesni dantys, greitai



„DiamondClean“ dėmių šalinimo zona, iš tankių, deimanto forma suformuotų šerelių, pašalina nuo gėrimų ir maisto atsiradusias paviršines dėmes. Pastebėsite, kad šypsena taps iki 100 %* baltesnė vos per 7 dienas.

„BrushSync™“ režimas–poravimas



Visada išsivalysite kiek įmanoma geriausiai su mūsų „BrushSync™“ režimo–poravimo funkcija**. Šepetėlio galvutė „Philips Sonicare“

W2 Optimal White“ synchronizuoja su dantų šepetėlio rankena „Philips Sonicare“, kurioje veikia „BrushSync™“**, parenkamas optimalus valymo šepetėliu režimas ir intensyvumo lygis, kad balinimas būtų išskirtinis. Jums tereikia pradėti valytis.

Keičiamos šepetėlio galvutės



Po 3 naudojimo mėnesių šepetėlių galvutės valo nebe taip veiksmingai. Naudojant „BrushSync™“ jums bus apie tai priminta anksčiau, nei taip nutiks. Išmanusis dantų šepetėlis seks, kaip dažnai ir kaip stipriai valotės šepetėliu, ir praneš, kai ateis laikas pakeisti galvutę. Neturite išmaniojo dantų šepetėlio „Philips Sonicare“? Tiesiog stebėkite mėlynus šerelius, kai jie taps balti, laikas šepetėlio galvutę pakeisti nauja.

Valymasis šepetėliu nesijaudinant



Visos šepetėlių galvutės „Philips Sonicare“ saugiai ir švelniai valo dantis ir dantenas. Bandymų metu kiekviena šepetėlio galvutė

išbandoma jos tempu, kad būtų užtikrinta, jog kaskart valant galvutės yra patvarios ir valo išskirtinai gerai.

„Philips Sonicare“ technologija



Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

Lengvai įstatoma



Šepetėlio galvutė „W DiamondClean“ puikiai tiks bet kuriai dantų šepetėlio rankenai „Philips Sonicare“, išskyrus „Philips One“ ir „Essence“. Tiesiog įstatykite ir nuimkite; jas lengva keisti ir lengva su jomis valyti dantis.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta

Standūs šereliai: Vidutinis

Primenantys šereliai: Blunkanti mėlyna šerelių spalva

Dydis: Įprastas

Suderinamumas

Šepetėlio galvutės sistema: Įstatoma

Tinka šiems modeliams: 2 serija – apnašų kontrolė, 2 serija – apsauga nuo apnašų, 3

serija – sveikos dantenos, „DiamondClean“, „DiamondClean Smart“, „EasyClean“, „Essence+“, „FlexCare“, „FlexCare Platinum“, „FlexCare Platinum Connected“, „FlexCare+“, vaikams, „HealthyWhite“, „HealthyWhite+“, „PowerUp“, „ProtectiveClean“
„BrushSync“ režimas-poravimas

Netinka: „Philips One“

Pridėti priedai

Šepetėlių galvutės: 5 „W2 Optimal White“

Kokybė ir funkcionalumas

Pakeitimas: Kas 3 mėnesius

Patikrintas,: kad būtų naudojamas optimaliau

Nauda sveikatai

Dantenu sveikata: Padeda pagerinti dantenu higieną

Apnašų pašalinimas: Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų*

Balinimas: Per savaitę baltesni dantys

