

PHILIPS

sonicare

Standarta Sonic
zobu birstes uzgaļi

W2 Optimal White

Komplektā 2 gab.

Standarta izmērs

Uzspaužams

BrushSync savienošanas funkcija

HX6062/13



Līdz pat 100 % baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā*

Mūsdienīga tīrīšana aplikuma likvidēšanai un baltākiem zobiem

W2 Optimal White birstes uzgaļis ir ideāli piemērots cilvēkiem, kas vēlas notīrīt plankumus no zobu virsmām spilgtam, baltākam smaidam. Šis birstes uzgaļis arī lieliski saglabā spilgtumu starp profesionālām zobu balināšanas procedūrām.

Innovative technology

- Automātiski izvēlas optimālu darbības režīmu vislabākajiem rezultātiem**
- Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija

Designed to optimize performance

- Rūpīgi pārbaudīts atbilstoši jūsu mutes dobuma veselības prasībām
- Uzspaužama konstrukcija ērtai birstes uzgaļu uzlikšanai
- Vienmēr zināsit, kad to nomainīt. Tīrīšana vienmēr būs efektīva.

Izcili baltiem zobiem

- Rombveida sariņi padara zobus par 100% baltākus 1 nedēļas laikā

Izcilai zobu un smaganu kopšanai

- Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste


Izceltie produkti

Atvadies no zobu aplikuma



Bieži izvietoti augstas kvalitātes sariņi likvidē līdz 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste.

Baltāki zobi īsā laikā



DiamondClean uzgalis plankumu noņemšanai ir gatavots no blīvi izvietotiem rombveida sariņiem un likvidē ēdienu un dzērienu radītus plankumus no zobu virsmas. Jūs pamanīsiet, ka zobi ir par 100 %* baltāki jau pēc 7 dienām.

BrushSync™ savienošanas funkcija



Birstes uzgaļu viedā savienošanas funkcija BrushSync™ Jauj bez liekām pūlēm nodrošināt optimālu tīrīšanas rezultātu**. Philips Sonicare

W2 Optimal White birstes uzgalis savienojas ar Philips Sonicare zobu sukas rokturi, kas atbalsta BrushSync™ viedo savienošanas**, un automātiski izvēlas tīrīšanai piemērotāko darbības režīmu un smaganu kopšanai piemērotāko intensitātes līmeni. Jums atliek tikai sākt zobu tīrīšanu.

Birstes uzgaļu nomaiņa



Pēc 3 lietošanas mēnešiem birstes uzgaļu efektivitāte samazinās, taču BrushSync™ jums par to savlaicīgi atgādinās. Jūsu viedā zobu suka reģistrē to, cik bieži un ar kādu spēku jūs tīrāt zobus, un informē, ja ir pienācis laiks nomainīt birstes uzgali. Jums nav viedā Philips Sonicare zobu birste? Šajā gadījumā pievērsiet uzmanību zilās krāsas sariem — ja tie kļūst balti, ir pienācis laiks nomainīt birstes uzgali.

Mierīgs prāts zobu tīrīšanas laikā




Visi Philips Sonicare birstes uzgaļi ir droši un saudzīgi zobiem un smaganām. Pārbaužu ietvaros tiek vērtēta uzgaļu efektivitāte visos darbības režīmos, lai garantētu izcilu veiktspēju un izturību katrā tīrīšanas reizē.

Philips Sonicare tehnoloģija



Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

Vienkārši uzspraužams



Jūsu DiamondClean zobu birstes uzgalis nevainojami sader ar jebkuru Philips Sonicare zobu sukas rokturi, izņemot Philips One un Essence. Tas ir viegli uzspraužams un noņemams, nodrošinot vieglu nomaiņu un tīrīšanu.

W2 Optimal White

Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

HX6062/13

Specifikācijas

Dizains un apdare

Saru stingrums: Vidēja

Krāsa: Melna

Sari ar indikatoru: Zila sara krāsa, kas paliek blāva

Lielums: Standarta

Saderība

Birstes uzgaļu sistēma: Uzspaužams

BrushSync savienošanas funkcija

Piemērots šiem modeļiem: 2 sērijas aplikuma kontrole, 2 sērijas aizsardzība pret aplikumu, 3 sērijas smaganu veselība, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Series 1100, 2100 sērija, Series 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000

Nav piemērots: Philips One

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 2 W2 Optimal White, standarta

Kvalitāte un sniegums

Maināmas detaļas: Ik pēc 3 mēnešiem

Pārbaudīts: optimālai lietošanai

Veselības ieguvumi

Nosēdumu noņemšana: Likvidē līdz 7X vairāk aplikuma*

Smaganu veselība: Palīdz uzlabot smaganu veselību

Whitening: Baltāki zobi tikai vienas nedēļas laikā

