



Normal treatment tip (SC6891)



Sensitive treatment tip (SC6890)

飞利浦微晶紧致嫩肤仪微晶探头替换装 (普通肌肤)
SC6891 匈牙利
生产日期: 请见产品包装
检验: 合格

经销单位: 飞利浦 (中国) 投资有限公司
上海市静安区灵石路718号A1幢
全国顾客服务热线: 4008 800 008

只适用于飞利浦微晶紧致嫩肤仪 SC6220, SC6240

飞利浦微晶紧致嫩肤仪微晶探头替换装 (敏感肌肤)
SC6890 匈牙利
生产日期: 请见产品包装
检验: 合格

经销单位: 飞利浦 (中国) 投资有限公司
上海市静安区灵石路718号A1幢
全国顾客服务热线: 4008 800 008

只适用于飞利浦微晶紧致嫩肤仪 SC6220, SC6240

飞利浦至臻亮采探头 SC6895
匈牙利 生产日期: 请见产品包装
检验: 合格

经销单位: 飞利浦 (中国) 投资有限公司
上海市静安区灵石路718号A1幢
全国顾客服务热线: 4008 800 008

只适用于飞利浦微晶紧致嫩肤仪 SC6250



Daily tip (SC6895)



Using the treatment tip

This treatment tip is compatible with the Philips VisaCare. For more information about using the treatment tip with VisaCare and cleaning, read the user manual of VisaCare or visit www.philips.com/support.

Replacement

For optimal results we recommend replacing the 'normal' and 'sensitive' tip at least every 6 months and the 'daily' tip every 2 months.

Buying treatment tips

To buy treatment tips visit www.shop.philips.com/service or go to your local Philips dealer.

Available skin rejuvenation solution tips

'Normal' tip (SC6891)

Designed for more firming treatment.

'Sensitive' tip (SC6890)

Designed for mild treatment.

'Daily' tip (SC6895)

Designed for daily treatment.

使用療程探頭

本療程探頭與飛利浦 VisaCare 相容。如需有關搭配 VisaCare 使用療程探頭以及清潔的更多資訊，請參閱 VisaCare 使用手冊或造訪 www.philips.com/support。

更換

為達最佳效果，我們建議您至少每 6 個月更換一次「一般」(normal) 和「敏感」(sensitive) 療程探頭，每 2 個月更換一次「每日」(daily) 探頭。

購買療程探頭

若要購買療程探頭，請造訪 www.shop.philips.com/service，或洽詢當地的飛利浦經銷商。

可選購肌膚活化探頭

「一般」探頭 (SC6891)

專為緊緻療程而設計。

「敏感」探頭 (SC6890)

專為溫和療程而設計。

「每日」探頭 (SC6895)

專為每日療程而設計。

使用护理探头

该探头兼容飞利浦 VisaCare。有关配合 VisaCare 使用护理探头及清洁的详细信息，请参阅 VisaCare 用户手册或访问 www.philips.com/support。

更换

要获得最佳效果，建议至少每 6 个月更换一次“普通”和“敏感”探头，每 2 个月更换一次“日常”探头。

购买护理探头

要购买护理探头，请访问 www.shop.philips.com/service 或联系您当地的飞利浦经销商。

可选嫩肤解决方案探头

“普通”探头 (SC6891)

专为更紧致肌肤而设计。

“敏感”探头 (SC6890)

专为柔和护理而设计。

“日常”探头 (SC6895)

专为日常护理而设计。

请参照飞利浦微晶紧致嫩肤仪使用说明