

PHILIPS

sonicare

Zobstarpu tīrītājs

AirFloss Pro/Ultra

Ar DiamondClean 9000

ar 1 uzgali un 1 birstes uzgali

Lādētājs-glāze, ceļojumu futrālis



HX8494/01



Veselīgākas smaganas 2 nedēļu laikā nodrošinātas*

Izstrādāta neregulāriem zobu diegotājiem

Cilvēkiem, kas regulāri netīra zobus ar zobu diegu, AirFloss Ultra uzgali ir vienkāršāks paņēmieni efektīvai zobstarpu tīrīšanai. AirFloss Pro var izmantot kopā ar mutes skalošanas līdzekļiem vai ūdeni, un ir klīniski apstiprināts, ka tā efektivitāte smaganu veselības uzlabošanā ir vienlīdz laba kā zobu diegam.**

Uzlabo mutes veselību

- Klīniski apstiprināts, ka tā efektivitāte smaganu veselības uzlabošanā ir vienlīdz laba kā zobu diegam**
- Likvidē aplikumu līdz 99,9%***
- Palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem

Provides a superior clean

- Personalizēta zobu tīrīšana
- Mūsu unikālā tehnoloģija nodrošina efektīvu un saudzīgu tīrīšanu
- Noņem līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma*, nodrošinot dziļu tīrīšanu

Izcila tehnoloģija


- Augstas veiktspējas uzgali
- Gaisa un mikropilienu tehnoloģija

Vieglākais veids efektīvai zobstarpu tīrīšanai

- Vieglis veids, kā sākt veselīgu ieradumu
- Tikai 60 sekundes: novietot, nospiegt, tīrīt!

Izceltie produkti

Likvidē aplikumu līdz 99,9%




AirFloss Pro/Ultra likvidē aplikumu līdz 99,9% tīrītājās zonās.***

Mikropilienu tehnoloģija




Mūsu unikālā tehnoloģija, kurā apvienota gaisa un mutes skalošanas līdzekļa vai ūdens plūsma. Rezultāti ir klīniski apstiprināti. Rezultāts ir efektīva un saudzīga zobstarpu un smaganu līnijas tīrīšana.

Viegla veselīga ieraduma sāksana



Zobstarpu tīrīšana ir ļoti svarīga kopējai mutes veselībai. AirFloss ir viegls veids, kā iztīrīt dziļi starp zobiem, palīdzot veidot veselīgus ieradumus.

Labāka smaganu veselība



Ir klīniski apstiprināts, ka Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra uzgalis uzlabo smaganu veselību tik pat efektīvi kā zobu diegs.** Palīdz uzlabot smaganu veselību tikai divu nedēļu laikā.

Palīdz novērst caurumu veidošanos



Saudzīgi notīrot aplikumu, ko nevar noņemt ar zobu birsti, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra uzgalis palīdz novērst caurumu veidošanos starp jūsu zobiem.

Augstas veiktspējas uzgalis



Jaunajā AirFloss Pro/Ultra augstas veiktspējas uzgalī ir apvienota gaisa un mikropilienu tehnoloģija, vēl vairāk palielinot tā efektivitāti.

Notīra 60 sekundēs



Ar AirFloss Pro/Ultra visa mutes dobuma tīrīšana prasa mazāk nekā 60 sekundes dienā. Vienkārši izvēlieties strūkļas padeves biežumu (viena, dubulta vai trīskārša) un turiet nospiestu aktivizācijas pogu pastāvīgi, automātiskai strūkļas padevei vai nospiediet un atlaidiet pogu, ja vēlaties izmantot manuālo strūkļas padeves režīmu.

4 režīmi, 3 intensitātes līmeņi



DiamondClean 9000 komplektā ir arī Clean, White+, Gum Health un Deep Clean+, lai nodrošinātu jūsu zobu tīrīšanas vajadzības. Clean (Tīrīšanas) režīms ir paredzēts izcilai ikdienas zobu plankuma noņemšanai, White+ (Balts+) ir paredzēts traipu likvidēšanai, Gum Health (Smaganu veselība) nodrošina maigu, taču efektīvu smaganu tīrīšanu un Deep Clean+ (Dziļā tīrīšana+) sniedz jums īpaši dziļu tīrīšanu. Trīs intensitātes ļaus izvēlēties augstāku iestatījumu, lai vēl spēcīgāk tīrītu zobus, un zemāku — jutīgiem zobiem.

Specifikācijas

Strāvas padeve

Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Akumulatora tips: Litija jonu

Uzlādes ilgums: 24 stundas līdz pilnai uzlādei

Dizains un apdare

Krāsa: Balta

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Roktura LED indikatori norāda uzlādes līmeni

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Displejs: Izgaismots displejs

Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Uzgaļa piederums: Viegla uzspraušana un noņemšana

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 1 C3 Premium Plaque Control

Ceļojumu futrālis: USB ceļojumu lādētājs

Rokturis: 1 DiamondClean 9000

Lādētājs: 1

Lādētājs "Glāze": 1

AirFloss Ultra rokturis: 1

Uzgalis: 1

Tīrīšanas veiktspēja

Veselības ieguvumi: Iztīra visu muti 60 sek.,

Uzlabojiet smaganu veselību 2 nedēļās*

Sniegums: Likvidē aplikumu līdz 99,9%**

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Klīniski apstiprināti rezultāti: Tikpat efektīvs kā zobu diegs, smaganu veselības uzlabošanai, aplikuma likvidēšanai, smaganu asiņošanas samazināšanai

Pielāgojami iestatījumi: Automātiska strūkļa vai manuāla strūkļa, Vienkārša/dubulta/trīskārša strūkļa***

Balinošās īpašības: Baltina zobus 2X efektīvāk*

Taimeris: Quadpacer un SmartTimer

Labākiem rezultātiem: Nomainiet uzgali ik pēc 6 mēnešiem

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Deep Clean+: Atsvaidzinošai un rūpīgai tīrīšanai

Smaganu veselība: Pievēršot īpašu uzmanību dzierokļiem

Balināšana+: Virsmas plankumu noņemšanai



* vai arī atdosim jūsu naudu.

** izmantojot kopā ar manuālo zobu suku un antibakteriālo skalošanu pacientiem ar vieglu līdz izteiktu gingivītu; AirFloss ir izstrādāts, lai palīdzētu neregulāriem diegotājiem izveidot veselīgu ikdienas zobstarpu tīrīšanas ieradumus. Papildinformāciju skatiet jautājumu un atbilžu sadaļā cilnē Atbalsts.

*** No apstrādātajām zonām; Pētījumos faktiskie rezultāti var atšķirties