

# PHILIPS

## sonicare

Міжзубний очищувач

AirFloss Pro/Ultra

із зубною щіткою  
DiamondClean 9000

з 1 насадкою та 1 насадкою для  
щітки

Скляний зарядний пристрій, футляр



HX8494/01



## Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано\*

Створено для непослідовних користувачів зубної нитки

Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Ultra – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров'я ясен.\*\*

### Покращує здоров'я ротової порожнини

- Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров'я ясен\*\*
- Видалення до 99,9% нальоту\*\*\*
- Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

### Забезпечує бездоганне чищення

- Персоналізоване чищення зубів
- Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно
- Усуває у 10 разів більше нальоту\*, забезпечуючи глибоке чищення

### Бездоганна технологія

- Високоєфективна насадка
- Технологія повітря та мікроструменя води

### Найпростіший спосіб ефективного чищення між зубами

- Простий спосіб виробити здорову звичку
- Триває всього 60 секунд: спрямуйте, натисніть, чисто!


# Основні особливості

## Видалення до 99,9% нальоту




AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.\*\*\*

## Технологія мікроструменя води




Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.

## Виробити здорову звичку легко



Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров'я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибокого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку.

## Краще здоров'я ясен



Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров'я ясен, як зубна нитка.\*\* Допомагає поліпшити стан здоров'я ясен всього за два тижні.

## Допомагає запобігти карієсним порожнинам



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.

## Високоєфективна насадка



Нова високоєфективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.

## Очищення всього за 60 секунд



Завдяки пристрою AirFloss Pro/Ultra чищення всього рота займає менше 60 секунд на день. Просто виберіть частоту струменя (одинарний, подвійний або потрійний) та утримуйте кнопку активації для безперервних автоматичних струменів або натисніть і відпустіть для ручного режиму струменя.

## 4 режими, 3 рівні інтенсивності



DiamondClean 9000 має режими чищення, відбілювання+, здоров'я ясен та ретельного чищення+ для задоволення ваших потреб чищення зубів. Режим чищення призначено для виняткового щоденного чищення, режим відбілювання+ для видалення плям, режим здоров'я ясен забезпечує обережне, але ефективне чищення ясен, а режим ретельного чищення+ забезпечує освіжаюче ретельне чищення. На вибір доступно три рівні інтенсивності: високий рівень – для кращого чищення, низький рівень – для більш чутливих зубів.

## Технологія Philips Sonicare



Потужні звукові коливання збивають зубну пасту в бульбашки і забивають їх глибоко між зубами та вздовж лінії ясен. 2-хвилинне чищення дорівнює ручному чищенню зубів протягом місяця.

# Специфікації

## Потужність

**Напруга:** Зарядний пристрій для різної напруги

## Технічні характеристики

**Батарея:** Можна заряджати

**Тип батареї:** Літій-іонна

**Час заряджання:** 24 години для повного заряду

## Конструкція та покриття

**Колір:** Білий

## Обслуговування

**Гарантія:** 2 роки обмеженої гарантії

## Простота у користуванні

**Індикатор батареї:** Індикатори на ручці відображають рівень заряду

**Ручка:** Тонка ергономічна конструкція

**Дисплей:** Дисплей із підсвіткою

**Система насадок для щітки:** Прості знімні насадки

для щітки

**Встановлення насадки:** Легко встановлюється і знімається

## Елементи в комплекті

**Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера):** 1

**Насадки для щітки:** 1 C3 Premium Plaque Control

**Дорожній футляр:** Дорожній зарядний пристрій USB

**Ручка:** 1 DiamondClean 9000

**Скляний зарядний пристрій:** 1

**Ручка AirFloss Ultra:** 1

**Насадка:** 1

## Ефективність чищення

**Швидкість:** До 62 000 рухів щітки/хв.

**Переваги для здоров'я:** Чистить усю ротову порожнину за 60 секунд, Покращення здоров'я ясен за 2 тижні\*

**Ефективність:** Видалення до 99,9% нальоту\*\*

**Клінічно підтвержені результати:** Такий же ефективний, як і зубна нитка, для покращення здоров'я ясен, для зменшення нальоту, для зменшення кровоточивості ясен

**Власні налаштування:** Автоматичний чи ручний режим подачі струменів, Одинарний, подвійний або потрійний струмінь\*\*\*

**Для кращих результатів:** Заміняйте насадку кожні 6 місяців

**Таймер:** QuadPacer та SmartTimer

**Переваги відбілювання:** Відбілювання зубів удвічі краще\*

## Режими

**Чищення:** Для виняткового щоденного чищення

**Ретельне чищення+:** Для освіжаючого ретельного чищення

**Здоров'я ясен:** Особлива увага до корінних зубів

**Відбілювання+:** Для видалення поверхневих плям



\* або відшкодування вартості товару

\*\* \* у разі застосування разом із звичайною зубною щіткою та антимікробним полосканням рота у пацієнтів із легким та середнім рівнем запалення ясен; іригатор AirFloss призначений допомогти непослідовним користувачам зубної нитки виробити здорову щоденну звичку для чищення міжзубних проміжків. Докладнішу інформацію шукайте у розділі «Питання та відповіді» у вкладці підтримки.

\*\*\* З оброблених ділянок; у лабораторному дослідженні фактичні показники стану рота можуть відрізнятися