



**Introduktion**

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Med din nye epilator kan du hurtigt, nemt og effektivt fjerne uønsket hårvækst. Den er specielt anvendelig til at fjerne hår fra ben, armhuler og bikinilinje. De roterende skiver fanger selv de korteste hår (helt ned til 0,5 mm) og trækker dem ud med rod. De nye hår, som derefter gror ud, er bløde og tynde. Epilering med dette nye apparat efterlader huden glat og hårfri i flere uger. Epilatoren leveres med følgende tilbehør:

**Præcisionskappe til sensitive områder**

Præcisionskappen er specielt designet til epilering i følsomme områder som f.eks. armhuler og bikinilinje. Den minimerer ubehaget ved udtrækning af hår ved epilering i følsomme områder med holdbare resultater.

**Dobbeltbølget massagetilbehør**

Det dobbeltbølgede massagetilbehør er med til at gøre hårfjerningen ekstra blid. Det minimerer ubehaget ved udtrækning af hår under epileringen. Massagetilbehøret kan rotere, så det følger kroppens konturer optimalt, og det kan nemt tages af og rengøres.

**Generel beskrivelse (fig. 1)**

- A** Dobbeltbølget massagetilbehør
- B** Præcisionskappe til følsomme områder
- C** Pincetskiver
- D** Epilatorhoved
- E** On/off-skydekontakt
  - O = off
  - I = normal hastighed
  - II = høj hastighed
- F** Tilslutningsstik
- G** Lille stik
- H** Adapter
- I** Rensebørste

**Vigtigt**

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

**Fare**

- Både apparat og adapter skal holdes tørre.
- Brug ikke apparatet nær eller over en håndvask eller et badekar med vand (fig. 2).
- Brug ikke apparatet i badet eller under bruseren (fig. 3).
- Hvis du bruger apparatet på badeværelset, må du ikke bruge en forlængerledning (fig. 4).

**Advarsel**

- Brug kun apparatet sammen med den medfølgende adapter.
- Brug ikke apparatet eller adapteren, hvis en af delene er beskadiget.
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå enhver risiko.
- Adapteren indeholder en transformer og må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette kan være meget risikabelt.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner; nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.

**Forsigtig**

- Armhuler og bikinilinje må kun epileres med påsat præcisionskappe.
- Dette apparat er kun beregnet til fjernelse af kvinders kropsbehåring fra halsen og nedefter: underarme, bikiniområde og ben. Anvend det ikke til andre formål.
- For at undgå skader og uheld skal apparatet (med og uden tilbehør) altid holdes i sikker afstand fra hovedhår, øjenbryn, øjenvipper, tøj, snore, ledninger, børster o.l., **når det er tændt.**
- Brug ikke apparatet på irriteret hud eller hud med åreknuder, udslet, knopper, modermærker (med hår) eller sår uden at konsultere din læge. Personer med

svækket immunforsvar eller personer, der lider af diabetes, hæmofili eller nedsat immunforsvar, skal altid først konsultere lægen.

- Huden bliver måske lidt rød og irriteret de første par gange epilatoren anvendes. Dette er helt normalt og vil hurtigt forsvinde. Efterhånden som huden vænner sig til behandlingen, bliver den mindre irriteret og hårene, der gror ud igen, vil være blødere og tyndere. Hvis en eventuel hudirritation ikke er forsvundet efter 3 dage, bør du kontakte lægen.
- Anvend ikke epilatorhovedet, præcisionskappen til følsomme områder eller det dobbeltbølgede massagetilbehør, hvis de er beskadiget eller ødelagt, da dette kan forårsage personskade.

**Elektromagnetiske felter (EMF)**

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

**Sådan bruges apparatet**

*Bemærk: Rengør epilatorhovedet, inden apparatet tages i brug første gang.*

**Tips til epilering**

- Første gang apparatet bruges, anbefales det at begynde et sted med let hårvækst, så du gradvist vænner dig til fremgangsmåden ved epilering.
- Det er lettest at bruge epilatoren lige efter et kar- eller brusebad, men huden skal være helt tør, inden du starter.
- Sørg for at huden er ren, helt tør og fri for fedtstoffer. Undlad at bruge nogen former for creme umiddelbart før epilering.
- Epilering er nemmere og mere behageligt, når hårene højst er 3–4 mm. Hvis hårene er længere, anbefaler vi, at du barberer først og epilere de korte hår, der vokser ud igen, efter 1 eller 2 uger.
- Når du skal bruge epilatoren første gang, anbefaler vi dig at gøre det om aftenen, således at eventuelle hudirritationer kan forsvinde i løbet af natten.
- Stræk huden ud med den frie hånd, når du epilere. Det løfter hårene og er med til at reducere smertefornemmelsen.
- Apparatet fungerer bedst, hvis du anbringer det i en ret vinkel på huden (90°), og on/off-kontakten vender i den retning, som apparatet skal bevæges i. Før apparatet hen over huden imod hårenes vækstretning i en langsom og konstant bevægelse uden at presse.
- I nogle områder, f.eks. under armene, vokser håret muligvis i forskellige retninger. I så fald kan det være en god ide at bevæge apparatet i forskellige retninger for at opnå det bedste resultat.
- Vi anbefaler, at du smører huden med fugtighedscreme efter brug af epilatoren.
- De bløde hår, der gror ud igen, når muligvis ikke op til hudens overflade. Hvis du regelmæssigt bruger en eksfolierende svamp eller creme (f.eks. når du er i bad), er det med til at forebygge indgroede hår; da den blide skrubbbevægelse fjerner det øverste hudlag, og de bløde hår kan komme igennem til hudens overflade.

**Sådan tilsluttes apparatet**

- 1** Sæt det lille apparatstik ind i apparatet (fig. 5).
- 2** Sæt adapteren i en stikkontakt.

**Epilering af ben**

Hvis du ikke tidligere har prøvet epilering, anbefaler vi, at du starter epileringen med det dobbeltbølgede massagetilbehør. Dette tilbehør afslapper huden og gør epileringen mere behagelig. Hvis du er vant til epilering, kan du ganske enkelt bruge epilatorhovedet uden nogen påsætning.

**Anvend kun det dobbeltbølgede massagetilbehør på benene.**

- 1** Sæt det dobbeltbølgede massagetilbehør på epilatorhovedet (fig. 6).

Påsnævningsproceduren er den samme for alt tilbehør:

- 2** Tænd apparatet ved at vælge den ønskede hastighed (fig. 7).

Brug som udgangspunkt hastighed II. Skift til hastighed I ved områder med mindre hårvækst, ved svært

tilgængelige områder og ved områder, hvor der er knogler lige under huden, f.eks. knæ og ankler.

- 3** Stræk huden ud med den frie hånd, så hårene rejser sig.
  - 4** Placér apparatet vinkelret på huden således, at on/off-skydeknapen peger i den retning, du ønsker at bevæge apparatet (fig. 8).
  - 5** Bevæg apparatet langsomt hen over huden imod hårenes vækstretning.
- Tryk apparatet let mod huden.

**Epilering af armhuler og bikinilinje**

Epilatoren leveres med en præcisionskappe til følsomme områder, som reducerer antallet af aktive pincetskiver. Det gør apparatet velegnet til epilering af følsomme kropszoner som f.eks. armhuler og bikinilinje. De første par gange, du bruger apparatet, er disse områder særligt smertefølsomme, men når du har brugt apparatet nogle gange, mindskes smertefornemmelsen.

*Bemærk: Du får de bedste resultater på den mest behagelige måde, hvis hårene ikke er for lange (ca. 4 mm).*

- 1** Rengør området, som skal epileres, grundigt, og fjern rester af deodorant, creme osv. Dup derefter området tørt.
- 2** Sæt præcisionskappen til følsomme områder på epileringshovedet (fig. 9).
- 3** Tænd for apparatet. Det anbefales at bruge hastighed II. Skift til hastighed I i områder med mindre hårvækst og svært tilgængelige områder.
- 4** Stræk huden ud med din frie hånd. Løft armen for at strække huden ud, når du epilere området under armene.
- 5** Placér apparatet vinkelret på huden, mens on/off-skydeknapen peger i den retning, du vil bevæge apparatet.
- 6** Bevæg apparatet langsomt hen over huden, i modsat retning af hårets vækstretning.
  - Epilér bikinilinjen som vist på illustrationen (fig. 10).
  - Armhulerne epileres som vist på illustrationen. Bevæg apparatet i forskellige retninger (fig. 11).

**Rengøring og vedligeholdelse**

*Bemærk: Kontrollér, at apparatet er slukket, og at stikket er trukket ud, før opladningen påbegyndes.*

**Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.**

- Apparat og adapter må aldrig skylles under vandhanen (fig. 12)
- Både apparat og adapter skal holdes tørre (fig. 13).

**Rengøring af tilbehør**

- 1** Fjern tilbehør (dobbeltbølget massagetilbehør eller præcisionskappe til følsomme områder) fra epilatorhovedet (fig. 14).
- 2** Fjern løse hår fra tilbehøret med rensbørsten.
- 3** Skyl tilbehøret under vandhanen, mens du drejer det.
- 4** Tør tilbehøret, før du bruger det eller lægger det væk.

**Rengøring af epilatorhovedet**

- 1** Skub epilatorhovedet i den retning, pilene bag på apparatet viser (1), og tag det af apparatet (2) (fig. 15).
- 2** Fjern løse hår med rensbørsten (fig. 16).
- 3** Rengør epilatorhovedet under rindende vand i 5-10 sekunder, mens du drejer det (fig. 17).
- 4** Ryst epilatorhovedet grundigt (fig. 18). Tør epilatorhovedet grundigt af med et viskestykke.

*Bemærk: Sørg for, at epilatorhovedet er helt tørt, før du sætter det på apparatet igen.*

**Udskiftning**

Alle dele på apparatet kan skiftes ud. Henvend dig hos din Philips-forhandler eller et af Philips' kundecentre, hvis du skal udskifte en eller flere af følgende dele:

- selve apparatet
- epilatorhoved
- præcisionskappe til følsomme områder
- dobbeltbølget massagetilbehør
- rensbørste
- adapter

### Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 19).

### Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips hjemmeside på adressen [www.philips.com](http://www.philips.com) eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "Worldwide Guarantee"-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler.

## Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer; du kan støde på ved brug af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter:

Problem	Årsag	Løsning
Dårligt epileringresultat.	Du bevæger apparatet i den forkerte retning.	Bevæg apparatet imod hårenes vækstretning således, at on/off-kontakten peger i den retning, du bevæger apparatet.
	Du har placeret epilatorhovedet mod huden i en forkert vinkel.	Sørg for at placere apparatet på huden i en vinkel på 90° (se kapitlet "Sådan bruges apparatet").
	Du har brugt en (hårfjernings)lotion inden epilering.	Sørg for at huden er ren, helt tør og fri for fedtstoffer. Undlad at bruge nogen former for creme umiddelbart før epilering.
	Hårene er for korte.	Nogle hår er for korte til at blive opfanget. Den optimale længde for nem fjernelse af hårene er 3-4 mm. De hår, der ikke fjernes under denne behandling, vil være lange nok til at blive fjernet, når du epilering næste gang. Du kan også prøve at fjerne hårene ved at bevæge apparatet hen over huden et par gange mere.
	Præcisionskappen til følsomme kropzoner sidder på epilatorhovedet, når du epilering benene.	Brug ikke præcisionskappen til følsomme områder, når du epilering benene, da kappen reducerer antallet af aktive pincetskiver. Bemærk: Brug aldrig epilatoren uden præcisionskappen, når du epilering armhuler eller bikinilinje.
Apparatet fungerer ikke.	Der er ikke strøm i kontakten.	Kontrollér, om stikkontakten virker. Er epilatoren sluttet til en stikkontakt på badeværelset, skal du muligvis tænde lyset på badeværelset for at aktivere stikkontakten.
Jeg kan ikke tage epilatorhovedet af apparatet.	Du forsøger at trække det lige ud for at få det af.	Skub epilatorhovedet i den retning, pilene bag på apparatet viser, inden du trækker det fri af apparatet (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").













