

Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra –
fogköztisztító

HealthyWhite+ fogkefével
1 fúvófejjel és 1 kefefejjel



HX8492/46

Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*

A nem rendszeres fogselyemhasználók számára tervezve

Azok számára, akik nem használnak fogselymet rendszeresen, az AirFloss Pro/Ultra***** biztosítja a legegyszerűbb módot a fogközök hatékony tisztításához. Az AirFloss Pro/Ultra egyaránt használható szájvízzel vagy vízzel, és klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonysággal segít megőrizni a fogíny egészségét.**

Javítja a száj higiéniáját

- Klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonyságú, az egészséges fogínyért**
- Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás***
- Segíti a fogszuvasodás megelőzését a fogközökben

Tökéletes tisztítás

- 2 üzemmód és 3 intenzitási beállítás közül választhat

Felülmúlhatatlan technológia

- Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia
- Nagy teljesítményű fej
- Háromszoros fújás testre szabható beállításai


A fogak közötti hatékony tisztítás legegyszerűbb módja

- Mindössze 60 másodpercet vesz igénybe: irányítsa a megfelelő helyre, nyomja meg, és már tisztíthat is!
- Az egészséges rutin kialakításának egyszerű módja

PHILIPS
sonicare


Fénypontok

2 üzemmód, 3 intenzitási beállítás



A HealthyWhite+ segítségével személyre szabott módon moshat fogat. Tegye hatékonyabbá a fogmosást a 3 intenzitási beállítással és a fehéritési és tisztítási igényeket kielégítő 2 üzemmóddal. Válassza a Clean (Tisztítás) üzemmódot – a mindössze 2 perces igénylő kiemelkedő lepedékeltávolításhoz, illetve a VWhite (Fehérités) üzemmódot – a kávé vagy tea okozta elszíneződések eltávolításához és a fogak akár 2 árnyalattal történő fehéritéséhez mindössze 2 hét alatt.

Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás



Az AirFloss Ultra a kezelt területeken található lepedék akár 99,9%-át eltávolítja.**


Mikrocsepp-technológia



A levegő és szájöblítő vagy víz segítségével működő egyedülálló technológiánk hatékony, mégis kíméletes tisztítást biztosít a fogak között és a fogíny mentén, ami lehetővé tette,


hogyan ilyen kedvező, klinikailag igazolt eredményeink születhessenek.

Egészséges rutin kialakítása egyszerűen



A fogközők tisztítása nagyon fontos a szájhygiénia szempontjából. Az AirFloss Ultra segítségével egyszerűen tisztíthatja a fogak közti rések mélyét, ami elősegíti az egészséges rutin kialakítását.

Egészségesebb fogíny



A Philips Sonicare AirFloss Ultra fej klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos mértékben segít megőrizni a fogíny egészségét.** Már két hét alatt segít megőrizni a fogíny egészségét.

Mindössze 60 másodperc alatt elvégzi a tisztítást



Az AirFloss Ultra segítségével a teljes szájüreg megtisztítása naponta kevesebb mint 60 másodpercet vesz igénybe. Csupán ki kell választania a fújás gyakoriságát (egyszeres,

kétszeres vagy háromszoros), és nyomva kell tartania a bekapcsológombot a folyamatos automatikus fújásokhoz, vagy lenyomni és felengedni a manuális fújás üzemmódhoz.

Segíti a fogszuvasodás megelőzését




A fogkefével elérhetetlen lepedék gyengéd eltávolításával a Philips Sonicare AirFloss Ultra segít megelőzni a fogak közötti területen kialakuló fogszuvasodást.

Nagy teljesítményű fej



Az új AirFloss Ultra nagy teljesítményű fej fokozza a levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológiánk hatékonyságát, így az minden eddiginél hatékonyabb.

Háromszoros fújás testreszabása



A nagy teljesítményű AirFloss Ultra fúvófej a bekapcsológomb többszöri megnyomásával az Ön tetszése szerint beállítható egyszeres, kétszeres vagy háromszoros fújásra.

Műszaki adatok

Tápellátás

- Feszültség: 110–220 V, Többfeszültségű töltő

Műszaki adatok

- Működési idő (Telitől üresig): Akár 3 hét**
- Akkumulátor: Újratölthető
- Elem típusa: Lítium-ionos
- Töltési idő: 24 óra a teljes feltöltéshez

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér

Szerviz

- Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

- Fogkefefej rendszer: Könnyen rápatintható kefefejek
- Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
- Töltöttségjelző: A markolat LED-fényei jelzik a töltöttségi szintet, A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát
- Fogmosási idő: Akár 3 hét**
- Akkumulátor élettartam: 1-3 hét*****
- Fúvócső: Könnyű felhelyezés

Tartozékok

- Töltő: 1
- Markolat: 1 HealthyWhite+

- Kefe-fejek: 1 DiamondClean standard
- AirFloss Ultra markolat: 1
- AirFloss Ultra fej: 1

Fogmosási teljesítmény

- Sebesség: Akár 31 000 tisztítómozdulat/perc
- Egészségügyi előnyök: A teljes szájüreg megtisztítása 60 másodperc alatt, Egészségesebb fogíny már 2 hét alatt*, Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt
- Teljesítmény: A lepedéknek akár a 99,9%-át eltávolítja**
- Klinikailag bizonyított eredmények: Éppolyan hatékony, mint a fogselyem, a fogíny egészségének megőrzéséért, a lepedék csökkentéséért, a fogínyvérzés csökkentéséért
- Testre szabható beállítások: Automatikus fújás vagy kézi fújás, Egyszeres/kétszeres/háromszoros fújás***
- A legjobb eredményekért: 6 havonta cserélje a fúvófejet
- Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer időzítő
- Fehérítő hatás: Akár 2 árnyalattal fehérebb fogak 2 héten belül

Módok

- Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért
- 3 intenzitási szint: Magas, Alacsony, Közepes
- White: Eltávolítja a felületi lerakódásokat



Kiadás dátuma
2024-05-22

Verzió: 2.0.1

EAN: 87 10103 83424 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* vagy visszakapja a pénzt

** A kezelt területekről. Laboratóriumi vizsgálat esetén. A tényleges szájtisztítási eredmények eltérőek lehetnek.

* * ha enyhébb fogínygyulladásban szenvedő páciensek kézi fogkefével vagy antimikrobiális szájbájtóval használják; az AirFloss a fogselymet nem rendszeresen használók egészséges napi szájpótlási rutinjának elősegítésére lett tervezve. További részletekért lásd a Támogatás lap Kérdések és válaszok részét.

* ***Az AirFloss Ultra és Pro ugyanaz a termék, azonban az elnevezésük országonként és kommunikációs csatornánként eltérő lehet.

* **** a használt fújási beállítástól függően