



Philips VisaCare
Microdermabrasion

Renouvellement de la peau
avec embouts peau normale et
sensible



SC6240

Pour une peau à l'apparence plus ferme et plus jeune avec système de microdermabrasion Philips VisaCare

Tonifiez et préservez une peau à l'apparence naturellement jeune avec le système double action Aspiration et Exfoliation de VisaCare. Il masse la peau pour favoriser la circulation sanguine tout en éliminant la peau morte, afin de permettre le renouvellement naturel des cellules.

Pour une peau à l'apparence plus ferme et plus jeune

- Pour une peau à l'apparence plus jeune
- Peau plus lisse, plus rayonnante et plus ferme au toucher

Technologie de microdermabrasion

- Système double action : Aspiration et Exfoliation
- Le système d'Aspiration stimule en douceur la microcirculation
- L'embout exfoliant stimule le processus de renouvellement des cellules

Technologie sûre et douce, ayant fait l'objet de tests cliniques

- Adapté à tous types de peaux
- Développé avec des scientifiques et des dermatologues experts
- Technologie d'institut de beauté permettant une utilisation à domicile en toute sécurité

Facile à utiliser

- Séance de 5 minutes seulement
- Sans fil
- La charge en une nuit permet 3 semaines d'utilisation


PHILIPS

Points forts

Jeune

L'action de microdermabrasion du Philips VisaCare stimule le processus de renouvellement de la peau, pour une peau plus lisse, plus ferme au toucher, et visiblement rayonnante.

Résultats visibles



« 83 % des femmes ayant participé aux tests ont remarqué que leur peau semblait plus ferme. 91 % ont signalé que leur peau semblait instantanément plus lisse. 86 % ont déclaré que leur peau semblait revitalisée*. 91 % des femmes ayant participé aux tests ont trouvé que leur crème était mieux absorbée après le traitement.


Double action : Aspiration et Exfoliation

Masse la peau pour favoriser la circulation sanguine tout en éliminant la peau morte, afin de permettre le renouvellement naturel des cellules.

Système d'Aspiration

Le massage par aspiration stimule intensivement la microcirculation. La microdermabrasion est connue pour stimuler la production naturelle de collagène sur le long terme, afin de combler les ridules de l'intérieur. Pour une peau à l'apparence plus ferme.

Embout exfoliant



L'embout exfoliant élimine en douceur une partie du stratum corneum (couche supérieure de la peau) et épaissit l'épiderme (deuxième couche de la peau), dévoilant une peau plus lisse et revitalisée. Il combat délicatement les zones rêches et écailleuses de manière plus efficace et maîtrisée que ce qui est possible manuellement. Il améliore la texture de la peau et la raffine.

Adapté à tous types de peaux



La douceur de VisaCare est cliniquement prouvée. L'appareil est fourni avec deux embouts (peau sensible et peau normale), adaptés à différents niveaux de sensibilité de la peau. Les experts en soin de la peau Philips sont à votre disposition pour vous conseiller afin de vous permettre d'obtenir des résultats optimaux.

Développé avec des experts en soin de la peau


Philips VisaCare utilise la technologie de microdermabrasion couramment pratiquée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation sûre à domicile. Philips VisaCare a été développé en collaboration avec des scientifiques et des dermatologues experts.

Séance de 5 minutes



Les résultats sont immédiats avec seulement deux traitements de 5 minutes par semaine. VisaCare n'a pas d'inconvénient, et vous êtes libre directement après la séance, avec une peau lisse et rayonnante !

Sans fil



Le design sans fil exclusif du Visacare vous permet de l'utiliser le plus confortablement possible.

Se charge en une nuit



Chargez votre VisaCare sur son élégant socle de charge, pour 3 semaines d'utilisation sans fil.

Technologie d'institut de beauté

Technologie d'institut de beauté permettant une utilisation à domicile en toute sécurité.

Caractéristiques

Avantages

- Élimination des cellules mortes: grâce à l'embout exfoliant
- Épaississement de l'épiderme: grâce à un système d'abrasion
- Microcirculation stimulée: grâce au système d'Aspiration
- Crèmes de soin plus efficaces: Absorption xx fois meilleure

Facile d'utilisation

- Embouts personnalisés: Peau normale et peau sensible
- Sans fil: Jusqu'à 6 utilisations par charge
- Indicateur de charge: icône illuminée
- Manipulation facile: Design ergonomique et élégant
- Socle exclusif et pratique: Socle de charge et de séchage

Zones d'application

- Visage

Accessoires inclus

- Embouts personnalisés: Peau normale et peau sensible
- Conditions d'utilisation: Manuel d'utilisation complet
- Socle exclusif et pratique: Socle de charge et de séchage
- Adaptateur secteur: Adaptateur 100-240V
- Trousse de rangement: Pour le rangement et le transport
- Brossette de nettoyage: Pour nettoyer votre VisaCare après utilisation

Alimentation

- Temps de charge: 12 heures
- Système d'alimentation: Batterie rechargeable
- Autonomie: 6 utilisations de 5 minutes chacune
- Tension: 100-240 V

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans



Date de publication
2014-01-09

Version: 2.0.1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Test indépendant réalisé auprès de 58 utilisatrices après 6 semaines d'utilisation.