

# PHILIPS

Loción postratamiento  
de láser

RéAura

Botella de 60 g con bomba



SC5101



## Hidrata la piel durante el proceso de regeneración celular después de utilizar el dispositivo RéAura de Philips

La loción postratamiento de láser hidrata la piel durante el proceso de regeneración celular, después de utilizar el dispositivo RéAura de Philips. Contiene camomila calmante, además de extractos de hipérico y Edelweiss, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias.

### Hidrata durante el proceso de regeneración celular

- Hidrata la piel durante el proceso de regeneración celular

### Desarrollado junto con los creadores de Fraxel®

- Desarrollado junto con los creadores de la tecnología láser Fraxel®

### Cuida de tu piel después del tratamiento con láser RéAura

- Con ingredientes conocidos por sus propiedades antiinflamatorias

### Dermatológicamente probado y sin perfume

- Dermatológicamente probado y sin perfume

### Hipoalergénico y no comedogénico

- Hipoalergénico y no comedogénico (no obstruye los poros)

## Destacados

### Hidrata durante la regeneración celular

La loción postratamiento de láser es vital para el sistema de rejuvenecimiento cutáneo con láser RéAura de Philips. Tu piel necesita hidratación después del tratamiento y durante el proceso de regeneración celular que activa el dispositivo RéAura de Philips. Utiliza la loción postratamiento de láser inmediatamente después de cada tratamiento. Vuelve a aplicarla una hora después del tratamiento y en los días entre cada tratamiento con láser para hidratar según sea necesario.

### Ingredientes que te cuidan

La loción postratamiento de láser cuida tu piel después de tratarla con el dispositivo RéAura de Philips. Contiene camomila calmante,

además de extractos de hipérico y Edelweiss, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias.

### Hipoalergénico, no comedogénico

Los resultados de las pruebas muestran que la formulación es hipoalergénica y no comedogénica, lo que significa que no obstruye los poros.

### Desarrollado junto con Fraxel®

La loción postratamiento de láser se ha formulado específicamente para su uso después del tratamiento con el dispositivo RéAura de Philips. Se ha desarrollado junto con los creadores de la tecnología láser Fraxel®, según su experiencia en la piel tratada con láser.

## Especificaciones

### Detalles del embalaje

Contenido: 60 gramos

Tipo de embalaje: Botella con bomba

