


# PHILIPS


Ersatzaufsatz

VisaCare

Sensitive



SC6890/01



## Ersatzaufsatz sensitiv

Nur zur Verwendung mit Philips VisaCare Mikrodermabrasion: Die Kombination aus Peeling und Vakuummassage regt sanft die Zellerneuerung Ihrer Haut an und mindert die ersten Anzeichen der Hautalterung – und das ganz bequem zu Hause.

### **Sensitiver Mikrodermabrasionsaufsatz**

- Peelingaufsatz für schonende Behandlung
- Austausch alle 6 Monate

### **Einfach zu ersetzender Peelingaufsatz**

- Leichtes Aufsetzen



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Besonderheiten

## Sensitive Mikrodermabrasion

Empfohlen am Anfang der Mikrodermabrasions-Anwendung oder für Frauen mit empfindlicher Haut bzw. wenn die Haut empfindlicher auf saisonale oder hormonelle Änderungen reagiert. Entwickelt mit Dermatologen, für den Gebrauch zu Hause geeignet. Wenn Sie einen neuen Aufsatz verwenden, beginnen Sie immer mit einer begrenzten Anzahl an Wiederholungen, um die Haut an die intensivere Anwendung zu gewöhnen.\*

## Einfach aufzusetzen

Einfach aufzusetzen und kompatibel mit Philips SC6220 und SC6240.

## Austausch alle 6 Monate

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, den Peelingaufsatz alle sechs Monate auszutauschen.

# Daten

## Vorteile

**Hauttyp:** Für empfindliche Haut

## Benutzerfreundlichkeit

**Pflege:** Unter klarem Wasser abspülen, mit Seife und Bürste

**Kompatibel mit:** Philips SC6220, Philips SC6240

**Empfehlung für den Austausch:** Alle 6 Monate

**Austausch:** Leichtes Aufsetzen



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

\* Im Vergleich zu einem Aufsatz, der sechs Monate lang zweimal pro Woche verwendet wurde.