

# PHILIPS

IPL ty alma sistemi

Lumea

Erkekler iin



TT3003/11



## Tylerin yeniden uzamasını nleyin her gn przsz bir cildin keyfini ıkarın

Philips Lumea Plus IPL ty alma sistemi TT3003, ty kklerine hassas ışık atışları uygulayarak tyleri dinlenme aşamasına geçirir. Tyler doğal biçimde dklr ve yeniden uzamaları nlenir. İki haftada bir uygulayarak her gn przsz bir cildin keyfini ıkarın.

### **Etkili yeniden uzama kontrol**

- Vcut tylerinin yeniden uzama kontrol

### **Yoğun ışık Atımı (IPL) teknolojisi**

- Evde kullanıma uygundur

### **Rahat uygulama**

- Tyler uzamadan nce ortadan kaldınır

### **Uygulama alanları**


- Gğs ve karn kısmı, bacaklar, koltuk altı, sırt ve kasık blgesi

### **Uygun ty ve cilt tipleri**

- Kızıl, gri, aık sarı salar ve cilt tipi VI iin kullanıma uygun deėildir

#  zellikler

## IPL teknolojisi



Philips Lumea, t ylerin alınması i in "Yoğun Işık Atımı" (IPL) adı verilen ve profesyonel g zellik salonlarında kullanılan ışığa dayalı bir teknolojiyi kullanır. Lumea Őimdi evde kullanıma da uygun olan bu yenilik i teknolojiyi istediđiniz yerde ve istediđiniz zaman kullanmanıza olanak sađlıyor.

## Uygun t y ve cilt tipleri

Philips Lumea dođal rengi koyu sarı, kahverengi ve siyah olan t ylerde etkili sonu lar verir. Philips Lumea dođal rengi kıvı, gri ve a ık sarı olan t ylerde etkili DEĐİLDİR. Philips Lumea  ok koyu ciltler i in uygun DEĐİLDİR (cilt tipi VI)

## Bı aktan bile daha p r zs z sonu lar



T yler uzamadan  nce ortadan kaldınır

## V cut uygulama alanları



Erkekler i in Philips Lumea kol, koltuk altı, omuz, karn, kasık b lgesi (testisler hari ), bacaklar, g đ s ve sırtta g venli, etkili ve hassas uygulama i in alanında  nc  dermatologlarla yakın iŐbirliđi i inde geliŐtirilmiŐtir

## V cut t ylerinin yeniden uzama kontrol 

Erkekler i in Philips Lumea t y k klerine hassas ışık atılan uygular. Bunun sonucunda t yler dođal yollarla d k l r ve yeniden uzama  nlenmiŐ olur. Bu uygulamayı her iki haftada bir koltuk altı, kasık b lgesi, g đ s ve karn kısmı, bacak ve sırtta tekrarlamak cildinizin her g n p r zs z olmasını sađlar. En etkili uygulama i in t yleriniz yeniden uzadıđı s rece uygulama alanını pakete dahil olan v cut bakım aparatı ile  nceden traŐ edin

## Lambanın deđiŐtirilmesi gerekmez

Philips Lumea, 100.000 ışık atıŐ  mr  olan dayanıklı bir lambayla birlikte gelir

# Teknik  zellikler

##  zellikler

- 5 ışık enerjisi ayarı:** Cildinizin t r ne g re ayarlanabilir
- dahili UV filtresi:** Cildinizi UV ışınlarına karŐı korur
- Atıma hazır ışık:** Cilde nasıl dođru bir Őekilde uygulanacađını g sterir
- 4 cm<sup>2</sup> uygulama penceresi:** GeniŐ b lgelerde etkin uygulama i in

## Aksesuarlar

- Saklama  antası:** birlikte verilir
- Temizleme bezi:** birlikte verilir
- AC/DC Adapt r / Őarj cihazı:** birlikte verilir

## Teknik spesifikasyonlar

- Pil tipi:** Lityum İyon
- Frekans:** 50-60 Hz
- G c:** 7,5 W
- Gerilim:** 100-240 volt
- Işık enerjisi seviyesi:** 2 - 6,5 J/cm<sup>2</sup> (se ilen ayara g re)
- Işık spektrumu:** >570 nm
- Y ksek performanslı lamba:** 100.000'den fazla ışık darbesi

## Lojistik verileri

**MenŐei:** Macaristan

## Birlikte verilenler

**Kullanım talimatları:** Tam kullanım kılavuzu, Hızlı BaŐlangı  Kılavuzu

## G c

- Őarj s resi:** 60 dakika
- G c sistemi:** Őarj edilebilir pil
-  alıŐma s resi:** Minimum 370 seans
- Gerilim:** 100-240 V

## G venlik ve deđiŐtirilebilir ayarlar

**G venlik halkası sistemi:** İstenmeyen atıŐları  nler

## Servis

**Garanti:** D nya  apında 2 yıl garanti

