

# PHILIPS

Crème après-soin  
laser

RéAura

Flacon pompe de 60 g



SC5101



## Hydrate la peau pendant le renouvellement cellulaire

après utilisation de l'appareil Philips RéAura

La crème après-soin laser hydrate la peau pendant le renouvellement cellulaire résultant de l'utilisation de l'appareil laser Philips de rajeunissement de la peau. Contient de la camomille apaisante et des extraits de St. John's wort et d'edelweiss connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires.

### Hydrate pendant le renouvellement cellulaire

- Hydrate la peau pendant le renouvellement cellulaire

### Élaboré par les concepteurs de Fraxel®

- Élaboré avec les concepteurs de la technologie laser Fraxel®

### Soin de la peau après l'utilisation du laser RéAura

- Contient des composants aux propriétés anti-inflammatoires connues

### Testé dermatologiquement et sans parfum

- Testé dermatologiquement et sans parfum

### Hypoallergénique et non comédogène

- Hypoallergénique et non comédogène (n'obstrue pas les pores)

## Points forts

### Hydrate pendant le renouvellement cellulaire

La crème après-soin laser fait partie intégrante de votre système laser Philips de rajeunissement de la peau. Elle hydrate la peau pendant le renouvellement cellulaire résultant de l'utilisation de l'appareil Philips RéAura. Utilisez la crème après-soin laser directement après chaque utilisation du laser. Renouvelez l'application de la crème au cours de la première heure, après l'utilisation du laser, puis appliquez la crème entre chaque utilisation du laser pour hydrater la peau.

### Composants respectueux de la peau

La crème après-soin laser prend soin de votre peau après l'utilisation de l'appareil Philips RéAura. Contient de la camomille apaisante et

des extraits de St. John's wort et d'edelweiss connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires.

### Hypoallergénique, non comédogène

Les tests démontrent que la formule est hypoallergénique et qu'elle n'est pas comédogène, ce qui signifie qu'elle n'obstrue pas les pores.

### Élaboré avec Fraxel®

La crème après-soin laser a été spécialement formulée pour être utilisée après l'application du Philips RéAura. Élaborée par les concepteurs de la technologie laser Fraxel®, forts de leur expertise en matière de traitement laser de la peau.

## Caractéristiques

### Emballage

**Sommaire:** 60 grammes

**Type d'emballage:** Flacon doseur

